

**МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
З АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ**
для студентів біологічного та географічного факультетів

Передмова

Методичні рекомендації написано для студентів біологічного та географічного факультетів, що вивчають аналітичну хімію. До видання, що пропонується, внесено в максимально стислому і скороченому вигляді лише основні теоретичні положення аналітичної хімії та найтиповіші лабораторні роботи. Вивчення їх дозволить студентами біологічного та географічного факультетів одержати достатні відомості з питань теорії і практики якісного й кількісного аналізу.

Аналітична хімія - наука про методи визначення складу речовини. Курс аналітичної хімії складається з двох розділів - якісного та кількісного аналізу. Якісний аналіз завжди передує кількісному, тому що перш ніж визначити **скільки**, треба знати **що** визначати. Крім того, від якісного складу речовини залежить вибір тих чи інших методів аналізу для встановлення кількісних співвідношень.

Існує близько 50 методів аналізу. Їх можна розділити на дві групи: 1) хімічні та фізико-хімічні, 2) фізичні. При виконанні аналізу хімічним або фізико-хімічним методами головним є проведення хімічної реакції. При використанні фізичних методів якісний склад речовини, що аналізується, виявляють вимірюючи величину певної фізичної характеристики.

ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ

Вище відмічено, що в основі хімічних методів аналізу лежать хімічні реакції. В якісному аналізі використовують лише ті хімічні реакції, які супроводжуються певним **зовнішнім ефектом**: утворенням або розчиненням осаду, утворенням або руйнуванням забарвленої розчинної сполуки, виділенням газоподібної речовини. Такі реакції називаються аналітичними, а реактиви, за допомогою яких вони проводяться, - **аналітичними реагентами**.

Успішне застосування аналітичних реагентів залежить від **чутливості** аналітичних реакцій. Під чутливістю реакції розуміють ту найменшу кількість речовини (іона), яку можна виявити за допомогою зазначеного реагенту. Кількісно чутливість реакції характеризується **межею визначення** (г/мл) та **мінімальним об'ємом** розчину (V мл) з таким вмістом речовини.

Залежно від кількості речовини, що використовується для аналізу, розрізняють **макро-, мікро- та напівмікроаналіз**. Метод аналізу, для якого беруть 0,1 - 1 г речовини, називають макрометодом, менше 0,01 г речовини – мікрометодом, 0,01 - 0,1 г речовини - напівмікрометодом.

При виборі аналітичного реагенту велике значення має його специфічність, що характеризує розмаїття іонів, з якими цей реагент дає подібний зовнішній ефект реакції. Ті реагенти, що дають можливість виявляти один вид іонів у присутності інших, називають **специфічними**. Звичайно, специфічних реагентів, що реагують тільки з одним видом іонів, дуже мало. Аналітичні реагенти, які взаємодіють з обмеженим числом видів іонів, називають **вибірковими** або **селективними**. Крім специфічних і селективних реагентів, розрізняють ще групові та загальні реагенти, які реагують із більшою кількістю іонів.

Як правило, у розчині, що досліджується, присутні декілька різновидів іонів. Причому, багато з них дають схожі реакції та заважають при визначенні одних іонів у присутності інших. Тому не можна проводити реакції виявлення окремих різновидів іонів у довільній послідовності. Їх треба комбінувати таким чином, щоб при визначенні певних іонів усі інші, що заважають, були усунуті.

Послідовність реакцій, що відповідає цій вимозі, називається **систематичним ходом аналізу**. При цьому іони розділяють за допомогою так званих **групових** реагентів, які осаджують різні іони цілими групами. Це має велике значення, а саме: складна задача аналізу суміші іонів розкладається на ряд більш простих задач. Окрім цього, груповим реагентом можна встановити відсутність певної групи іонів.

Вплив сторонніх іонів на реакцію, що є характерною для даного виду іонів, залежить від їх концентрації та умов проведення реакцій. Іони, які заважають проведенню реакції, часто зв'язують у стійкі комплекси (маскують), а це спрощує та прискорює процес аналізу, оскільки дозволяє виявляти одні іони в присутності інших.

Для виявлення катіонів та аніонів використовують різні схеми аналізу.

Виявлення катіонів. Існують різні класифікації катіонів на аналітичні групи. Так, сірководнева класифікація ґрунтується на неоднаковій розчинності карбонатів і сульфідів металів у воді та кислотах (табл. 1). Цей метод розподілу катіонів на групи є класичним, ним завжди користуються в складних випадках, саме цей метод є арбітражним.

Крім сірководневої класифікації при попередніх дослідженнях речовин, у польових умовах користуються й іншими класифікаціями – кислотно-основною, аміачно-фосфатною тощо.

У даному посібнику аналіз суміші катіонів рекомендується проводити **дрбно-систематичним методом** із використанням **безсірководневого методу** розділення катіонів на групи - **кислотно-основного**.

Груповими реагентами кислотно-основного методу є соляна та сірчана кислоти, луг та гідроксид амонію. За їх допомогою катіони розділяють на групи, а потім аналізують останні на присутність тих чи інших катіонів.

Таблиця 1. Розподіл катіонів на групи за сульфідною класифікацією

Групи	Катіони	Груповий реагент і умови осадження	Одержання системи	Характеристика одержаних сполук
I	K^+ , Na^+ , NH_4^+ , Mg^{2+}	Відсутній		Сульфіди і карбонати, розчинні у воді, основний карбонат магнію $(MgOH)_2CO_3$ –тільки у присутності солей амонію
II	Ba^{2+} , Sr^{2+} , Ca^{2+}	Карбонат амонію $(NH_4)_2CO_3$ в нейтральному або слаболужному середовищі	Осади карбонатів: $BaCO_3$, $SrCO_3$, $CaCO_3$	Сульфіди, розчинні у воді, розчинні у розведених кислотах
III	Al^{3+} , Cr^{3+} , Fe^{3+} , Fe^{2+} , Ni^{2+} , Co^{2+} , Mn^{2+} , Zn^{2+}	Сульфід амонію $(NH_4)_2S$ у нейтральному середовищі	Осади гідроксидів: $Al(OH)_3$, $Cr(OH)_3$ Осади сульфідів: FeS , Fe_2S_3 , NiS , CoS , MnS , ZnS	Сульфіди, нерозчинні у воді, розчинні у розведених кислотах
IV	Pb^{2+} , Bi^{3+} , Cu^{2+} , Cd^{2+} , Hg^{2+}	Сірководень H_2S у кислому середовищі	Осади сульфідів: PbS , Bi_2S_3 , CuS , CdS , HgS	Сульфіди, нерозчинні у воді, розведених кислотах (крім нітратної) і в полісульфіді амонію
V	Sn^{2+} , Sn^{4+} , As^{3+} , As^{5+} , Sb^{3+} , Sb^{5+}	Сірководень H_2S у кислому середовищі	Осади сульфідів: SnS , SnS_2 , As_2S_3 , As_2S_5 , Sb_2S_3 , Sb_2S_5	Сульфіди, нерозчинні в розведених кислотах, розчинні в сульфідах (крім SnS) і полісульфідах лужних металів або амонію

Таблиця 2. Розподіл катіонів на групи за кислотно-лужною класифікацією

Група	Катіони	Груповий реагент, умови осадження	Одержані системи	Характеристика одержання сполук
I	Na^+ , K^+ , NH_4^+	Відсутній		Хлориди, сульфати, гідроксиди, розчинні у воді
II	Ag^+ , Pb^{2+} , Hg_2^{2+}	Хлороводнева кислота HCl	Осади хлоридів: AgCl , PbCl_2 , Hg_2Cl_2	Хлориди, нерозчинні у воді і розведених кислотах
III	Ba^{2+} , Sr^{2+} , Ca^{2+}	Сірчана кислота H_2SO_4	Осади сульфатів: BaSO_4 , SrSO_4 , CaSO_4	Сульфати, нерозчинні у воді і розведених кислотах
IV	Zn^{2+} , Al^{3+} , Cr^{3+} , Sn^{2+} , Sn^{4+} , As^{3+} , As^{5+}	Гідроксид натрію або калію (NaOH , KOH)	Розчини, що містять комплексні аніони: $\text{Zn}(\text{OH})_4^{2-}$ - тетрагідроксоцинкат (II)- $\text{Al}(\text{OH})_4^-$ - тетрагідроксоалюмінат (III) – $\text{Cr}(\text{OH})_6^{3-}$ - гексагідроксохромат (III) – $\text{Sn}(\text{OH})_6^{2-}$ - гексагідроксостанат (IV) – $\text{Sn}(\text{OH})_4^{2-}$ - тетрагідроксостанат (II) – AsO_3^{3-} ортоарсеніт-; AsO_4^{3-} - арсеніт	Гідроксиди, нерозчинні у воді; внаслідок амфотерності - розчинні у лугах
V	Mg^{2+} , Mn^{2+} , Bi^{3+} , Fe^{2+} , Fe^{3+} , Sb^{3+} , Sb^{5+}	Водний розчин аміаку $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$	Осади гідроксидів: $\text{Mg}(\text{OH})_2$, $\text{Mn}(\text{OH})_2$, $\text{Bi}(\text{OH})_3$, $\text{Fe}(\text{OH})_2$, $\text{Fe}(\text{OH})_3$, $\text{Sb}(\text{OH})_3$, H_3SbO_4	Гідроксиди, нерозчинні у воді та лугах
VI	Cu^{2+} , Hg^{2+} , Cd^{2+} , Co^{2+} , Ni^{2+}	Водний розчин аміаку $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$	Розчини, що містять комплексні катіони: $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ - тетраамінмідь (II)- $[\text{Hg}(\text{NH}_3)_3]^{2+}$ - тетраамінртуть (II) – $[\text{Cd}(\text{NH}_3)_3]^{2+}$ - тетраамінкадмій – $[\text{Co}(\text{NH}_3)_3]^{2+}$ - гексаамінкобальт (II) – $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ - гексаамінікель (II) –	Гідроксиди, нерозчинні у воді та лугах, розчинні у водному розчині аміаку

За кислотно-основною класифікацією катіони поділяються на шість аналітичних груп (див. табл. 2).

При виявленні аніонів зазвичай користуються дробними реакціями, хоча аніони прийнято ділити на аналітичні групи (див. табл. 3).

Метою лабораторного практикуму з якісного аналізу є вивчення методів виявлення та розділення катіонів та аніонів у розчинах, а також проведення аналізу індивідуальних речовин. Студенти повинні вивчити характерні реакції на катіони й аніони, знати умови проведення цих реакцій, вплив сторонніх іонів, уміти розділяти іони за допомогою групових реагентів, навчитися виявляти катіони й аніони в складних сумішах.

У процесі виконання лабораторних робіт студенти мають отримати практичні навички проведення хімічних реакцій у розчинах напівмікро- та краплинним методом; робити вірні висновки з отриманих даних; засвоїти способи розділення та виявлення іонів у розчинах як при систематичному ході аналізу, так і при виконанні реакцій дробним шляхом.

Для виконання реакцій напівмікрометодом використовують пробірки. Краплинні реакції виконують на предметних скельцях або фільтрувальному папері. Відділення осадів від рідкої фази проводять за допомогою скляних воронок і паперових фільтрів. Випарюють розчини у порцелянових чашечках.

Таблиця 3. Класифікація аніонів за розчинністю солей барію і срібла

Групи	Аніони	Груповий реагент і умови осадження	Характеристика одержаних сполук
I	SO_4^{2-} , SO_3^{2-} , CO_3^{2-} , PO_4^{3-} , SiO_3^{2-} , (BO_2^-)	Хлорид барію BaCl_2 , у нейтральному або слабколужному середовищі	Соли барію, нерозчинні у воді
II	Cl^- , Br^- , I^- , S^{2-} , $(\text{SCN}^-$, $\text{CN}^-)$	Нітрат срібла AgNO_3 у розчині нітратної кислоти HNO_3	Соли срібла, нерозчинні у воді і розведеній нітратній кислоті
III	NO_3^- , NO_2^- , CH_3COO^-	Відсутній	Соли барію і срібла розчинні у воді

Після вивчення реакцій на іони кожної групи студенти виконують контрольні задачі. Задача - це розчин невідомого складу, який містить суміш катіонів або аніонів декількох груп (або суміш усіх груп аніонів). Студенти повинні

проаналізувати розчин за запропонованою або складеною самостійно схемою і результати аналізу перевірити у викладача.

Після вивчення кожної групи катіонів (аніонів) слід подати звіт у вигляді протоколу, в якому потрібно навести рівняння всіх проведених реакцій на кожен катіон (аніон) і вказати властивості отриманого продукту реакції, умови проведення реакції, зазначити, які іони заважають виявленню даного іона за цією реакцією; записати короткий хід аналізу контрольної задачі та одержані результати. Після виконання контрольних задач студенти складають колоквіум з якісного аналізу.


Тема 1. Вивчення реакцій на катіони I аналітичної групи

До катіонів I аналітичної групи належать катіони лужних металів K^+ , Na^+ (Li^+ , Rb^+ , Cs^+), а також іон амонію NH_4^+ , оскільки розчинність його солей є подібною до розчинності солей лужних металів.


I аналітична група не має групового та загальних реагентів, за допомогою яких можна було б перевести зазначені катіони в осад.

Характерні реакції на іони K^+



Гідротартрат натрію $NaHC_4H_4O_6$ утворює з іонами калію білий кристалічний осад гідротартрату калію:




Осад не розчиняється в оцтовій кислоті, але розчиняється в розведених мінеральних кислотах:



та в лугах з утворенням середніх солей:



Осад $KHC_4H_4O_6$ можна одержати також дією винної кислоти, але в цьому випадку до досліджуваного розчину треба додати декілька краплин розчину ацетату натрію CH_3COONa для того, щоб у результаті реакції не утворювалась сильна мінеральна кислота:



Розчинність солі $KHC_4H_4O_6$ досить помітно зростає при нагріванні.


Виконання реакції

До 0,5-1,0 мл нейтрального або оцтового розчину, що містить досить високу концентрацію іонів калію, додати такий самий об'єм розчину $NaHC_4H_4O_6$. Обережно потерти стінки пробірки скляною паличкою. Через деякий час випаде білий кристалічний осад.

Визначенню іонів калію заважають іони амонію, які утворюють осад $NH_4HC_4H_4O_6$.

Гексанітрокобальтат (III) натрію (Кобальтинітрид натрію)

$Na_3[Co(NO_2)_6]$ утворює з іонами калію жовтий осад, нерозчинний в оцтовій кислоті:



Сильні кислоти та луги розкладають реагент:



Отже, реакцію проводять у нейтральному або оцтовокислому середовищі.

Виконання реакції

На скляну пластинку помістити 1-2 краплини досліджуваного розчину і додати 2-3 краплини $\text{Na}_3[\text{Co}(\text{NO}_2)_6]$. Утворюється жовтий осад $\text{K}_2\text{Na}[\text{Co}(\text{NO}_2)_6]$.

Заважають виявленню калію іони NH_4^+ , Pb^{2+} , Hg_2^{2+} та деякі інші.

Забарвлення полум'я

Леткі сполуки калію забарвлюють полум'я в блідо-фіолетовий колір.


Виконання реакції

Платинову дротину змочити розчином хлороводневої кислоти та прожарити у полум'ї до зникнення забарвлення. Чисту прожарену дротину вмістити у досліджуваний розчин (або суху сіль) і внести в полум'я. У присутності калію полум'я забарвлюється в блідо-фіолетовий колір.

Виявленню іонів K^+ цим способом заважають іони натрію.

Характерні реакції на іони Na^+

Цинкураніацетат $\text{Zn}(\text{UO}_2)_3(\text{CH}_3\text{COO})_8$ утворює з іонами Na^+ у нейтральному або оцтовокислому розчині зеленкувато-жовтий кристалічний осад, нерозчинний в оцтовій і мінеральних кислотах:




Виконання реакції

До однієї краплини досліджуваного розчину на скляній пластинці додати 2-3 краплини розчину реагенту, обережно потерти скляною паличкою. Утворення зеленувато-жовтого осаду свідчить про наявність іонів натрію. Осад краще розглядати на темному фоні.

Присутність 20-кратної кількості K^+ , NH_4^+ , Mg^{2+} , Ca^{2+} , Sr^{2+} , Mn^{2+} , Ba^{2+} , Al^{3+} , Cr^{3+} , Fe^{3+} , Zn^{2+} , Co^{2+} , Ni^{2+} , Cd^{2+} , Bi^{3+} , Cu^{2+} , Pb^{2+} та Hg_2^{2+} не заважає виявленню натрію. Заважають виявленню Na^+ іони: Ag^+ , Hg_2^{2+} , PO_4^{3-} , AsO_4^{3-} , AsO_3^{3-} .

Якщо в досліджуваному розчині концентрація іонів K^+ висока, то можуть утворитися голчасті кристали солі калію. Для того щоб солі калію розчинилися, осад обробляють водою.

Гексагідроксостибат (V) калію $\text{K}[\text{Sb}(\text{OH})_6]$ утворює з іонами натрію білий кристалічний осад гексагідроксостибату (V) натрію $\text{Na}[\text{Sb}(\text{OH})_6]$, помітно розчинний у воді при кімнатній температурі та гарно - при нагріванні:




У кислому середовищі, в присутності навіть оцтової кислоти, реагент розкладається з утворенням білого аморфного осаду метастибатної (V) кислоти: $\text{K}[\text{Sb}(\text{OH})_6] + \text{HCl} = \text{HSbO}_3 \downarrow + \text{KCl} + 3\text{H}_2\text{O}$,

У сильнолужному середовищі осад $\text{Na}[\text{Sb}(\text{OH})_6]$ досить гарно розчиняється.

Виконання реакції

До 0,5 мл нейтрального або слабколужного досліджуваного розчину додати такий самий об'єм розчину $\text{K}[\text{Sb}(\text{OH})_6]$ і потерти стінки пробірки скляною паличкою. У присутності іонів натрію випадає білий кристалічний осад.

Виявленню Na^+ заважають іони амонію. Внаслідок гідролізу у водних розчинах солей амонію містяться іони водню, які розкладають реагент з утворенням HSbO_3 , що може призвести до помилки:




Забарвлення полум'я

Леткі сполуки натрію забарвлюють полум'я у жовтий колір .

Характерні реакції на іони NH_4^+

Їдкі луги (KOH або NaOH) при нагріванні з розчинами солей амонію виділяють аміак:




Аміак можна виявити

а) за специфічним запахом;

б) якщо червоний колір лакмусового папірця, змоченого водою, змінюється на синій;


в) фільтрувальний папір, змочений розчином нітрату ртуті (I) $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$ чорніє. Почорніння фільтрувального паперу зумовлюється виділенням вільної ртуті у вигляді дрібнодисперсного чорного осаду:



Виконання реакції

До 0,5-1,0 мл досліджуваного розчину додати 1-2 мл розчину NaOH і обережно нагріти майже до кипіння. Виділяється газоподібний аміак. Реакція є специфічною. Інші катіони не заважають виявленню NH_4^+ .

Реактив Неслера ($K_2[HgI_4]+KOH$) з іонами NH_4^+ утворює червоно-бурий осад йодиду дийододимеркурамонію $NH_2Hg_2I_3$:



Виконання реакції


На скляну пластинку помістити 1-2 краплини досліджуваного розчину і додати 2-3 краплини розчину реагенту. Утворюється червоно-бурий осад.

Визначенню NH_4^+ заважають іони, що утворюють з лугом забарвлені та нерозчинні у воді гідроксиди (Fe^{3+} , Cr^{3+} , Ni^{2+} тощо), а також іони Sb^{3+} , Sn^{3+} , Hg^{2+} , які при взаємодії з йодид-іоном руйнують реактив.


Видалення іонів NH_4^+

Іони NH_4^+ заважають виявленню іонів K^+ , тому перед виявленням калію треба повністю видалити з розчину іони амонію. При прожарюванні будь-якої солі амонію вона розкладається.

Солі амонію, утворені кислотами-неокисниками, розкладаються з виділенням аміаку:



Солі амонію з аніонами-окисниками розкладаються з утворенням сполук азоту, в яких він має різний ступінь окиснення:






Тема 2. Вивчення реакцій на катіони II аналітичної групи

До катіонів II аналітичної групи належать Pb^{2+} , Hg_2^{2+} , Ag^+ . Груповий реагент - розведена хлороводнева кислота HCl ($C_{\text{HCl}}=0,3$ моль/л).

Дія групового реагенту HCl



Іони Pb^{2+} , Hg_2^{2+} та Ag^+ при взаємодії з хлороводновою кислотою утворюють білі осадки PbCl_2 (кристалічний), Hg_2Cl_2 (у вигляді порошку), AgCl (аморфний, сироподібний). Осади погано розчиняються у воді та розведених мінеральних кислотах:



Виконання реакції



До 0,5-1 мл розчинів Ag^+ , Pb^{2+} , Hg_2^{2+} (в окремих пробірках) додати 3-4 краплини розведеної HCl . Випадають білі осадки.

PbCl_2 осаджується не повністю через те, що він частково розчиняється у воді при кімнатній температурі; PbCl_2 добре розчиняється в гарячій воді, а також у розчинах NaOH і $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ та в концентрованій HCl з утворенням комплексних сполук:



Розчинність PbCl_2 у гарячій воді використовують для відокремлення іонів Pb^{2+} від Ag^+ та Hg_2^{2+} .

AgCl розчиняється в концентрованій HCl та в гідроксиді амонію NH_4OH з утворенням комплексних сполук:




Безбарвний комплекс $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{Cl}$ руйнується при дії HNO_3 або KI , внаслідок чого випадають осадки AgCl та AgI відповідно.

Розчинення AgCl в аміаку з наступним виділенням осаду при дії HNO_3 або KI використовується в аналізі для відокремлення Ag^+ від Hg_2^{2+} і виявлення його в розчині.

Hg_2Cl_2 (каломель) розчиняється в концентрованій HNO_3 при нагріванні.

При дії NH_4OH на осад Hg_2Cl_2 утворюється суміш білого осаду хлориду меркурамонію та дрібнодисперсної металевої ртуті, внаслідок чого осад забарвлюється в чорний колір:




Цю реакцію застосовують для виявлення іонів Hg_2^{2+} у присутності Ag^+ та Pb^{2+} .


Дія загальних реагентів

Усі реакції із загальними реагентами виконуються таким чином: до 0,5 мл розчину солі досліджуваного іона в пробірці додати 3-4 краплини реагенту, дію якого вивчають.

Їдкі луги (NaOH або KOH) в еквівалентних кількостях утворюють з іонами Pb^{2+} , Hg_2^{2+} та Ag^+ нерозчинні у воді гідроксиди:



Осади AgOH і $\text{Hg}_2(\text{OH})_2$ швидко розкладаються з утворенням бурого Ag_2O і чорного Hg_2O осадів.




При дії надміру їдкого лугу розчиняється тільки осад $\text{Pb}(\text{OH})_2$ з утворенням тетрагідроксоплюмбіту натрію :



Гідроксид амонію NH_4OH в еквівалентних кількостях утворює з іонами Pb^{2+} і Ag^+ осади $\text{Pb}(\text{OH})_2$ і AgOH . AgOH відразу ж темніє внаслідок утворення оксиду срібла Ag_2O . У надмірі NH_4OH розчиняється лише Ag_2O :






З іонами Hg_2^{2+} взаємодія відбувається за такою реакцією:





Утворюється білий осад нітрату меркурамонію і металева ртуть.

Йодид калію KI в еквімолярних кількостях утворює з іонами Hg_2^{2+} , Ag^+ і Pb^{2+} осад йодидів: PbI_2 - жовтого, Hg_2I_2 - світло-зеленого, AgI - світло-жовтого кольорів.




Усі осад погано розчинні у воді, розведених мінеральних кислотах і нерозчинні в NH_4OH . Йодид свинцю розчиняється у воді при нагріванні, після охолодження осад PbI_2 виділяється знову, але вже у формі блискучих золотистих кристаликів, які називають "золотим дощем".

Осад PbI_2 і Hg_2I_2 розчиняються в надмірі йодиду калію з утворенням комплексних сполук:



(Розчинення осаду Hg_2I_2 супроводжується виділенням металеві ртуті).





Осад AgI розчиняється в надмірі KI лише частково:





Карбонати натрію Na_2CO_3 та амонію $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ утворюють з іонами Pb^{2+} , Hg_2^{2+} і Ag^+ білі осад карбонатів срібла Ag_2CO_3 , основного карбонату свинцю $\text{Pb}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$ і жовтий осад карбонату ртуті (I) Hg_2CO_3 . Ці осад розчинні в кислотах; Ag_2CO_3 розчиняється також у надмірі $(\text{NH}_4)_2(\text{CO}_3)$.

Гідрофосфат натрію Na_2HPO_4 утворює з іонами Pb^{2+} та Hg_2^{2+} білі осад фосфату $\text{Pb}_3(\text{PO}_4)_2$ і гідрофосфату Hg_2HPO_4 відповідно; з іонами Ag^+ утворюється жовтий осад фосфату срібла Ag_3PO_4 . Усі ці осад розчинні в мінеральних кислотах; $\text{Pb}_3(\text{PO}_4)_2$ розчиняється також у NaOH , Ag_3PO_4 - у NH_4OH .


Хромат калію K_2CrO_4 і дихромат калію $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ утворюють з іонами Pb^{2+} , Hg_2^{2+} і Ag^+ осад хроматів (виняток: Ag^+ утворює з $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ темночервоний осад $\text{Ag}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$) відповідно жовтого, червоного і цеглисто-червоного кольору:






PbCrO_4 погано розчиняється в розведений HNO_3 , але легко розчиняється в NaOH і $\text{CH}_3\text{COONH}_4$. Hg_2CrO_4 не розчиняється в розведений HNO_3 ; Ag_2CrO_4 добре розчиняється в розведений HNO_3 і NH_4OH .


Сірчана кислота H_2SO_4 або сульфат натрію Na_2SO_4 . Розведена сірчана кислота або розчинні сульфати з іонами Pb^{2+} утворюють білий осад PbSO_4 :



Осад розчиняється при нагріванні в лугах внаслідок утворення тетрагідроксоплюмбіту натрію:



а також в ацетаті амонію:



та концентрованої сірчаної кислоти з утворенням кислій солі:




З іонами Hg_2^{2+} і Ag^+ білі осад Hg_2SO_4 і Ag_2SO_4 утворюються тільки з концентрованих розчинів.

Фери- і фероціанід калію $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ і $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ взаємодіють з іонами Ag^+ , Hg_2^{2+} і Pb^{2+} , утворюючи осад різного складу й кольору.

Сірководень H_2S і тіосульфат натрію $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ у середовищі розведеної хлороводневої кислоти та при нагріванні з іонами Pb^{2+} , Hg_2^{2+} і Ag^+ утворюють чорні осад сульфідів PbS , HgS , Ag_2S , нерозчинні в хлороводневій кислоті; PbS і Ag_2S розчиняються в азотній кислоті при нагріванні, а Hg - у царській водці.


Наприклад:



Характерні реакції на катіони II аналітичної групи

Реакції іонів свинцю

Йодид калію KI утворює з іонами Pb^{2+} жовтий осад (реакція "золотого дощу"):




Реакцію проводять у нейтральному або слабколужному середовищі.

Виконання реакції

До 0,5-1 мл розчину солі свинцю в пробірці додати 2-3 краплини розчину йодиду калію. Утворюється жовтий порошкоподібний осад. Долити в пробірку 4-5 мл дистильованої води і 3-4 краплини оцтової кислоти. Суміш нагріти до повного розчинення осаду і поступово охолодити. Утворюється осад у вигляді золотистих блискучих кристаликів.

Ag^+ , Hg_2^{2+} та інші іони, які утворюють осади з йодидом калію, заважають виявленню Pb^{2+} .

Сірчана кислота H_2SO_4 або сульфат натрію Na_2SO_4 з іонами Pb^{2+} утворюють дрібнокристалічний осад:




Реакцію проводять у нейтральному або слабкокислому середовищі.

Виконання реакції

До 0,5-1 мл розчину солі свинцю додати 3-4 краплини розведеної сірчаної кислоти (або сульфату натрію). Утворюється білий осад.

Іони Ag^+ і Hg_2^{2+} , якщо їх концентрація в розчині не дуже велика, не заважають виявленню Pb^{2+} ; заважають іони III аналітичної групи (Ba^{2+} , Sr^{2+} , Ca^{2+}), які утворюють при взаємодії із сірчаною кислотою аналогічні осади.

Хромат калію K_2CrO_4 з іонами Pb^{2+} утворює жовтий порошкоподібний осад:



Реакцію проводять у нейтральному або оцтовокислому середовищі.

Виконання реакції


До 0,5-1 мл розчину солі свинцю додати 3-4 краплини розчину хромату калію. Випадає жовтий осад.

Ag^+ , Hg^+ та інші іони, що утворюють осади з K_2CrO_4 , заважають виявленню Pb^{2+} .

Реакції іонів Hg_2^{2+}

Гідроксид амонію NH_4OH у присутності іонів Hg_2^{2+} утворює чорний осад:






Виконання реакції

На смужку фільтрувального паперу нанести краплину розчину $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$ і додати 1-2 краплини розчину NH_4OH . У присутності Hg_2^{2+} випадає чорний осад.

Іони срібла у великих кількостях та деякі іони V і IV аналітичних груп заважають виявленню ртуті (I) за допомогою цієї реакції.

Хлорид олова (II) SnCl_2 відновлює іони Hg_2^{2+} до металеві ртуті Hg чорного кольору:




Реакцію проводять у розчині хлороводневої кислоти.

Виконання реакції

До 0,5 мл розчину солі ртуті (I) додати 4-5 краплин розчину SnCl_2 у HCl . Спочатку утворюється білий осад Hg_2Cl_2 , який швидко чорніє внаслідок відновлення ртуті до металеві.

Іони Ag^+ , Hg_2^{2+} заважають виявленню ртуті (I).

Металева мідь відновлює іони Hg_2^{2+} до металеві ртуті.



Ртуть, що виділяється на поверхні мідної пластинки, утворює блискучу амальгаму.

Реакцію проводять у слабкокислому середовищі (розведена нітратна кислота).

Виконання реакції


На мідну пластинку (або монету) нанести 1-2 краплини досліджуваного розчину. Через 1-2 хвилини пластинку промити проточною водою і протерти фільтрувальним папером або клаптиком тканини. У присутності ртуті утворюється блискуча пляма.

Іони Hg_2^{2+} і Ag^+ заважають виявленню Hg_2^{2+} цією реакцією.


Реакції іонів Ag^+

Іони Ag^+ у розчині виявляють за допомогою трьох послідовних реакцій.



1. При дії хлороводневої кислоти утворюється білий осад:



2. Осад хлориду срібла розчиняється у надлишку аміаку з утворенням безбарвного комплексу діамоносрібло (I)-хлорид:



3. При дії на комплекс $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ нітратної кислоти або йодиду калію утворюється білий осад AgCl або жовтий осад AgI :



Виконання реакції

До 0,5-1 мл розчину солі срібла додати 1-2 мл розведеної хлороводневої кислоти для осадження AgCl (перевірити на повноту осадження), осад відфільтрувати, промити 3-4 рази розведеною HCl і обробити його на фільтрі розчином аміаку. Фільтрат зібрати в чисту пробірку.

Додати до фільтрату розчин HNO_3 до кислої реакції середовища (перевірити синім лакмусовим папірцем).




Утворення білого осаду свідчить про наявність іонів срібла в досліджуваному розчині.

Тема 3. Вивчення реакцій на катіони III аналітичної групи

До катіонів III аналітичної групи належать іони лужноземельних металів Ba^{2+} , Sr^{2+} , Ca^{2+} . Груповим реагентом є розведений сірчана кислота.



Дія групового реагенту H_2SO_4

Катіони Ba^{2+} , Sr^{2+} і Ca^{2+} утворюють з груповим реагентом білі дрібнокристалічні осадки сульфатів, нерозчинні в кислотах, а також у розчинах лугів.



Розчинність осадків зростає в ряду $BaSO_4$, $SrSO_4$, $CaSO_4$; розчинність $CaSO_4$ досить велика, і для повного видалення його з розчину застосовують етиловий спирт як висолювач.

Перевести в розчин осадки сульфатів барію, стронцію і кальцію можна шляхом багаторазової обробки (5-6 разів) насиченим розчином карбонату амонію $(NH_4)_2CO_3$ при нагріванні та подальшим розчиненням карбонатів $BaCO_3$, $SrCO_3$ і $CaCO_3$, що утворилися, в оцтовій кислоті CH_3COOH .



Сульфат кальцію, на відміну від сульфатів барію та стронцію, розчиняється в надмірі сульфату амонію $(NH_4)_2SO_4$ з утворенням розчинної безбарвної комплексної сполуки



Цю реакцію використовують в аналізі для відокремлення Ca^{2+} від Ba^{2+} та Sr^{2+} .


Виконання реакції

До 1-2 мл розчину солей барію, стронцію та кальцію (в окремих пробірках) додати 3-4 краплини розведеної сірчаної кислоти. Утворюються білі осадки.

Дія загальних реагентів


Їдкі луги ($NaOH$ або KOH) та гідроксид амонію NH_4OH , не заоруднені карбонатами (внаслідок поглинання CO_2 з повітря), не осаджують катіони III аналітичної групи, тому що їхні гідроксиди є сильними основами і досить добре розчиняються у воді.

Карбонати натрію Na_2CO_3 та амонію $(NH_4)_2CO_3$ утворюють з іонами барію, стронцію та кальцію білі аморфні (на холоді) або кристалічні (при нагріванні) осадки карбонатів, наприклад:




Осадження проводять у нейтральному або слабколужному середовищі при нагріванні.


Осади легко розчиняються в оцтовій і розведених мінеральних кислотах (крім сірчаної), наприклад:



Гідрофосфат натрію Na_2HPO_4 у нейтральному середовищі утворює з іонами барію, стронцію та кальцію білі аморфні осади гідрофосфатів, наприклад:




У лужному середовищі (навіть у слабколужному) утворюються білі кристалічні осади середніх солей, наприклад:



Усі осади фосфатів та гідрофосфатів розчиняються в оцтовій, а також у розведених хлороводневій та нітратній кислотах.


Оксалат амонію (щавлевокислий амоній $(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4$) у нейтральному або слабколужному середовищі утворює з іонами барію, стронцію та кальцію білі дрібнокристалічні осади оксалатів, наприклад:



Усі осади добре розчиняються в розведених HCl і HNO_3 . В оцтовій кислоті при кип'ятінні частково розчиняються BaC_2O_4 і SrC_2O_4 , а CaC_2O_4 не розчиняється.

Реакцію з оксалатом амонію використовують при аналізі для виявлення іонів кальцію в розчині, але тільки після відокремлення барію і стронцію.


Хромат калію K_2CrO_4 у нейтральному середовищі утворює з іонами барію та стронцію жовті порошкоподібні осади, наприклад:




Осад SrCrO_4 утворюється лише при досить великій концентрації іонів стронцію в розчині.

Осади добре розчиняються в розведених хлороводневій та нітратній кислотах. В оцтовій кислоті не розчиняється осад BaCrO_4 . Цю властивість використовують в аналізі для виявлення іонів барію в присутності стронцію та кальцію, а також для відокремлення іонів Ba^{2+} .

Гексаціаноферат (II) калію $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ утворює з іонами кальцію та барію білі дрібнокристалічні осади, наприклад:



У присутності солей амонію утворюються менш розчинні сполуки:




Осади нерозчинні в оцтовій кислоті.

Реакцію з $K_4[Fe(CN)_6]$ використовують при аналізі для виявлення іонів кальцію, але лише після відокремлення барію.


Характерні реакції на катіони III аналітичної групи

Реакції іонів Ba^{2+}

Дихромат калію $K_2Cr_2O_7$ утворює з іонами барію жовтий осад хромату барію $BaCrO_4$.




Утворення осаду $BaCrO_4$ зумовлюється тим, що внаслідок гідролізу (взаємодія дихромат-іонів з водою) у розчині, крім іонів $Cr_2O_7^{2-}$, присутні також іони CrO_4^{2-} :



Хромат барію менш розчинний, ніж дихромат. Саме тому і випадає осад $BaCrO_4$.

Хромат барію добре розчиняється в розведених хлороводневій та нітратній кислотах. Тому реакцію виявлення Ba^{2+} проводять у присутності ацетату натрію CH_3COONa . При цьому сильна кислота замінюється слабкою - оцтовою, в якій хромат барію не розчиняється:




Іони стронцію та кальцію не заважають виявленню іонів барію цією реакцією. Заважають іони металів, які утворюють нерозчинні в оцтовій кислоті хромати (наприклад, Pb^{2+} , Ag^+ , Hg_2^{2+} , Hg^{2+}).

Виконання реакції

До 0,5-1 мл розчину солі барію додати 3-4 краплини розчину ацетату натрію CH_3COONa і 3-4 краплини розчину дихромату калію. Утворюється жовтий осад.

Родизонат натрію утворює з іонами барію червоний осад родизонату барію:



Осад не розчиняється в оцтовій і розведених хлороводневій кислотах. Реакцію проводять у солянокислому розчині. В цих умовах іони стронцію та кальцію не заважають виявленню іонів барію.

Виконання реакції

На смужку фільтрувального паперу нанести 2 краплини розчину родизонату натрію і ще 2 краплини розведеної хлороводневої кислоти. У центр плями, що утворилася, помістити краплину розчину солі барію. Утворюється червоний осад родизонату барію.


Забарвлення полум'я

Леткі солі барію (хлориди, нітрати) забарвлюють полум'я пальника у жовто-зелений колір.

Заважають іони Cu^{2+} , Na^+ та деякі інші.

Реакції іонів Sr^{2+}

Гіпсова вода - насичений розчин CaSO_4 - утворює з іонами Sr^{2+} білий дрібнокристалічний осад (каламуть) сульфату стронцію:




Реакцію проводять при нагріванні майже до кипіння, осад утворюється через деякий час.

Іони Ba^{2+} і Pb^{2+} заважають виявленню Sr^{2+} , утворюючи осад при кімнатній температурі та відразу ж після додавання гіпсової води.

Виконання реакції

До 0,5-1 мл розчину солі стронцію додати 0,5-1 мл гіпсової води. Вміст пробірки нагріти до кипіння. Утворення осаду спостерігають через 5-10 хвилин потому.

Родизонат натрію утворює з іонами стронцію червоно-бурий осад родизонату стронцію:



Осад розчиняється в розведеній хлороводневій кислоті. Реакцію проводять у нейтральному середовищі.

Іони кальцію і лужних металів не заважають цій реакції. Іони барію заважають виявленню іонів стронцію цією реакцією.

Виконання реакції


На смужку фільтрувального паперу нанести краплину розчину солі стронцію та змочити вологу пляму краплиною родизонату натрію. Пляма забарвлюється в бурувато-червоний колір. Якщо пляму змочити розведеною хлороводневою кислотою, вона знебарвлюється.

Забарвлення полум'я

Леткі солі стронцію забарвлюють полум'я пальника в карміново-червоний колір. Заважають іони кальцію та деякі інші.

Реакції іонів Ca^{2+}

Оксалат амонію (щавлевокислий амоній) $(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4$ з іонами кальцію утворює білий дрібнокристалічний осад оксалату кальцію CaC_2O_4 :




Оксалат кальцію розчиняється в мінеральних кислотах і не розчиняється в оцтовій кислоті. Реакцію проводять у нейтральному або оцтовокислому середовищі. Іони Ba^{2+} і Sr^{2+} заважають виявленню іонів Ca^{2+} .

Виконання реакції

До 0,5-1 мл розчину солі кальцію додати 0,5-1 мл розчину оксалату амонію. При цьому з концентрованого розчину відразу, а з розведеного поступово випадає білий дрібнокристалічний осад.

Гексаціаноферат (II) калію $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ утворює з іонами кальцію в присутності хлориду амонію NH_4Cl білий дрібнокристалічний осад:



Реакцію проводять у нейтральному середовищі. Іони барію заважають виявленню іонів кальцію.

Виконання реакції

До 0,5-1 мл розчину солі кальцію додати 2-3 краплини розчину хлориду амонію і 0,5-1 мл розчину гексаціаноферату (II) калію. Утворюється білий осад.

Забарвлення полум'я

Леткі солі кальцію забарвлюють полум'я пальника в цеглисто-червоний колір. Заважають іони стронцію та деяких інших елементів.

Лабораторна робота № 1

Аналіз суміші катіонів I, II та III аналітичних груп

I група: NH_4^+ , K^+ , N^+

II група: Pb^{2+} , Ag^+ , Hg_2^{2+}

III група: Ba^{2+} , Sr^{2+} , Ca^{2+}

Виявлення NH_4^+ . До 0,5-1 мл розчину, що досліджується, додати 1-2 мл розчину NaOH , суміш нагріти майже до кипіння. Аміак, що виділяється, визначити за запахом або за допомогою червоного лакмусового папірця, змоченого водою (червоний колір змінюється на синій).

Відокремлення Pb^{2+} , Ag^+ і Hg_2^{2+} . До 2-3 мл розчину задачі додати 2 мл розведеної хлороводневої кислоти. Осаду, що утворився, дати трохи відстоятися і перевірити на повноту осадження, додавши до розчину ще 2-3 краплини HCl .

Осад відфільтрувати, прозорий фільтрат зібрати в пробірку і залишити для виявлення іонів, які в ньому знаходяться.

Осад: PbCl_2 , AgCl , Hg_2Cl_2 (PbCl_2 осаджується частково).

Розчин: NH_4^+ , K^+ , Na^+ , Ba^{2+} , Sr^{2+} , Ca^{2+} , Pb^{2+} (залишок).

Осад на фільтрі промити 3-4 рази хлороводневою кислотою (промивну рідину відкинути).

Виявлення Pb^{2+} . Лійку з осадом помістити над чистою пробіркою. Осад на фільтрі обробити 3-5 мл гарячої води. (Воду нагріти до кипіння в іншій пробірці). До окремої порції одержаного розчину додати один із характерних реагентів на іони свинцю: йодид калію (реакція "золотого дощу") або розчин сірчаної кислоти (утворення білого осаду сульфату свинцю).

Виявлення Ag^+ . Лійку з осадом, що залишився, помістити над іншою чистою пробіркою. Осад на фільтрі обробити 2-3 мл розчину NH_4OH . До одержаного прозорого розчину додати розчин нітратної кислоти до кислої реакції середовища (останнє перевірити за допомогою синього лакмусового папірця). Утворення білого осаду (каламуті) свідчить про наявність іонів Ag^+ .

Виявлення Hg_2^{2+} . Почорніння осаду на фільтрі при обробці розчином аміаку (див. виявлення Ag^+) вказує на присутність іонів Hg_2^{2+} у досліджуваному розчині.

Відокремлення домішки Pb^{2+} . До фільтрату, одержаного після відокремлення Pb^{2+} , Ag^+ і Hg_2^{2+} , додати краплинами розчин аміаку до лужної реакції середовища (перевірити рожевим лакмусовим папірцем) і потім ще 1-2 краплини. Осад, що утворився, відфільтрувати і відкинути.

Осад: $\text{Pb}(\text{OH})_2$

Розчин: NH_4^+ , K^+ , Na^+ , Ba^{2+} , Sr^{2+} , Ca^{2+}

Фільтрат використати для виявлення K^+ , Na^+ , Ba^{2+} , Sr^{2+} , Ca^{2+} .

Виявлення K^+ і Na^+ . 2-3 мл одержаного після відокремлення $\text{Pb}(\text{OH})_2$ фільтрату помістити у фарфорову чашечку, випарити досуха на пісочній бані, потім чашечку із залишком прожарити на відкритому полум'ї пальника до припинення виділення білого диму і ще 1-2 хвилини. Після охолодження чашечки до сухого залишку додати 1-2 мл дистильованої води і перемішати паличкою. 1-2 краплини одержаного розчину помістити на скляну пластинку і перевірити повноту видалення NH_4^+ реактивом Неслера. При негативній реакції на іони амонію 1-2 краплини прозорого розчину із фарфорової чашечки помістити на скляну пластинку і для виявлення іонів калію додати 2-3 краплини розчину гексанітрокобальтату (III) натрію. Утворення жовтого осаду свідчить про наявність іонів калію в досліджуваному розчині.

Виявлення Na^+ . Краплину прозорого розчину з фарфорової чашечки помістити на скляну пластинку і додати 2-3 краплини розчину цинкуранілацетату $\text{Zn}(\text{UO}_2)_3(\text{CH}_3\text{COO})_8$. При наявності в досліджуваному розчині іонів натрію утворюється зеленувато-жовтий осад.

Виявлення Ba^{2+} , Sr^{2+} , Ca^{2+} .

До частини фільтрату, який залишився після відокремлення $\text{Pb}(\text{OH})_2$, додати 2-3 мл розчину карбонату амонію $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$, суміш трохи нагріти. Перевірити повноту осадження додавши ще 1-2 краплини розчину $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$. Осад відфільтрувати (фільтрат відкинути).

Осад: BaCO_3 , SrCO_3 , CaCO_3 .

Лійку з осадом помістити над чистою пробіркою, осад на фільтрі обробити 3-4 мл оцтової кислоти CH_3COOH . В одержаному розчині виявити іони Ba^{2+} , Sr^{2+} і Ca^{2+} .

Виявлення Ba^{2+} . До 1-2 мл одержаного розчину додати 3-4 краплини ацетату натрію CH_3COONa і розчин дихромату калію $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ до забарвлення рідини над осадом в оранжевий колір, що свідчить про наявність надлишку реактиву.

Осад: BaCrO_4 (жовтого кольору).

Розчин: Sr^{2+} , Ca^{2+} .

Осад відфільтрувати і відкинути. Фільтрат дослідити на вміст Sr^{2+} і Ca^{2+} .

Виявлення Sr^{2+} . До 1 мл одержаного прозорого фільтрату додати 1 мл гіпсової води (насичений розчин сульфату кальцію CaSO_4). Суміш нагріти до кипіння і дати постояти 5-10 хвилин. Випадає білий дрібнокристалічний осад, що свідчить про наявність стронцію в розчині.

Виявлення Ca^{2+} . До 1 мл розчину, одержаного після розчинення осадів карбонатів BaCO_3 , SrCO_3 , CaCO_3 в оцтовій кислоті CH_3COOH , додати 2 мл розчину сульфату амонію $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$.

Осад: BaSO_4 , SrSO_4 , CaSO_4 (частково).

Розчин: $(\text{NH}_4)_2[\text{Ca}(\text{SO}_4)_2]$

Осад відфільтрувати і відкинути. До прозорого фільтрату додати 0,5-1 мл розчину оксалату амонію $(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4$ або 1-2 краплини розчину аміаку і 0,5-1 мл розчину гексаціаноферату (II) калію $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$. Утворення білих осадів у першому і другому випадках свідчить про наявність іонів кальцію в досліджуваному розчині.

Контрольні запитання

1. Назвати малорозчинні солі катіонів I, II та III аналітичних груп.
2. Який реагент слід використати, щоб розчинити осад:
 - а) хлориду свинцю;
 - б) йодиду ртуті (I);
 - в) сульфиду срібла;
 - г) хромату свинцю;
 - д) сульфату барію;
 - е) оксалату кальцію ?
3. Який реагент слід використати, щоб відділити:
 - а) іони кальцію від іонів стронцію;
 - б) іони амонію від іонів калію;
 - в) іони барію від іонів кальцію;
 - г) іони свинцю від іонів барію;
 - д) іони срібла від іонів кальцію;
 - е) іони свинцю від іонів срібла і ртуті (I) ?
4. До окремих порцій розчину, що містить катіони I-III аналітичних груп, додали:
 - а) $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3 + \text{NH}_4\text{OH} + \text{NH}_4\text{Cl}$ - випав білий осад;
 - б) NaOH - розчин залишився прозорим;
 - в) $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6] + \text{NH}_4\text{Cl}$ - розчин залишився прозорим.

Що можна сказати про склад розчину? Присутність чи відсутність яких катіонів можна вважати доведеною?

5. До окремих порцій розчину, що містить катіони I-III аналітичних груп, додали:
 - а) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{CH}_3\text{COONa}$ - утворився жовтий осад;
 - б) NaOH - утворився білий осад;
 - в) $\text{Zn}(\text{UO}_2)_3(\text{CH}_3\text{COO})_8$ - утворився світло-салатовий осад.

Присутність чи відсутність яких катіонів можна вважати доведеною?






Тема 4. Вивчення реакцій на катіони IV аналітичної групи

До IV аналітичної групи належать іони металів, гідроксиди яких мають амфотерні властивості й розчинні в надлишку лугу: Al^{3+} , Cr^{3+} , Zn^{2+} , As (III, V), Sn (II, IV), Be^{2+} , Ga^{3+} , In^{3+} , Ge^{4+} .

Груповим реагентом є надмір лугу (NaOH або KOH).

Дія групового реагенту

З еквівалентною кількістю лугу **NaOH (KOH)** іони Al^{3+} , Cr^{3+} , Zn^{2+} , Sn (II, IV) утворюють білі осаді гідроксидів $\text{Al}(\text{OH})_3$, $\text{Zn}(\text{OH})_2$, $\text{Sn}(\text{OH})_2$ і $\text{Sn}(\text{OH})_4$ та сіро-зелений осад $\text{Cr}(\text{OH})_3$; As (III, V) у розчинах (крім сильноокислих) знаходиться у вигляді аніонів AsO_3^{3-} та AsO_4^{3-} і не утворює осадів при дії лугів:



При дії надлишку лугу осаді, що утворилися, розчиняються з утворенням комплексних іонів.

При розчиненні $\text{Al}(\text{OH})_3$, $\text{Zn}(\text{OH})_2$, $\text{Sn}(\text{OH})_2$ та $\text{Sn}(\text{OH})_4$ утворюються безбарвні розчини, при розчиненні $\text{Cr}(\text{OH})_3$ розчин набуває темно-зеленого кольору.




Виконання реакцій

До 0,5-1 мл розчинів солей катіонів IV аналітичної групи (в окремих пробірках) додати спочатку краплями розчин NaOH; до осадів, що утворилися, додати надлишок (2-3 мл) NaOH.



Дія загальних реагентів

Гідроксид амонію NH_4OH в еквівалентних кількостях утворює з іонами Al^{3+} , Cr^{3+} , Zn^{2+} , Sn^{2+} та Sn^{4+} осаді гідроксидів. Іони AsO_4^{3-} та AsO_3^{3-} при дії NH_4OH осадів не утворюють.






У надмірі NH_4OH розчиняється лише осад $\text{Zn}(\text{OH})_2$ з утворенням безбарвного розчинного аміаку цинку



Всі осаді гідроксидів розчинні в оцтовій та розбавлених мінеральних кислотах. **Карбонат натрію Na_2CO_3 , калію K_2CO_3 та амонію $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$** осаджують іони Al^{3+} , Cr^{3+} , Sn^{2+} та Sn^{4+} у вигляді відповідних гідроксидів, позаяк карбонати цих елементів повністю гідролізують у водних розчинах:



або загалом



Осад $\text{Zn}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$ розчиняється в надлишку $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$, в оцтовій та розбавлених мінеральних кислотах.

Іони AsO_3^{3-} та AsO_4^{3-} з карбонатами осадів не утворюють.

Гідрофосфат натрію Na_2HPO_4 утворює з іонами Al^{3+} , Zn^{2+} , Sn^{2+} та Sn^{4+} білі, а з Cr^{3+} - зеленуватий осад середніх фосфатів:



Іони AsO_3^{3+} та AsO_4^{3+} з Na_2HPO_4 осадів не утворюють.




Осади AlPO_4 та CrPO_4 нерозчинні в оцтовій кислоті, однак добре розчинні в розбавлених мінеральних кислотах та розчинах лугів. Осад $\text{Zn}_3(\text{PO}_4)_2$ розчинний в оцтовій та мінеральних кислотах, а також у розчинах лугів та гідроксиду амонію.

Тіосульфат натрію $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$, сірководень H_2S та сульфід амонію $(\text{NH}_4)_2\text{S}$.

Тіосульфат натрію $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ та сірководень H_2S у середовищі достатньо концентрованої (близько 6 н) HCl з іонами Sn^{2+} , Sn^{4+} , AsO_3^{3-} та AsO_4^{3-} при нагріванні утворюють осад сульфідів: шоколадно-коричневий SnS та жовті SnS_2 , As_2S_3 , As_2S_5 . Осади нерозчинні в розбавленій HCl , проте розчинні в 2 н HNO_3 (при нагріванні) та в NaOH .

Іони Al^{3+} , Cr^{3+} , Zn^{2+} та Sn^{2+} осаджуються при дії $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ у слабколужному середовищі (створюється додаванням NH_4OH). При цьому іони Zn^{2+} та Sn^{2+}

утворюють сульфідів ZnS та SnS, а іони Al^{3+} та Cr^{3+} внаслідок гідролізу їх сульфідів утворюють осади гідроксидів $Al(OH)_3$ та $Cr(OH)_3$.



Білий осад сульфиду цинку ZnS нерозчинний в оцтовій кислоті, проте добре розчиняється в розбавлених мінеральних кислотах.



Іони Sn^{4+} , AsO_3^{3-} та AsO_4^{3-} у лужному середовищі при дії $(NH_4)_2S$ осадів не утворюють; у сильнолужному середовищі Sn^{2+} при дії $(NH_4)_2S$ також не осаджується.

Характерні реакції на катіони Al^{3+}

Ідкий натр NaOH з наступним додаванням сухого хлориду амонію NH_4Cl .

При дії на іони Al^{3+} надлишку NaOH утворюється безбарвний розчинний алюмінат натрію $Na[Al(OH)_4]$, який руйнується при додаванні сухого NH_4Cl .

При цьому утворюється білий аморфний осад $Al(OH)_3$:



Виявленню алюмінію за допомогою цих реакцій заважають іони Cr^{3+} та Sn (II, IV).

Виконання реакцій

До 0,5-1 мл розчину солі алюмінію додати розчин NaOH до повного розчинення осаду, що утворився. Додати 2-3 мл води і дрібку сухого NH_4Cl , суміш нагріти.


Утворюється каламуть білого кольору.

Алізарин S утворює з іонами Al^{3+} малорозчинну комплексну сполуку яскраво-червоного кольору - алізариновий лак. Сполука розчинна в розбавлених мінеральних кислотах, але нерозчинна в оцтовій кислоті.

Виявленню алюмінію заважають іони Cr^{3+} , Zn^{2+} , Sn^{2+} та інших металів, які утворюють малорозчинні гідроксиди. Для усунення впливу Cr^{3+} його переводять в CrO_4^{2-} , а інші іони зв'язують у нерозчинні сполуки за допомогою $K_4[Fe(CN)_6]$.

Виконання реакції (краплинний варіант)

На смужку фільтрувального паперу помістити одну краплину розчину $K_4[Fe(CN)_6]$ і в центр плями, що утворилася, - одну краплину досліджуваного розчину. При цьому іони, що заважають, осаджуються у вигляді фероціанідів і залишаються в центрі плями



а іони Al^{3+} за рахунок капілярних сил дифундують на периферію. Щоб прискорити цей процес, слід нанести в центр плями одну-дві краплини дистильованої води. Пляму обробити газуватим аміаком (потримати фільтрувальний папір над отвором склянки з концентрованим розчином NH_4OH). Після цього нанести на периферійну частину плями 1-2 краплини розчину алізарину S та знову обробити газуватим аміаком.




За вказаних умов сам реактив (алізарин S) набуває фіалкового забарвлення. Тому, для підвищення контрастності слід обробити пляму розбавленим розчином оцтової кислоти. У присутності алюмінію спостерігається червоно-рожева пляма на жовтому фоні (алізарин S має жовте забарвлення в оцтовокислому середовищі).

Характерні реакції на катіони Cr^{3+}

Щоб виявити іони Cr^{3+} , їх найчастіше окиснюють до хромат (CrO_4^{2-})- або дихромат ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$)-іонів. Процес окиснення може відбуватись як у лужному, так і в кислому середовищі.

У лужному середовищі для окиснення Cr^{3+} використовують пероксид водню H_2O_2 , пероксид натрію Na_2O_2 , бромну воду (розчин Br_2 у воді), хлорну воду (розчин Cl_2 у воді) та інші.

Найчастіше окиснення іонів Cr^{3+} до хромат-іонів у лужному середовищі проводять за допомогою пероксиду водню:




Реакцію проводять у присутності надміру NaOH у розчині.

Виконання реакції


До 0,5-1 мл розчину, що містить Cr^{3+} , додати 2-4 мл розчину NaOH , вміст пробірки добре перемішати, потім додати 5-10 краплин розчину H_2O_2 . Після припинення бурхливої реакції вміст пробірки нагріти до кипіння (обережно!). Додавання H_2O_2 і нагрівання повторювати доти, доки темно-зелене забарвлення розчину не зміниться на чисто-жовте.

Наявність іонів CrO_4^{2-} , що утворилися, треба підтвердити, використовуючи один із таких реактивів:

а) *хлорид барію* BaCl_2 . Частина отриманого розчину підкислити оцтовою кислотою CH_3COOH до кислої реакції середовища (перевірити лакмусовим папірцем) і додати кілька краплин розчину BaCl_2 .



У присутності CrO_4^{2-} утворюється жовтий осад хромату барію.



На смужку фільтрувального паперу нанести одну краплину розчину бензидину; у центр плями, що утворилася, нанести одну краплину розчину, що одержали. Поява насичено-синього забарвлення вказує на наявність іонів CrO_4^{2-} у розчині (утворюється продукт окиснення бензидину хромат-іонами).

Виявленню CrO_4^{2-} заважають деякі інші окисники, що окиснюють бензидин з утворенням такого ж самого синього продукту реакції.

Для окиснення Cr^{3+} до дихромат-іонів $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ у кислому середовищі можна використовувати персульфат амонію $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$, діоксид свинцю PbO_2 , вісмутат натрію NaBiO_3 та ін.

Як приклад розглянемо реакцію з вісмутатом натрію.





Реакцію проводять у присутності надміру HNO_3 .

Виконання реакції


До 3-4 краплин розчину, що містить іони Cr^{3+} , додати 1-2 мл HNO_3 і дрібочку сухого NaBiO_3 ; вміст пробірки нагріти до кипіння. Наявність іонів $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ підтверджують реакцією одержання надхромової кислоти.

Для цього до приблизно 1 мл розчину, що отримали, додати 5-10 краплин пероксиду водню, 3-4 краплини H_2SO_4 та 1 мл ефіру. Вміст пробірки злегка струсити; у присутності іонів $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ верхній органічний шар забарвлюється в синій колір внаслідок утворення надхромової кислоти H_2CrO_6 (пероксид хрому CrO_5). Забарвлення швидко зникає.




Характерні реакції на катіони Zn^{2+}

Сірководень H_2S утворює з іонами Zn^{2+} білий осад ("каламуть") сульфиду цинку ZnS .



Реакцію проводять у середовищі оцтової кислоти, оскільки осад розчинний у мінеральних кислотах, але нерозчинний в оцтовій кислоті; до реакційної суміші додають також ацетат натрію CH_3COONa .



Виконання реакції

До 0,5-1 мл розчину солі цинку додати 3-4 краплини розчину CH_3COONa та 5-7 краплин розчину H_2S . Утворюється каламуть білого кольору.

Виявленню цинку цією реакцією заважають іони, які утворюють з H_2S сульфідів, нерозчинні в оцтовій кислоті (до них належать: усі катіони II аналітичної групи; Sn^{2+} та Sn^{4+} з IV аналітичної групи; усі катіони V та VI аналітичних груп).

Осад ZnS утворюється і в лужному середовищі; у цьому випадку як реагент використовують сульфід натрію Na_2S . У цих умовах катіони IV аналітичної групи не заважають виявленню цинку.

Фероціанід калію $K_4[Fe(CN)_6]$ утворює з іонами Zn^{2+} білий осад ("каламуть") подвійної солі $K_2Zn_3[Fe(CN)_6]_2$

Осад розчинний у $NaOH$ (КОН) та NH_4OH . Реакцію проводять у кислому середовищі.



Виконання реакції

До 0,5-1 мл розчину, що містить іони Zn^{2+} , додати 0,5-1 мл розчину $K_4[Fe(CN)_6]$. Утворюється каламуть білого кольору.

Всі катіони, які утворюють осади з $K_4[Fe(CN)_6]$, заважають виявленню Zn^{2+} .

Характерні реакції на катіони Sn^{2+} та Sn^{4+}

Сірководень H_2S утворює з іонами Sn^{2+} та Sn^{4+} відповідно шоколадно-коричневий та жовтий осади сульфідів, нерозчинні в розбавленій HCl :





Реакції проводять у середовищі 0,3-6 н HCl .

Обидва сульфідів розчинні в концентрованій HCl ; SnS_2 розчиняється також у $NaOH$. При взаємодії з концентрованою HNO_3 осади SnS та SnS_2 перетворюються на білий осад нерозчинної олов'яної кислоти H_2SnO_3 .

Виконання реакції

До 0,5-1 мл розчину, що містить іони Sn^{2+} або Sn^{4+} , додати 3-4 краплини концентрованої HCl і декілька краплин розчину H_2S . Утворюється шоколадно-коричневий (SnS) або жовтий (SnS_3) осад. Усі катіони, які в цих умовах утворюють осад з H_2S , заважають виявленню Sn^{2+} та Sn^{4+} .

Соли вісмуту (III) BiCl_3 або $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3$ відновлюються катіонами Sn^{2+} до металевого вісмуту, забарвленого в чорний колір.





Реакцію проводять у сильнолужному середовищі. Іони Sn^{4+} перед виявленням необхідно відновити до Sn^{2+} за допомогою металевого заліза.

Виконання реакції

До 0,5-1 мл розчину, що містить іони Sn^{2+} , додати розчин NaOH до повного розчинення білого осаду $\text{Sn}(\text{OH})_2$, який утворюється на початку реакції. До прозорого розчину додати 2-3 краплини розчину BiCl_3 або $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3$. Утворюється чорний осад.

Виявленню олова заважають іони Hg_2^{2+} , Hg^{2+} , Ag^+ .

Соли ртуті (I та II) та срібла відновлюються іонами Sn^{2+} . Кінцевим продуктом відновлення є металева ртуть, забарвлена в чорний колір, або срібло (відповідно).



Реакцію проводять у кислому середовищі (HCl).

Виконання реакції

До 0,5-1 мл розчину SnCl_2 додати 1-2 краплини розчину $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$ або $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$. Утворюється сірий осад, який з часом чорніє. Іноді з'являються дрібненькі краплини ртуті. Виявленню олова заважають іони Ag^+ .

Диметилгліоксим (реактив Чугаєва)

(скорочено позначають H_2Dm) утворює з іонами Sn^{2+} у присутності Fe^{2+} забарвлену в червоний колір сполуку, до складу якої входять Sn^{2+} , Fe^{2+} та H_2Dm . Сполука здатна екстрагуватися бутиловим або ізобутиловим спиртом.

Виконання реакції



До 1 мл розчину, що містить іони олова, додати 3-4 краплини концентрованої HCl , залізні ошурки і прокип'ятити протягом 1-2 хвилин. Розчин охолодити і додати лужний розчин H_2Dm до лужної реакції середовища (перевірити

лакмусовим папірцем), а потім іще 1 мл. Знову додати HCl до кислої реакції середовища (перевірити лакмусовим папірцем), додати 1 мл бутилового або ізобутилового спирту та струсити вміст пробірки. У присутності олова органічний шар (верхній) набуває червоного кольору. Для порівняння необхідно провести "сліпий" дослід.

Виявленню олова не заважають інші катіони.

Характерні реакції на іони AsO_3^{3-} та AsO_4^{3-}

Сірководень H_2S з іонами AsO_3^{3-} та AsO_4^{3-} утворює жовті осад сульфідів As_2S_3 та As_2S_5 :





Реакції проводять у середовищі 6 н HCl при нагріванні. Обидва сульфідів розчинні в NaOH, HNO₃ (при нагріванні), NH₄OH, проте нерозчинні в HCl.

Виконання реакції

До 1 мл розчину солі арсену додати 1 мл концентрованої HCl, вміст пробірки підігріти й додати декілька краплин розчину H₂S. Утворюється жовтий осад.

Виявленню арсену заважають усі іони, що утворюють сульфідів, нерозчинні в HCl (Pb^{2+} , Ag^+ , Hg_2^{2+} , Hg^{2+} , Sn^{2+} , Sn^{4+} , Bi^{3+} та ін.).

Нітрат срібла AgNO_3 утворює з іонами AsO_3^{3-} та AsO_4^{3-} осадів Ag_3AsO_3 та Ag_3AsO_4 жовтого та коричневого кольору відповідно.



Осадів нерозчинні в CH₃COOH, проте розчинні в HNO₃ та NH₄OH.


Реакцію проводять у нейтральному або оцтовокислому середовищі.

Виконання реакції

До 0,5-1 мл розчину солі арсену додати 3-4 краплини розчину AgNO₃. Утворюється жовтий (Ag_3AsO_3) або коричневий (Ag_3AsO_4) осад.

Виявленню арсену заважають іони, які утворюють забарвлені осадів з AgNO₃.

Магnezіальна суміш (суміш MgCl_2 , NH_4OH та NH_4Cl) утворює з іонами AsO_4^{3-} білий дрібнокристалічний осад ("каламуть") подвійної солі магнію-амонію арсенату $\text{MgNH}_4\text{AsO}_4$.




Реакцію проводять у слабколужному середовищі, у присутності NH₄Cl. Осад розчиняється в CH₃COOH та в мінеральних кислотах.

Виконання реакції

До 0,5-1 мл розчину, що містить іони Mg^{2+} , додати краплинами розчин NH_4OH до утворення незначного осаду ("каламуті"), потім додати дрібку сухого хлориду амонію NH_4Cl та 3-4 краплини розчину Na_2HAsO_4 . Утворюється білий осад.

Усі іони, які утворюють малорозчинні сполуки з Mg^{2+} та AsO_4^{3-} , заважають виявленню арсену.

Молибденова рідина (суміш молибдату амонію $(NH_4)_2MoO_4$ та HNO_3) при нагріванні утворює з іонами AsO_4^{3-} дрібнокристалічний яскраво-жовтий осад амонійної солі арсеномолибденової гетерополікислоти.



Реакцію проводять у присутності надлишку HNO_3 . Осад нерозчинний у HNO_3 , проте розчинний у $NaOH$.



Виконання реакції

До 1 мл розчину, що містить іони AsO_4^{3-} , додати 5-6 мл молибденової рідини. Вміст пробірки нагріти майже до кипіння та залишити приблизно на 5 хвилин. Утворюється яскраво-жовтий осад.


Іони AsO_3^{3-} не рагують з молибденовою рідиною. Щоб їх виявити, потрібно попередньо окиснити їх до AsO_4^{3-} концентрованою азотною кислотою або H_2O_2 .

Виявленню AsO_4^{3-} заважають іони PO_4^{3-} .

Металевий цинк відновлює AsO_3^{3-} та AsO_4^{3-} до газуватого арсину AsH_3 , наприклад:



Реакцію проводять у лужному середовищі. AsH_3 , що виділяється, виявляють за допомогою смужки фільтрувального паперу, змоченого розчином $AgNO_3$; смужка чорніє внаслідок виділення металічного срібла за реакцією





Виконання реакції

До 2 мл розчину $NaOH$ додати 1-2 гранули металевого цинку. Вміст пробірки нагріти до початку реакції розчинення та додати 3-4 краплини розчину солі

арсену. Пробірку закрити ватним тампоном, змоченим розчином ацетату свинцю $Pb(CH_3COO)_2$ (для поглинання можливої домішки сірководню). Зверху пробірку закрити фільтрувальним папером, змоченим розчином $AgNO_3$. У присутності арсену на папері через декілька хвилин з'являється темна пляма.

Розчин йоду I_2 знебарвлюється, якщо його додавати до розчину, що містить іони AsO_3^{3-} ; це відбувається внаслідок окиснення арсеніту до AsO_4^{3-} .



Реакцію проводять у слабколужному середовищі (створюють за допомогою бікарбонату натрію $NaHCO_3$).

Виконання реакції

До 0,5-1 мл розчину, що містить іони AsO_3^{3-} , додати 3-4 краплини розчину $NaHCO_3$, а потім, краплинами, розчин I_2 , який знебарвлюється.

Виявленню AsO_3^{3-} заважають більшість відновників.





Тема 5. Вивчення реакцій на катіони V аналітичної групи

До V аналітичної групи належать катіони: Fe^{2+} , Fe^{3+} , Mn^{2+} , Mg^{2+} , Bi^{3+} , Sb(III) і V).

Груповим реагентом є розчин луку NaOH .

Дія групового реагенту

Іони Fe^{2+} , Fe^{3+} , Mn^{2+} , Mg^{2+} , Bi^{3+} утворюють з груповим реагентом аморфні осади гідроксидів, а Sb (III і V) - осади відповідних кислот.





При вивченні реакцій на Sb (III і V), як правило, використовують солянокислі розчини, в яких стибій знаходиться у вигляді сполук $\text{H}_3[\text{SbCl}_6]$ та $\text{H}[\text{SbCl}_6]$.



Усі осади, крім Fe(OH)_2 та Fe(OH)_3 , білого кольору. Осад Fe(OH)_3 має червоно-буре забарвлення, Fe(OH)_2 - блідо-зелене.

Осади Fe(OH)_2 , Fe(OH)_3 , Mn(OH)_2 , Mg(OH)_2 , Bi(OH)_3 нерозчинні в надлишку NaOH . Щойно осаджені HSbO_2 та HSbO_3 добре розчинні в надлишку NaOH . Усі осади добре розчинні в соляній кислоті; в азотній кислоті розчинні всі, за винятком HSbO_2 та HSbO_3 .

Осади Fe(OH)_2 та Mn(OH)_2 окиснюються киснем повітря і набувають з часом бурого забарвлення.



Виконання реакцій

До 0,5-1 мл розчинів солей Fe^{2+} , Fe^{3+} , Mn^{2+} , Mg^{2+} , Bi^{3+} , $[\text{SbCl}_6]^{3-}$ та $[\text{SbCl}_6]^-$ (в окремих пробірках) додати по 3-4 краплини розчину NaOH (у випадку $[\text{SbCl}_6]^{3-}$ та $[\text{SbCl}_6]^-$ додати по 5-10 краплин NaOH).

Дія загальних реактивів

Виконання реакцій

Усі реакції із загальними реактивами виконувати таким чином: у серію пробірок вмістити по 0,5 мл солей іонів, які вивчають, і додати по 3-4 краплини відповідного реактиву.

Гідроксид амонію NH_4OH взаємодіє з іонами V аналітичної групи аналогічно NaOH і утворює з ними такі самі осади гідроксидів. Осади Fe(OH)_3 , Bi(OH)_3 ,

HSbO_2 та HSbO_3 не розчиняються в надлишку NH_4OH . $\text{Mn}(\text{OH})_2$, $\text{Mg}(\text{OH})_2$ та $\text{Fe}(\text{OH})_2$ розчином NH_4OH осаджуються не повністю; у присутності солей амонію розчинність цих осадів значно підвищується.

Карбонати натрію Na_2CO_3 , калію K_2CO_3 та амонію $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ утворюють з іонами Fe^{2+} та Mn^{2+} білі осад карбонатів FeCO_3 та MnCO_3 ; Fe^{3+} утворює червоно-бурий осад основної солі $\text{Fe}(\text{OH})\text{CO}_3$, який при кип'ятінні переходить у гідроксид $\text{Fe}(\text{OH})_3$; Mg^{2+} утворює білий осад основної солі $\text{Mg}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$, розчинної у присутності солей амонію; Bi^{3+} утворює осад $\text{Bi}(\text{OH})_3$; $\text{Sb}(\text{III})$ та $\text{Sb}(\text{V})$ - осад HSbO_2 та HSbO_3 відповідно.

Іони Fe^{2+} , Mn^{2+} та Mg^{2+} карбонатом амонію $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ осаджуються не повністю.

Гідрофосфат натрію Na_2HPO_4 утворює з іонами Fe^{2+} та Mg^{2+} білі осад гідрофосфатів FeHPO_4 та MgHPO_4 . Іони Mn^{2+} , Fe^{3+} та Bi^{3+} утворюють осад середніх фосфатів: білі - $\text{Mn}_3(\text{PO}_4)_2$ та BiPO_4 , жовтий - FePO_4 . Усі осад, за винятком FePO_4 та BiPO_4 , розчинні в оцтовій кислоті CH_3COOH . Осад FePO_4 розчиняється в мінеральних кислотах (HCl , HNO_3 , H_2SO_4); BiPO_4 розчиняється в HCl , проте погано розчинний в HNO_3 (розбавлений).


Фери- та фероціанід калію $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ та $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ утворюють з іонами Fe^{2+} , Fe^{3+} , Mn^{2+} та Bi^{3+} осад різного складу та забарвлення. Mg^{2+} та $\text{Sb}(\text{III}, \text{V})$ з цими реагентами не взаємодіють. Осад $\text{Fe}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]_2$ та $\text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3$ забарвлені настільки інтенсивно, що можуть бути використані для виявлення іонів Fe^{2+} та Fe^{3+} у присутності багатьох інших іонів у розчині.

Сульфід амонію $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ у нейтральному або слабколужному середовищі утворює з іонами Fe^{2+} , Fe^{3+} , Mn^{2+} та Bi^{3+} осад сульфідів: чорні - FeS , Fe_2S_3 , Bi_2S_3 та тілесний - MnS ; іони Mg^{2+} та $\text{Sb}(\text{III} \text{ і } \text{V})$ осадів не утворюють. Осад FeS , Fe_2S_3 , MnS розчинні в CH_3COOH , HCl та HNO_3 . Осад Bi_2S_3 розчинний лише в HNO_3 при нагріванні.

Сірководень H_2S та тіосульфат натрію $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ у середовищі розбавленої HCl при нагріванні утворюють з іонами Bi^{3+} , $[\text{SbCl}_6]^{3-}$ та $[\text{SbCl}_6]^-$ чорний осад сульфиду вісмуту Bi_2S_3 та оранжеві осад сульфідів стибію Sb_2S_3 та Sb_3S_5 , нерозчинні в розбавленій HCl . Sb_2S_3 та Sb_3S_5 розчинні в концентрованій HCl , а Bi_2S_3 - у розбавленій HNO_3 при нагріванні.

Характерні реакції на катіони Fe^{2+}


Фериціанід калію (червона кров'яна сіль) $K_3[Fe(CN)_6]$ утворює з іонами Fe^{2+} темно-синій осад турбулевої сині.



Реакцію проводять у нейтральному середовищі або в середовищі розбавленої HCl .

Виконання реакції

У пробірку вміщують одну краплину розчину солі Fe^{2+} і додають 3-4 краплини розчину $K_3[Fe(CN)_6]$. Утворюється темно-синій осад. Інші катіони не заважають виявленню катіона Fe^{2+} . Заважають луги.

2,2'-дипіридил () утворює з іонами Fe^{2+} розчинну

комплексну сполуку,

забарвлену в червоний колір.

Реакцію проводять у середовищі розбавленої HCl .

Виконання реакції

На скляну пластинку помістити 1 краплину розчину солі Fe^{2+} , 1 краплину розведеної HCl і 2-3 краплини розчину 2,2'-дипіридилу. Розчин забарвлюється в червоний колір.

Характерні реакції на катіони Fe^{3+}

Фероціанід калію ("жовта кров'яна сіль") $K_4[Fe(CN)_6]$ утворює з іонами Fe^{3+} темно-синій осад берлінської блакиті (лазури).

Реакцію проводять у нейтральному середовищі або в розбавленому розчині HCl .

Виконання реакції


На скляну пластинку помістити 1 краплину розчину солі Fe^{3+} і додати 3-4 краплини розчину $K_4[Fe(CN)_6]$. Утворюється темно-синій осад.

Виявленню Fe^{3+} заважають іони Cu^{2+} та луги.

Роданід амонію NH_4SCN утворює з іонами Fe^{3+} розчинну комплексну сполуку, яка має насичене червоне забарвлення.



Реакцію проводять у слабкокислому середовищі. З водного розчину сполуку можна екстрагувати органічним розчинником - аміловим спиртом. Червоне забарвлення комплексу не з'являється в присутності фториду натрію NaF , який зв'язує іони Fe^{3+} у більш стійкий безбарвний комплекс.



Виконання реакції


До 0,5-1 мл розчину, що містить іони Fe^{3+} , додати 1 мл розчину NH_4SCN . Розчин забарвлюється в насичено-червоний колір.

У присутності іонів Cu^{2+} , Hg_2^{2+} , Hg^{2+} , Bi^{3+} та деяких інших необхідно додавати великий надмір NH_4SCN .

Характерні реакції на катіони Mn^{2+}

Для виявлення Mn^{2+} необхідно окиснити його до перманганат-іонів MnO_4^- , при цьому розчин набуває рожево-фіолетового забарвлення. Окиснення можна проводити як у кислому, так і в лужному середовищі.

У кислому середовищі як окисники використовують дихромат калію $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, діоксид свинцю PbO_2 , вісмутат натрію NaBiO_3 та ін. Наприклад:




Реакцію проводять у розчині HNO_3 з дуже розбавленим розчином солі марганцю.

Виконання реакції

У пробірку помістити 1 краплину розчину, що містить іони Mn^{2+} , додати 5-6 мл HNO_3 і дрібку сухого NaBiO_3 . Розчин набуває рожево-фіолетового забарвлення.

Ця реакція дає можливість виявити Mn^{2+} у присутності всіх катіонів.

У лужному середовищі як окисники використовують: пероксид водню H_2O_2 , пероксид натрію Na_2O_2 , хлорну воду (розчин Cl_2 у воді), бромну воду (розчин Br_2 у воді). Всі ці окисники окиснюють Mn^{2+} до чотиривалентного. І лише гіпоброміт натрію NaBrO в присутності каталізатора (розчин CuSO_4) і при нагріванні окиснює Mn^{2+} до перманганат-іонів MnO_4^- , забарвлених у рожево-фіолетовий колір. Цю реакцію проводять у сильнолужному середовищі, використовуючи дуже розбавлений розчин солі Mn^{2+} .



Виконання реакції


У пробірку помістити 1(!) краплину розчину, що містить іони Mn^{2+} , додати 1 краплину розчину CuSO_4 і 5-6 мл щойно виготовленого розчину NaBrO . Вміст

пробірки добре перемішати, нагріти до кипіння (обережно!), прокип'ятити 1 хвилину і залишити на деякий час. Розчин над осадом набуває рожево-фіалкового забарвлення.

Виявленню Mn^{2+} за допомогою цієї реакції не заважають інші катіони.

Характерні реакції на катіони Mg^{2+}

Магnezіальна суміш (Na_2HPO_4 в суміші з гідроксидом амонію NH_4OH та хлоридом амонію NH_4Cl) утворює з іонами Mg^{2+} білий дрібнокристалічний осад магнійамонійфосфату.



Осад розчинний в оцтовій кислоті та розбавлених мінеральних кислотах.

Виконання реакції

До 0,5-1 мл розчину солі магнію додати 1-2 краплини NH_4OH . Після появи невеликої каламуті додати сухий NH_4Cl до її повного зникнення. Після цього до прозорого розчину додати 3-4 краплі розчину Na_2HPO_4 . Утворюється білий осад.

Виявленню Mg^{2+} заважають більшість катіонів II, III, IV, V та VI аналітичних груп.

Титановий жовтий (органічний реагент) утворює в сильнолужному середовищі з іонами Mg^{2+} яскраво-рожевий осад.


Виконання реакції

У пробірку внести 5-6 краплін розчину солі магнію, додати 5-6 краплін щойно виготовленого розчину титанового жовтого, 2 мл розчину $NaOH$ і добре перемішати. Утворюється яскраво-рожевий осад.

Усі катіони, які утворюють з $NaOH$ малорозчинні гідроксиди, заважають виявленню магнію.

Характерні реакції на катіони Bi^{3+}

Гідроліз (взаємодія з водою). При розведенні водою розчини солей вісмуту легко гідролізують з утворенням білих осадів основних солей, наприклад:






Виконання реакції

До 0,5-1 мл розчину солі вісмуту додати 5-6 мл H_2O . З'являється каламуть білого кольору.

Виявленню Bi^{3+} заважають іони Sb (III, V) та Sn (II, IV).

Хлорид олова (III) $SnCl_2$ у сильнолужному середовищі відновлює іони Bi^{3+} до металевого вісмуту, який має чорне забарвлення.






Виконання реакції

В окрему пробірку внести 0,5-1 мл розчину хлориду олова (II), додати до нього розчин NaOH, поки не розчиниться утворений спочатку білий осад $\text{Sn}(\text{OH})_2$. До отриманого таким чином прозорого розчину додати 2-3 краплини розчину, що містить іони Bi^{3+} . Утворюється чорний осад.

Виявленню Bi^{3+} заважають іони Hg_2^{2+} , Hg^{2+} та Ag^+ (частково Pb^{2+}).

Йодид калію KI утворює з іонами Bi^{3+} чорний осад йодиду вісмуту BiI_3 , який легко розчиняється в надмірі KI з утворенням оранжевого розчинного комплексу $\text{K}[\text{BiI}_4]$.



Реакцію проводять у кислому середовищі.

Виконання реакції

До 0,5-1 мл розчину, що містить іони Bi^{3+} , додавати краплями розчин KI (1-2 краплини). До чорного осаду, що утворився, додати надлишок розчину KI. Осад розчиняється і набуває оранжевого кольору.

Виявленню Bi^{3+} заважають іони Fe^{3+} , Hg_2^{2+} $\text{Sb}(\text{V})$ та багато окисників.

Тіосечовина $\text{SC}(\text{NH}_2)_2$ утворює з іонами Bi^{3+} розчинну комплексну сполуку, забарвлену в червоно-оранжевий колір $\text{Bi}[\text{SC}(\text{NH}_2)_2]_9\text{Cl}_3$.

Реакцію проводять у солянокислому середовищі.

Виконання реакції



До 0,5-1 мл розчину, що містить іони Bi^{3+} , додати дрібку сухої тіосечовини. Розчин забарвлюється в червоно-оранжевий колір.

Виявленню Bi^{3+} заважають іони Fe^{3+} , Hg_2^{2+} та $\text{Sb}(\text{V})$. Негативну дію стибію можна усунути, якщо додати виннокислий натрій $\text{Na}_2\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6$, який утворює зі стибієм стійкий безбарвний комплекс.

Характерні реакції на катіони $\text{Sb}(\text{III}, \text{V})$

Гідроліз (взаємодія з водою). При розведенні водою кислі розчини, що містять сполуки стибію, легко гідролізують з утворенням білих осадів основних солей.

Наприклад:




Виконання реакції

До 0,5-1 мл розчину солі стибію (III або V) додати 5-6 мл H_2O . Утвориться каламуть білого кольору.

Виявленню стибію заважають іони Bi^{3+} , Sn^{2+} та Sn^{4+} .

Дія металів. Активні метали (Al, Zn, Sn, Fe) відновлюють Sb (III і V) із його сполук до вільного металу, який має в цьому разі вигляд чорних пухнастих пластівців. Наприклад:





Реакцію проводять у середовищі HCl.

Виконання реакції

У пробірку внести 0,5-1 мл розчину солі стибію, додати 1-2 краплини концентрованої HCl та залізні ошурки. З'являється чорний пухнастий осад.

Виявленню стибію заважають усі метали, які в ряду напруг стоять праворуч від заліза.

Сірководень H_2S із розчинів, що містять Sb (III і V), осаджує оранжеві осадки сульфідів Sb_2S_3 та Sb_2S_5 .



Реакцію проводять у середовищі 3 н HCl. Обидва сульфідів розчинні в концентрованій HCl та в NaOH. При взаємодії з концентрованою HNO_3 обидва сульфідів перетворюються на білий осад малорозчинної стибієвої кислоти HSbO_3 .

Виконання реакції

До 0,5-1 мл розчину, що містить сіль Sb(III) або Sb(V), додати 2-3 краплини концентрованої HCl і пропускати через розчин повільний струмінь H_2S . З'являється оранжевий осад.

Усі катіони, які утворюють з H_2S у цих умовах забарвлені осадки сульфідів, заважають виявленню стибію.

Метилловий фіолетовий (органічний реагент) з іонами SbCl_6^- утворює іонний асоціат фіолетового кольору, який екстрагується органічними розчинниками - толуолом або бензолом.

Реакцію проводять у середовищі 1-2 н HCl. У реакцію з метиловим фіолетовим вступає лише щойноокислений стибій (V).

Виконання реакції

До 0,5-1 мл розчину, що містить стибій (III) чи (V), додати 1-2 краплини концентрованої HCl та 3-4 краплини розчину двохлористого олова SnCl_2 (для відновлення всього стибію до Sb (III)). Після цього додавати краплинами (!) 10%-ний розчин нітриту натрію NaNO_2 до зникнення бурого забарвлення розчину, яке виникає спочатку, і потім ще 1-2 краплини. Розчин відстоюють 1-2 хвилини. При цьому стибій окиснюється до Sb (V) (утворюється комплексний

іон $[\text{SbCl}_6]^-$). Для видалення надлишку NaNO_2 (який заважає подальшому проходженню реакції) до розчину додати суху сечовину $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ у такій кількості, щоб розчин перестав пінитись. Суміш розбавити водою до 5-6 мл, додати 2-3 краплини 0,2%-ного розчину метилового фіолетового та 1 мл толуолу. Вміст пробірки струшувати 1-2 хвилини. У присутності стибію органічний шар (верхній) набуває синього кольору. Для порівняння слід провести "сліпий" дослід.





Інші катіони не заважають виявленню стибію.

Тема 6. Вивчення реакцій на катіони VI аналітичної групи

До катіонів VI аналітичної групи належать іони Co^{2+} , Ni^{2+} , Cu^{2+} , Hg^{2+} , Cd^{2+} . Груповим реагентом є гідроксид амонію NH_4OH (у надмірі) у суміші з NH_4Cl .

Дія групового реагенту NH_4OH

З невеликою кількістю гідроксиду амонію іони Co^{2+} , Ni^{2+} , Cu^{2+} та Cd^{2+} утворюють осади, спочатку основних солей, а далі - гідроксидів.




Іони Hg^{2+} утворюють осад солі меркурамонію, наприклад, хлорид меркурамонію:



Осади $\text{Cd}(\text{OH})_2$ та NH_2HgNO_3 - білого кольору; осади $\text{Co}(\text{OH})_2$, $\text{Ni}(\text{OH})_2$ та $\text{Cu}(\text{OH})_2$ забарвлені відповідно в рожевий, світло-зелений та блакитний колір.

При дії *надміру* NH_4OH осади $\text{Co}(\text{OH})_2$, $\text{Ni}(\text{OH})_2$, $\text{Cu}(\text{OH})_2$, а також і $\text{Cd}(\text{OH})_2$ розчиняються з утворенням комплексних сполук аміакатів.

Утворення розчинного аміакату ртуті проходить при дії надлишку NH_4OH у суміші з хлоридом амонію NH_4Cl (при нагріванні):



Аміакати ртуті (II) та кадмію - безбарвні, нікелю та міді - яскраво-синього кольору, кобальту - брудно-жовтого.

Виконання реакції


До 0,5-1 мл розчинів солей катіонів VI аналітичної групи (в окремих пробірках) додати спочатку краплинами розчин NH_4OH , до осадів, що утворилися, - концентрований розчин NH_4OH до повного розчинення цих осадів. У пробірку, що містить іони Hg^{2+} , додати також дрібку сухого NH_4Cl ; суміш підігріти.

Дія загальних реактивів

Усі реакції із загальними реактивами виконувати таким чином: у декілька пробірок внести по 0,5 мл розчинів солей іонів, які вивчають, і додати по 3-4 краплини відповідного реагенту.

Луги NaOH або KOH утворюють з усіма катіонами VI аналітичної групи осади гідроксидів, нерозчинних у надлишку реагенту. Всі осади добре розчинні в мінеральних кислотах (HCl , HNO_3 , H_2SO_4).

Білий гідроксид ртуті $\text{Hg}(\text{OH})_2$ досить швидко розкладається з утворенням жовтого оксиду ртуті (II).



Карбонати натрію Na_2CO_3 , калію K_2CO_3 та амонію $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ осаджують іони нікелю у вигляді зеленого карбонату NiCO_3 , а іони кобальту, ртуті, міді та кадмію - у вигляді основних солей: червоного $\text{Co}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$, червоно-бурого $\text{HgCO}_3 \cdot 3\text{HgO}$, зеленого $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$ та білого $\text{Cd}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$. Усі осади легко розчинні в кислотах. Карбонати нікелю, а також основні карбонати кобальту, міді та кадмію розчинні також у NH_4OH та надмірі $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$.

Гідрофосфат натрію Na_2HPO_4 утворює з іонами Ni^{2+} , Co^{2+} , Cd^{2+} та Hg^{2+} осади середніх фосфатів: зелений $\text{Ni}_3(\text{PO}_4)_2$, фіолетовий $\text{Co}_3(\text{PO}_4)_2$, білі $\text{Cd}_3(\text{PO}_4)_2$ та $\text{Hg}_3(\text{PO}_4)_2$. Іони Cu^{2+} утворюють світло-блакитний осад змінного складу.

Всі осади, за винятком $\text{Hg}_3(\text{PO}_4)_2$, розчинні в оцтовій та мінеральних кислотах, а також у гідроксиді амонію. Осад $\text{Hg}_3(\text{PO}_4)_2$ добре розчинний лише в HCl

Фери- та фероціанід калію $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ та $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$

$\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ утворює червоно-бурий осад $\text{Co}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]_2$ та жовто-бурий $\text{Ni}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]_2$. Іони Cu^{2+} , Hg^{2+} та Cd^{2+} осадів з цим реагентом не утворюють.

З $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ взаємодіють усі іони, крім Hg^{2+} , з утворенням зеленуватого осаду $\text{Co}_2[\text{Fe}(\text{CN})_6]$, жовто-зеленого $\text{Ni}_2[\text{Fe}(\text{CN})_6]$, білого $\text{Cd}_2[\text{Fe}(\text{CN})_6]$, червоно-бурого $\text{Cu}_2[\text{Fe}(\text{CN})_6]$. Осад $\text{Cu}_2[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ забарвлений настільки інтенсивно, що використовується для виявлення іонів Cu^{2+} у присутності всіх інших катіонів у розчині (лише іони Fe^{3+} якоюсь мірою заважають виявленню Cu^{2+}).

Більшість осадів нерозчинні в розведеній HCl , проте розчинні в надлишку NH_4OH .

Сульфід амонію $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ у нейтральному та слабколужному середовищі утворює з усіма катіонами VI аналітичної групи осади сульфідів: жовтий CdS та чорні CoS , NiS , CuS , HgS .

Щойно осаджені осади NiS та CoS розчиняються навіть в оцтовій кислоті. Через деякий час вони переходять у менш розчинну модифікацію і розчиняються лише в HNO_3 при нагріванні. Осад CdS нерозчинний у розведеній HCl , проте досить добре розчинний у концентрованій HCl та розведеній HNO_3 . CuS нерозчинний у HCl , але добре розчинний у розведеній HNO_3 при нагріванні. HgS розчинний лише в концентрованій HNO_3 або в суміші концентрованої HCl та HNO_3 (царській водці) при нагріванні.

Сірководень H_2S у середовищі розбавленої HCl осаджує осади сульфідів CuS , HgS , CdS .

Тіосульфат натрію $Na_2S_2O_3$ осаджує із солянокислих розчинів при нагріванні лише сульфід міді (I) та ртуті (II). Іони Co^{2+} , Ni^{2+} та Cd^{2+} не осаджуються $Na_2S_2O_3$.

Характерні реакції на катіони Co^{2+}

Роданід амонію NH_4SCN (розчин у аміловому спирті або ацетоні) утворює з іонами Co^{2+} розчинну комплексну сполуку, забарвлену в синій колір. Сполука нейстійка у водному розчині, але стає стійкою при вилученні (екстракції) її аміловим спиртом; органічний шар (верхній) набуває при цьому синього кольору ("синє кільце").




Реакцію проводять у нейтральному або слабкокислому середовищі.

Виконання реакції

До 0,5-1 мл розчину солі Co^{2+} додати 5-6 краплин розчину роданіду амонію NH_4SCN в аміловому спирті (не перемішувати!). Шар амілового спирту набуває синього забарвлення.

Виявленню Co^{2+} заважають іони Fe^{3+} , Cu^{2+} , Hg_2^{2+} та Hg^{2+} . Шкідливий вплив Fe^{3+} усувають, додаючи до розчину, який аналізують, сухий фторид натрію NaF , який зв'язує іони Fe^{3+} у стійкий безбарвний комплекс $Na_3[FeF_6]$. Вплив Cu^{2+} , Hg_2^{2+} та Hg^{2+} усувають, додаючи суху тіосечовину $SC(NH_2)_2$ або тіосульфат натрію $Na_2S_2O_3$, які в середовищі розбавленої HCl зв'язують ці іони в стійкі безбарвні комплексні сполуки.



утворює з іонами Co^{2+} червоний осад, нерозчинний у розбавлених мінеральних кислотах.

Реакцію проводять у середовищі розбавленої HCl та при нагріванні.


Виконання реакції

Реакцію можна проводити в пробірці або на смужці фільтрувального паперу (краплинний варіант):

а) до 0,5 мл розчину солі Co^{2+} додати 3-4 краплини HCl та 3-4 краплини щойно виготовленого розчину α -нітрозо- β -нафтолу і суміш нагріти. З'являється червоний осад;

Характерні реакції на катіони Cu^{2+}

Фероціанід калію $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ утворює з іонами Cu^{2+} червоно-бурий осад, малорозчинний у розбавлених мінеральних кислотах, проте розчинний у надмірі NH_4OH .



Реакцію проводять у нейтральному або слабкокислому середовищі.

Виконання реакції

До 1 краплі розчину солі Cu^{2+} додати 5-6 краплі розчину $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$. Утворюється червоно-бурий осад.

Виявленню міді певною мірою заважають іони Fe^{3+} та луги.

Гідроксид амонію NH_4OH , якщо його взяти у надмірі, утворює з іонами Cu^{2+} розчинну комплексну сполуку - аміакат міді, забарвлений у яскраво-синій колір.



Виконання реакції

До 0,5 мл розчину солі Cu^{2+} додати (краплями!) розчин концентрованого NH_4OH до розчинення осаду, що утворився спочатку. Розчин набуває яскраво-синього кольору.

Виявленню Cu^{2+} заважають іони Ni^{2+} . У присутності іонів Co^{2+} синє забарвлення аміакату міді набуває зеленкуватого відтінку.

У присутності катіонів, що утворюють з NH_4OH малорозчинні гідроксиди або розчинні аміакати, необхідно при виявленні міді додавати великий надмір NH_4OH та залишати суміш на деякий час для відстоювання осаду.

Йодид калію KI при взаємодії з іонами Cu^{2+} виділяє вільний I_2 , який екстрагують органічним розчинником - бензолом. При цьому органічний шар (верхній) набуває рожево-фіалкового кольору.



Реакцію проводять у нейтральному або слабкокислому середовищі.


Виконання реакції

До 0,5 мл розчину солі Cu^{2+} додати 1 мл бензолу та 5-6 краплі розчину KI . Вміст пробірки струсити. Верхній шар набуває рожево-фіалкового забарвлення.

Виявленню Cu^{2+} заважає Fe^{3+} .

Характерні реакції на катіони Hg^{2+}

Металева мідь відновлює іони Hg^{2+} до Hg^0 . Ртуть, що виділяється на поверхні мідної пластинки, утворює блискучу амальгаму.





Реакцію проводять у слабкокислому середовищі (розбавлена HNO_3).

Виконання реакції

На мідну пластинку нанести 1-2 краплини розчину солі Hg^{2+} . Через 1-2 хвилини пластинку промити проточною водою і насухо витерти фільтрувальним папером. У присутності іонів Hg^{2+} утворюється блискуча ("нікельована") пляма.

Виявленню Hg^{2+} заважають іони Hg_2^{2+} та Ag^+ .

Двохлористе олово SnCl_2 відновлює іони Hg^{2+} до Hg^0 , яка в дрібнодисперсному стані має вигляд осаду чорного кольору.





Реакцію виконують у солянокислому середовищі.

Виконання реакції

До 0,5 мл розчину солі Hg^{2+} додати краплями розчин SnCl_2 до перетворення білого осаду Hg_2Cl_2 , що утворюється спочатку, на чорний Hg^0 .

Іони Ag^+ , Hg_2^{2+} та інших металів, що відновлюються розчином SnCl_2 до вільних металів, заважають виявленню Hg^{2+} .

Йодид калію KI утворює з іонами Hg^{2+} червоно-оранжевий осад йодиду ртуті (II). Осад нерозчинний у розбавлених кислотах, але розчинний у надлишку KI з утворенням безбарвної комплексної сполуки $\text{K}_2[\text{HgI}_4]$.



Реакцію проводять у нейтральному або слабкокислому середовищі.


Виконання реакції

До 0,5-1 мл розчину солі Hg^{2+} додати (по одній!) 2-3 краплини розчину KI . Утворюється червоно-оранжевий осад.

Виявленню Hg^{2+} заважають іони Cu^{2+} та Bi^{3+} .

Характерні реакції на катіони Cd^{2+}

Сірководень H_2S у середовищі розбавленої (0,3 н) HCl утворює з іонами Cd^{2+} жовтий осад, нерозчинний у розбавленій HCl , але розчинний у концентрованій HCl і розбавленій HNO_3 при нагріванні.



Реакцію проводять у середовищі розбавленої (близько 0,3 н) HCl .

Виконання реакції

До 0,5-1 мл розчину солі Cd^{2+} додати 2-3 краплини HCl та 5-6 краплин сірководневої води (розчин H_2S у воді). Утворюється жовтий осад.

Виявленню Cd^{2+} заважають усі іони, які утворюють сульфідні, малорозчинні в кислотах. Тому перед виявленням Cd^{2+} необхідно відділити всі іони, що заважають. Цього досягають, осаджуючи їх тіосульфатом натрію $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ у середовищі розбавленої HCl . Іони Cd^{2+} тіосульфатом натрію не осаджуються.

Лабораторна робота № 2

Хід аналізу суміші катіонів IV - VI аналітичних груп

IV група: Al^{3+} , Cr^{3+} , Zn^{2+} , $\text{As}(\text{III}, \text{V})$, $\text{Sn}(\text{II}, \text{IV})$

V група: Fe^{2+} , Fe^{3+} , Mn^{2+} , Mg^{2+} , Bi^{3+} , $\text{Sb}(\text{III}, \text{V})$

VI група: Cu^{2+} , Hg^{2+} , Ni^{2+} , Co^{2+} , Cd^{2+} .

Досліджуваний розчин (задача) може бути прозорим, а може містити осад (залежно від кислотності середовища). Якщо розчин задачі містить осад, то для виявлення всіх катіонів беруть розчин разом з ним.

Дробні реакції

Виявлення Fe^{2+} . Цю реакцію проводять у першу чергу, оскільки Fe^{2+} легко окиснюється киснем повітря до Fe^{3+} .

До 0,5 мл розчину задачі додати кілька краплин HCl та 1 мл розчину $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$. Поява темно-синього осаду вказує на наявність Fe^{2+} .

Виявлення Mn^{2+} . До 1-2 краплин розчину задачі додати 5-6 мл HNO_3 та невеличку дрібку сухого вісмутату натрію NaBiO_3 . Поява рожево-фіалкового забарвлення свідчить про наявність Mn^{2+} у розчині.

Виявлення Hg^{2+} . До 1 мл розчину задачі додати 0,5 мл HNO_3 . У розчин внести мідну пластинку і через 1-2 хвилини промити її проточною водою та витерти насухо фільтрувальним папером (після цього добре вимити руки!). Поява на пластинці блискучої плями свідчить про наявність іонів ртуті в розчині.

Виявлення $\text{As}(\text{III}, \text{V})$. До 1 мл розчину задачі додати 10-12 краплин концентрованої HNO_3 . Суміш у пробірці прокип'ятити протягом 1-2 хвилин (обережно!). Після цього додати 5-6 краплин молібденової рідини, нагріти до кипіння та залишити на 5-10 хвилин. Утворення яскраво-жовтого осаду вказує на наявність арсену в розчині.

Виявлення Fe^{3+} . До 0,5 мл розчину задачі додати кілька краплин HNO_3 та 1 мл роданіду амонію NH_4SCN або калію KSCN . Забарвлення розчину в насичено-червоний колір свідчить про наявність Fe^{3+} .

Виявлення Al^{3+} . Див. краплинний варіант реакції алюмінію з алізарином (с.). Результат не можна вважати достовірним, необхідна перевірка при систематичному ході аналізу.

Виявлення $\text{Sn}(\text{II}, \text{IV})$. До 2 мл розчину задачі додати 3-4 краплини концентрованої HCl та залізні ошурки, прокип'ятити суміш протягом 1-2 хвилин. Після охолодження суміші додати лужний розчин диметилгліоксиму H_2Dm до лужної реакції середовища (перевірити лакмусовим папірцем) і потім ще 1 мл. Додати HCl до кислої реакції середовища (перевірити лакмусовим папірцем). Потім додати 1 мл бутилового (або ізобутилового) спирту і збовтати

вміст пробірки. У присутності олова органічний шар (верхній) набуває червоного кольору. Для порівняння провести "сліпий" дослід.

Виявлення Cu^{2+} . До 0,5 мл розчину задачі додати 2-3 краплини HCl та 10-12 краплин розчину $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$. Суміш залишити на 2-3 хвилини. Утворення червоно-бурого осаду свідчить про наявність Cu^{2+} у розчині. Результат не можна вважати достовірним, необхідна перевірка при систематичному ході аналізу.

Виявлення Sb (III, V). До 1-2 мл розчину задачі додати 1-2 краплини концентрованої HCl та 3-4 краплини розчину двохлористого олова SnCl_2 . Після цього додавати краплинами (!) 10%-ний розчин нітриту натрію NaNO_2 , поки не зникне бурвате забарвлення, що спочатку утворюється, і ще 1-2 краплини. Розчин залишити на 2-3 хвилини, а потім, щоб позбутися лишку NaNO_2 , додавати до нього невеликими порціями суху сечовину $\text{CO}(\text{NO}_2)_2$, поки розчин не перестане пінитись. Суміш розбавляють водою до 5-6 мл, додають 2-3 краплини 0,2%-ного розчину метилового фіолетового та 1 мл толуолу. Суміш перемішують. У присутності стибію органічний шар (верхній) набуває синього кольору. Для порівняння провести "сліпий" дослід.

Виявлення Ni^{2+} :

а) на смужку фільтрувального паперу нанести 1 краплину розчину задачі, 2 краплини насиченого розчину фосфату амонію $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$ (для зв'язування іонів, які заважають) і на периферію плями нанести 1-2 краплини спиртового розчину диметилгліоксиму. У присутності Ni^{2+} з'являється рожеве забарвлення;

б) до 0,5 мл розчину задачі додати 2-3 мл розчину $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$ та 2-3 краплини розчину NH_4OH , добре перемішати скляною паличкою, а потім обережно (!) по стінці пробірки додати 1-1,5 мл спиртового розчину диметилгліоксиму (не перемішувати!). Утворення у верхній частині суміші яскраво-рожевого осаду свідчить про наявність Ni^{2+} у розчині.

Виявлення Co^{2+} :

а) до 0,5 мл розчину задачі додати таку саму кількість за об'ємом тіосечовини і трохи NH_4F . Суміш у пробірці струшувати 1-2 хвилини, дати відстоятись, а потім обережно по стінці пробірки додати 10-15 краплин роданіду амонію NH_4SCN в аміловому спирті (не перемішувати!). У присутності Co^{2+} шар амілового спирту набуває синього кольору.

б) на смужку фільтрувального паперу нанести 1 краплину розчину задачі, 2 краплини насиченого розчину фосфату амонію $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$ (для зв'язування іонів, які заважають) і на периферію плями нанести 1-2 краплини розчину α -нітросо- β -нафтолу. У присутності Co^{2+} з'являється червоне забарвлення.

Відокремлення та виявлення Zn^{2+} , Cr^{3+} , Al^{3+} . До 1 мл розчину задачі додати 5-6 мл розчину NaOH і суміш добре перемішати скляною паличкою. Далі додавати (краплинами!) 10-12 краплин пероксиду водню H_2O_2 , поки не припиниться бурхлива реакція. Після цього суміш знову перемішати і нагрівати 1 хвилину. Додавання H_2O_2 і нагрівання повторити ще 2-3 рази, осад $Fe(OH)_3$, $MnO(OH)_2$, $Mg(OH)_2$, $Bi(OH)_3$, $Cu(OH)_2$, HgO , $Ni(OH)_2$, $Co(OH)_3$, $Cd(OH)_2$ відфільтрувати та відкинути.

Фільтрат CrO_4^{2-} , $Zn(OH)_4^{2-}$, $Al(OH)_4^-$, $Sb(V)$, $As(V)$, $Sn(IV)$ зібрати в чисту пробірку й використати для виявлення Cr^{3+} , Zn^{2+} та Al^{3+} .

Виявлення Cr^{3+} . На смужку фільтрувального паперу нанести 1 краплину розчину бензидину і в центр плями - 1 краплину отриманого фільтрату. Поява насичено-синього забарвлення вказує на наявність хрому в розчині.

Виявлення Zn^{2+} . До 1-2 мл фільтрату додати 3-4 краплини розчину сульфиду натрію. Поява каламуті білого кольору свідчить про наявність цинку в розчині.

Виявлення Al^{3+} . Для виявлення Al^{3+} необхідно попередньо видалити з отриманого фільтрату *стибій* та *олово*, що заважають виявленню. Для цього до 2-3 мл фільтрату додати краплинами(!) HNO_3 до кислої реакції середовища (перевірити лакмусовим папірцем) і потім ще 5-6 краплин. Осад відфільтрувати і відкинути. Фільтрат використати для виявлення Al^{3+} .

Осад: H_3SbO_4 , H_2SnO_3 .

Фільтрат: Al^{3+} , Zn^{2+} , $Cr_2O_7^{2-}$, AsO_4^{3-}

До 2 мл цього фільтрату додати краплинами (!) розчин NaOH до лужної реакції середовища (перевірити лакмусовим папірцем) і потім ще 1 мл. До отриманого розчину додати сухий NH_4Cl до насичення. Вміст пробірки трохи підігріти.

Утворення невеликого білого аморфного осаду свідчить про наявність Al^{3+} .

Відокремлення та виявлення Mg^{2+} , Bi^{3+} , Cu^{2+} . До 1-2 мл розчину задачі додати 3-4 мл концентрованого розчину NH_4OH і суміш добре перемішати паличкою. Далі по краплині (!) додати 10-12 краплин пероксиду водню H_2O_2 , поки не припиниться бурхлива реакція. Суміш перемішати паличкою і нагрівати 1 хвилину. Додавання H_2O_2 і нагрівання повторити ще 2-3 рази.

Осад $Mg(OH)_2$, $Bi(OH)_3$, $Fe(OH)_3$, $Al(OH)_3$, $MnO(OH)_2$, NH_2HgCl , H_2SbO_4 , H_2SnO_3 відфільтрувати і використати для виявлення Mg^{2+} та Bi^{3+} .

Фільтрат $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$, $[Zn(NH_3)_4]^{2+}$, $[Ni(NH_3)_6]^{2+}$, $[Co(NH_3)_6]^{3+}$, AsO_4^{3-} , CrO_4^{2-} зібрати в чисту пробірку й використати для виявлення Cu^{2+} .

Виявлення Mg^{2+} . Осад на фільтрі промити тричі дистильованою водою. Воронку з осадом помістити над чистою пробіркою, осад на фільтрі обробити

3-4 мл насиченого розчину NH_4Cl (приготувати в окремій пробірці). До отриманого *прозорого* та *безбарвного* розчину додати 1-2 краплини розчину NH_4OH і потім 3-4 краплини розчину гідрофосфату натрію Na_2HPO_4 . Поява білого осаду свідчить про наявність магнію.

Виявлення Bi^{3+} . Частину осаду, який залишився на фільтрі, перенести за допомогою скляної палички в чисту пробірку і розчинити у невеликій кількості HCl (додавати краплинами!). В отриманому розчині перевірити наявність Bi^{3+} :

а) до 0,5 мл розчину додати 3-4 краплини розчину двохлористого олова SnCl_2 для відновлення Fe^{3+} до Fe^{2+} , потім по краплині(!) додати 5-6 краплин розчину йодиду калію KI . Поява чорного осаду, який розчиняється у надлишку KI з утворенням оранжевої розчинної комплексної сполуки KBiI_4 , свідчить про наявність Bi^{3+} ;

б) до 0,5 мл розчину додати 4-5 краплин розчину тартрату натрію $\text{Na}_2\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6$ і дрібку сухої тіосечовини $\text{SC}(\text{NH}_2)_2$. Поява червоно-оранжевого забарвлення свідчить про наявність Bi^{3+} .

Виявлення Cu^{2+} . На скляну пластинку помістити 1-2 краплини підкисленого фільтрату і декілька краплин розчину фероціаніду калію $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$. Дати суміші постояти 2-3 хвилини. Утворення червоно-бурого осаду свідчить про наявність міді.

Контрольні запитання

1. Який реагент слід використати, щоб виявити:
 - а) іони Zn^{2+} у присутності Al^{3+} ;
 - б) іони Ni^{2+} у присутності Cu^{2+} , Co^{2+} , Hg^{2+} ;
 - в) Hg^{2+} у присутності Co^{2+} та Ni^{2+} ;
 - г) Cu^{2+} у присутності Fe^{3+} ;
 - д) Fe^{3+} у присутності інших катіонів V аналітичної групи;
 - е) Hg^{2+} у присутності інших катіонів IV, V та VI аналітичних груп;
 - є) Mn^{2+} у присутності інших катіонів IV, V та VI аналітичних груп ?
2. Який реагент слід використати, щоб відділити:
 - а) іони Zn^{2+} від Al^{3+} ;
 - б) іони Cr^{3+} від Zn^{2+} ;
 - в) Zn^{2+} від Hg^{2+} та Cu^{2+} ;
 - г) Cd^{2+} від Hg^{2+} , Cu^{2+} ?
3. Який реагент слід використати, щоб:
 - а) відокремити Mg^{2+} із суміші осадів $\text{Mg}(\text{OH})_2$, $\text{Fe}(\text{OH})_3$, $\text{MnO}(\text{OH})_2$;
 - б) розчинити осад $\text{Cr}(\text{OH})_3$;

- в) розчинити осад $\text{Ni}(\text{OH})_2$;
- г) розчинити осад NH_2HgCl ;
- д) не розчинився осад ZnS ;
- е) не розчинився осад $\text{Cu}_2[\text{Fe}(\text{CN})_6]$?

4. До окремих порцій задачі на суміш катіонів IV, V та VI аналітичних груп додали розчин таких реактивів:

- а) NaOH - випав білий осад, який не розчинився в надлишку NaOH і не побурів при зберіганні на повітрі;
- в) SnCl_2 - не спостерігали ніякого ефекту.

Що можна сказати про склад розчину? Які іони напевне відсутні в розчині? Наявність яких іонів можлива?

5. До окремих порцій розчину задачі на суміш катіонів IV, V, VI аналітичних груп додали такі реактиви:

- а) $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ - випав синій осад;
- б) надмір NH_4OH - розчин над осадом набув синього кольору;
- в) KSCN в аміловому спирті - ніякого ефекту не спостерігалось.

Що можна сказати про склад розчину? Відсутність або присутність яких іонів можна вважати доведеною? Наявність яких іонів можлива?

6. Який реагент слід використати, щоб виявити:

- а) Cu^{2+} у присутності інших катіонів VI аналітичної групи;
- б) Sn (II, IV) у присутності інших катіонів IV, V та VI аналітичних груп;
- в) Bi^{3+} у присутності інших катіонів IV, V та VI аналітичних груп;
- г) As (III, V) у присутності інших катіонів IV, V та VI аналітичних груп?

Тема 7. Вивчення реакцій на аніони

Усі аніони поділяють на три аналітичних групи.

I група: SO_4^{2-} , CO_3^{2-} , SO_3^{2-} , SiO_3^{2-} , PO_4^{3-} , BO_3^{3-} , (BO_2^- , $\text{B}_4\text{O}_7^{2-}$), F^- , $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ та ін. Груповим реагентом є хлорид барію BaCl_2 у нейтральному або слабколужному середовищі.








II група: Cl^- , Br^- , I^- , S^{2-} , SCN^- , CN^- та ін. Груповим реагентом є азотнокисле срібло AgNO_3 у середовищі розбавленої HNO_3 .

III група: NO_2^- , NO_3^- , CH_3COO^- та ін. Ця група не має групового реагенту.

Вивчення реакцій на аніони I аналітичної групи


Дія групового реагенту BaCl_2

Хлорид барію з іонами SO_4^{2-} , SO_3^{2-} , CO_3^{2-} , SiO_3^{2-} , PO_4^{3-} , BO_3^{3-} , (BO_2^- , $\text{B}_4\text{O}_7^{2-}$), F^- утворює білі осаді відповідних солей.




Усі реакції проводять у нейтральному або слабколужному середовищі.

Осад сульфату барію BaSO_4 не розчиняється в оцтовій CH_3COOH та мінеральних (HCl , HNO_3) кислотах. Осади карбонату барію BaCO_3 та сульфіту барію BaSO_3 розчиняються в CH_3COOH , HCl та HNO_3 з утворенням газоподібних CO_2 та SO_2 відповідно. Реакція BaSO_3 з CH_3COOH відбувається дуже повільно.



Осади BaCO_3 та BaSO_3 розчиняються також при взаємодії з CO_2 та SO_2 відповідно, з утворенням розчинних кислих солей:



Осади $\text{Ba}_3(\text{PO}_4)_2$ та $\text{Ba}(\text{BO}_2)_2$ легко розчиняються в оцтовій, соляній та азотній кислотах. Осад BaSiO_3 руйнується кислотами з утворенням желеподібного


осаду силіцієвої кислоти H_2SiO_3 . Осади $\text{Ba}(\text{BO}_2)_2$ та BaSiO_3 осаджуються лише з досить концентрованих розчинів, оскільки мають схильність до утворення пересичених розчинів. Осад BaF_2 не розчиняється в CH_3COOH , але розчиняється в HCl та HNO_3 .

Виконання реакції


До 0,5-1 мл розчинів, що містять аніони I аналітичної групи (в окремих пробірках), додати по 3-4 краплини розчину BaCl_2 .

Характерні реакції на сульфат-іони SO_4^{2-}

Хлорид барію BaCl_2 утворює з іонами SO_4^{2-} білий дрібнокристалічний осад сульфату барію:



Осад не розчинний у розбавлених мінеральних кислотах та лугах, але частково розчиняється в концентрованій H_2SO_4 з утворенням кислої солі:



Виконання реакції

До 0,5-1 мл розчину, що містить іони SO_4^{2-} , додати 10-12 краплин HCl та 3-4 краплини розчину BaCl_2 . Утворюється білий осад.

Інші аніони не заважають виявленню SO_4^{2-} .

Характерні реакції на карбонат-іони CO_3^{2-}

Оцтова кислота CH_3COOH та мінеральні кислоти (HCl , HNO_3) виділяють із розчинів, що містять CO_3^{2-} , вуглекислий газ:



Виконання реакції

До 1-2 мл розчину, що містить іони CO_3^{2-} , додати (по одній!) 3-4 краплини HCl . Після додавання кожної краплини кислоти вміст пробірки струшувати та спостерігати виділення дрібних бульбашок газу (CO_2), який не має ні кольору, ні запаху.

Виявленню CO_3^{2-} заважають іони SO_3^{2-} , S^{2-} , NO_2^- .

Характерні реакції на сульфит-іони SO_3^{2-}

Соляна кислота HCl виділяє з розчинів, що містять іони SO_3^{2-} , газуватий двооксид сірки (сірчистий ангідрид) SO_2 .






Виконання реакції

До 1-2 мл розчину, що містить іони SO_3^{2-} , додати (краплинами!) 3-4 краплини HCl . Після додавання кожної краплини кислоти суміш у пробірці необхідно

струшувати та спостерігати виділення дрібних бульбашок SO_2 - безбарвного газу з різким запахом.

Виявленню SO_3^{2-} заважають іони CO_3^{2-} , S^{2-} , NO_2^- .

Йодна вода (розчин I_2 у воді) знебарвлюється, якщо до неї додавати розчин, що містить іони SO_3^{2-} . При цьому відбувається окислення SO_3^{2-} до SO_4^{2-} .




Реакцію проводять у нейтральному або слабколужному середовищі.

Виконання реакції

До 2-3 мл розчину йодної води додати по краплині розчин, що містить іони SO_3^{2-} . Спостерігається знебарвлення йодної води.

Виявленню SO_3^{2-} заважають іони S^{2-} .

Перманганат калію KMnO_4 знебарвлюється при взаємодії з розчином, що містить іони SO_3^{2-} , оскільки SO_3^{2-} окислюється при цьому до SO_4^{2-} .



Реакцію проводять у присутності H_2SO_4 .


Виконання реакції

До 2-3 мл розчину KMnO_4 додати 4-5 краплин H_2SO_4 і краплинами(!) розчин, що містить іони SO_3^{2-} . Забарвлення перманганату послаблюється, згодом розчин знебарвлюється.

Виявленню SO_3^{2-} заважають іони S^{2-} , I^- , Br^- та NO_2^- .

Характерні реакції на силікат-іони SiO_3^{2-}

Хлорид амонію NH_4Cl виділяє з розчинів, що містять іони SiO_3^{2-} , аморфний (желеподібний) осад силіцієвої кислоти (реакція краще проходить при нагріванні).




Виконання реакції

До 2-3 мл розчину, що містить іони SiO_3^{2-} , додати дрібку сухого NH_4Cl . Суміш підігріти. З'являється желеподібний осад.

Інші аніони не заважають виявленню SiO_3^{2-} .

Характерні реакції на фосфат-іони PO_4^{3-}

Магнезіальна суміш (суміш $MgCl_2$, NH_4OH та NH_4Cl) утворює з іонами PO_4^{3-} білий дрібнокристалічний осад (каламуть) подвійної солі - магнійамонійфосфату.



Реакцію проводять у слабколужному середовищі у присутності хлориду амонію NH_4Cl . Осад розчинний у CH_3COOH та в мінеральних кислотах (HCl , HNO_3 , H_2SO_4).


Виконання реакції

До 1-2 мл розчину, що містить іони PO_4^{3-} , додати 1-2 краплі NH_4OH , дрібку сухого NH_4Cl та 3-4 краплі розчину $MgCl_2$. Утворюється білий осад.

Усі іони, що утворюють малорозчинні сполуки з іонами Mg^{2+} та PO_4^{2-} , заважають виявленню фосфат-іонів.

Молібденова рідина (суміш молібдату амонію $(NH_4)_2MoO_4$ та HNO_3)

утворює з іонами PO_4^{3-} дрібнокристалічний лимонно-жовтий осад амонійної солі фосфорномолібденової гетерополікислоти.



Реакцію проводять у надлишку HNO_3 у розчині. Осад нерозчинний у HNO_3 , проте розчинний у $NaOH$.

Виконання реакції

До 1 мл розчину, що містить іони PO_4^{3-} , додати 10-12 краплі концентрованої HNO_3 , нагріти до кипіння та прокип'ятити 2-3 хвилини. Після цього додати 5-6 мл молібденової рідини і знову нагріти, потім залишити на 5 хвилин. Утворюється яскраво-жовтий осад.

Виявленню PO_4^{3-} заважають іони AsO_4^{3-} та SiO_3^{2-} , утворюючи подібні за зовнішнім виглядом осади. Вплив цих іонів можна усунути, додаючи винну кислоту.

Характерні реакції на борат-, метаборат- та тетраборат-іони BO_3^{3-} , BO_2^- , $B_4O_7^{2-}$

Метиловий спирт CH_3OH у присутності концентрованої H_2SO_4 утворює з боратами летку сполуку - борнометиловий ефір, який при згорянні забарвлює полум'я в яскраво-зелений колір.



Виконання реакції

2-3 мл розчину, що містить іони VO_2^- (VO_3^{3-} або $\text{V}_4\text{O}_7^{2-}$), внести до порцелянової чашки та випарити досуха. До сухого залишку додати 3-4 краплини концентрованої H_2SO_4 та 10-15 краплин метилового спирту CH_3OH . Суміш у чашці перемішати паличкою та відразу (!) запалити. З'являються спалахи зеленого кольору.

Виявленню VO_3^{3-} , VO_2^- чи $\text{V}_4\text{O}_7^{2-}$ не заважають інші аніони, заважають іони Cu^{2+} , Ba^{2+} .

Характерні реакції на фторид-іони F^-

Сірчана кислота H_2SO_4 . Для виявлення іонів F^- використовують здатність фторидів при реакції з концентрованою H_2SO_4 виділяти газуватий фтористий водень HF , що призводить до руйнування скла (HF взаємодіє з SiO_2 - складовою частиною скла).







Виконання реакції

3-4 мл розчину, що містить іони F^- , внести до порцелянової чашки та випарити досуха. Сухий залишок перенести в пробірку, додати 3-4 краплини концентрованої H_2SO_4 . Через 1-2 хвилини пробірку обережно (!) сполоснути водою. У присутності іонів F^- дно пробірки стає матовим.

Вивчення реакцій на аніони II аналітичної групи

Дія групового реагенту AgNO_3

Нітрат срібла утворює з іонами Cl^- , Br^- , I^- та S^{2-} осаді відповідних солей.



Усі реакції проводять у середовищі розведеної (2н) HNO_3 .

Білий осад хлориду срібла AgCl нерозчинний у розведених мінеральних кислотах, проте розчинний у NH_4OH та в 10-12%-ному розчині карбонату амонію $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$. Розчинність AgCl у $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ використовують для відокремлення Cl^- від іонів Br^- та I^- і подальшого його виявлення.

Жовтуватий осад броміду срібла AgBr нерозчинний у розведених кислотах та в розчині $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$, проте розчинний у NH_4OH . Світло-жовтий осад йодиду срібла AgI нерозчинний у жодному з перелічених реагентів. Чорний осад

сульфіду срібла Ag_2S нерозчинний у жодному з перелічених реагентів, проте при нагріванні розчиняється в 2н HNO_3 .

Виконання реакцій

До 0,5-1 мл розчинів, що містять аніони II аналітичної групи, в окремих пробірках додати по 5-6 краплин HNO_3 та по 3-4 краплини розчину AgNO_3 .

Характерні реакції на хлорид-іони Cl^-

Нітрат срібла AgNO_3 у середовищі розведеної HNO_3 утворює з іонами Cl^- білий осад хлориду срібла AgCl . На відміну від AgBr та AgI осад AgCl розчиняється в 10-12%-ному розчині карбонату амонію $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$, і це використовують для відокремлення Cl^- від іонів Br^- та I^- і подальшого його виявлення.

Іони Cl^- виявляють у розчині за допомогою трьох послідовно проведених реакцій:

- а) $\text{NaCl} + \text{AgNO}_3 \rightarrow \text{AgCl}\downarrow + \text{NaNO}_3$ - утворюється білий осад;
- б) $\text{AgCl} + (\text{NH}_4)_2\text{CO}_3 = [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{Cl} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ - осад AgCl розчиняється з утворенням безбарвного розчину аміаку срібла;
- в) $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{Cl} + 2\text{HNO}_3 = \text{AgCl}\downarrow + 2\text{NH}_4\text{NO}_3$ або
 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{Cl} + \text{KI} + 2\text{H}_2\text{O} = \text{AgI}\downarrow + \text{KCl} + 2\text{NH}_4\text{OH}$ - знову утворюється білий осад AgCl або світло-жовтий осад AgI .

Виконання реакції


До 1-2 мл розчину, що містить іони Cl^- , додати 10-12 краплин HNO_3 та 2 мл розчину азотнокислого срібла AgNO_3 (до припинення реакції утворення осаду AgCl). Осад відфільтрувати, промити 3-4 рази водою. Лійку з осадом вставити в чисту пробірку й осад на фільтрі обробити 2-3 мл розчину карбонату амонію $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$. До отриманого прозорого фільтрату додати:

- а) розчин HNO_3 до кислої реакції середовища (перевірити лакмусовим папірцем). Утворення білої каламуті вказує на наявність у досліджуваному розчині іонів Cl^- ;
- б) розчин KI - утворення світло-жовтого осаду вказує на наявність Cl^- у досліджуваному розчині.


Характерні реакції на бромід-іони Br^-

Хлорна вода (розчин Cl_2 у воді) виділяє з розчинів, що містять іони Br^- , вільний бром Br_2 , який екстрагується органічним розчинником бензолом. Органічний шар при цьому набуває жовтого або жовто-бурого кольору.

бензол



Бром, який при цьому виділяється, вступає в реакцію з надміром хлорної води. Утворюється блідо-жовта, майже безбарвна сполука BrCl .



Реакцію проводять у кислому середовищі.


Виконання реакції

До 1-2 краплин(!) розчину, що містить іони Br^- , додати 1 мл води, 2-3 краплини H_2SO_4 та 1-1,5 мл бензолу. Після цього додавати хлорну воду порціями по 3-5 краплин, постійно перемішуючи суміш. Спостерігати спочатку появу жовтого забарвлення, а потім його послаблення.



Виявленню Br^- заважають іони I^- , а також велика кількість відновників у досліджуваному розчині.

Характерні реакції на йодид-іони I^-

Хлорна вода (розчин Cl_2 у воді) виділяє з розчинів, що містять іони I^- , вільний I_2 , який екстрагується органічним розчинником бензолом. Органічний шар при цьому набуває рожево-фіолетового кольору:



Йод, що виділяється, вступає в реакцію з надлишком хлорної води. При цьому утворюється безбарвна йодувата кислота HIO_3 :




Реакцію проводять у кислому середовищі.

Виконання реакції

До 1-2 краплин(!) розчину, що містить іони I^- , додати 1 мл води, 2-3 краплини H_2SO_4 та 1-1,5 мл бензолу. Після цього додавати хлорну воду порціями по 3-5 краплин і перемішувати суміш. Спостерігати спочатку появу рожево-фіолетового забарвлення, а потім його зникнення.

Виявленню I^- заважають відновники у великій кількості.

Солі міді (наприклад, сірчанокисла мідь CuSO_4) виділяють з розчинів, що містять іони I^- , вільний I_2 .



Реакцію проводять у слабкокислому середовищі.




Виконання реакції

До 0,5-1 мл розчину, що містить іони I^- , додати 1-1,5 мл бензолу та 3-4 краплини розчину CuSO_4 . Збовтати вміст пробірки. Органічний шар набуває рожево-фіолетового забарвлення.

Виявленню I⁻ заважає наявність відновників у досліджуваному розчині.

Нітрит натрію NaNO₂ (або нітрит калію KNO₂) у присутності кислоти (?)

виділяє з розчинів, що містять I⁻, вільний I₂.




Виконання реакції

До 0,5-1 мл розчину, що містить іони I⁻, додати 2-3 краплини H₂SO₄, 1-1,5 мл бензолу та 3-4 краплини розчину нітриту натрію NaNO₂. Вміст пробірки збовтати. Органічний шар набуває рожево-фіолетового забарвлення.

Виявленню I⁻ заважає наявність великих кількостей відновників у досліджуваному розчині.

Характерні реакції на сульфід-іони S²⁻

Соляна кислота HCl виділяє з розчинів, що містять сульфід-іони S²⁻, сірководень H₂S.



Виконання реакції

До 1-2 мл розчину, що містить іони S²⁻, додати (по одній!) 3-4 краплини HCl. Після додавання кожної краплини HCl вміст пробірки необхідно струшувати. Виділення газуватого сірководню H₂S можна виявити:

а) за характерним запахом;

б) за почорнінням фільтрувального папірця, змоченого розчином ацетату свинцю Pb(CH₃COO)₂. Внаслідок реакції



Інші аніони не заважають виявленню S²⁻ за цією реакцією.

Нітропрурид натрію Na₂[Fe(CN)₅NO] у середовищі NaOH утворює з сульфід-іонами S²⁻ червоно-фіалкову сполуку. Аніони SO₃²⁻ утворюють з цим реагентом червоний продукт реакції, але лише в *нейтральному* середовищі, а в лужному не заважають виявленню S²⁻.

Виконання реакції

До 0,5-1 мл розчину, що містить іони S²⁻, додати 2-3 краплини розчину NaOH та 3-4 краплини розчину нітропруриду натрію. З'являється червоно-фіалкове забарвлення.

Інші аніони не заважають виявленню S²⁻.

Соли кадмію (наприклад, **нітрат кадмію** $Cd(NO_3)_2$) утворюють з сульфід-іонами S^{2-} жовтий осад сульфїду кадмію, малорозчинний у CH_3COOH та розведеній HCl .

Реакцію проводять у середовищі CH_3COOH або розведеної HCl .

Виконання реакції

До 0,5-1 мл розчину, що містить іони S^{2-} , додати 1-2 краплини HCl та 5-6 краплин розчину $Cd(NO_3)_2$. З'являється жовтий осад.



Інші аніони не заважають виявленню S^{2-} . Заважають катіони, які утворюють з S^{2-} забарвлені сульфїди.

Йодна вода (розчин I_2 у воді) у нейтральному або слабколужному середовищі та розчин перманганату калію $KMnO_4$ у кислому середовищі знебарвлюються, якщо до них додавати розчин, що містить іони S^{2-} . Виконання реакції (див. Виявлення іонів SO_3^{2-} (с.).

Вивчення реакцій на аніони III аналітичної групи

Характерні реакції на нітрит-іони NO_2^-

Соляна кислота HCl виділяє з розчинів, що містять іони NO_2^- , газуватий безбарвний оксид азоту NO , який при взаємодії з киснем повітря перетворюється на діоксид азоту - бурий газ, що має різкий запах.




Виконання реакції

До 1-2 мл розчину, що містить іони NO_2^- , додавати (по одній!) 3-4 краплини HCl . Після додавання кожної краплини вміст пробірки необхідно струшувати, спостерігаючи при цьому виділення бурого газу, що має різкий запах.

Інші аніони не заважають виявленню NO_2^- .

Йодид калію KI у присутності навіть оцтової кислоти CH_3COOH окислюється іонами NO_2^- з виділенням вільного йоду I_2 :



Виконання реакції

До 0,5-1 мл розчину, що містить іони NO_2^- , додати 3-4 краплини розчину KI , 1-1,5 мл бензолу та 2-3 краплини CH_3COOH . Вміст пробірки струсити. Органічний шар набуває рожево-фіолетового забарвлення.

Виявленню NO_2^- заважає наявність окисників та відновників.

Дифеніламін $(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{NH}$ (органічний реагент) у середовищі концентрованої H_2SO_4 утворює з іонами NO_2^- сполуку синього кольору.

Виконання реакції

У пробірку по її стінках наливають кілька краплин досліджуваного розчину. Потім краплинами також по стінках пробірки додають розчин дифеніламіну. На стінках пробірки та в розчині утворюється сполука синього кольору, яка свідчить про наявність нітрит-іонів (або інших окиснювачів). При збовтуванні розчину синє забарвлення зникає.

Виявленню NO_2^- заважають іони NO_3^- та деякі окиснювачі.

Характерні реакції на нітрат-іони NO_3^-


Дифеніламін $(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{NH}$ у середовищі концентрованої H_2SO_4 утворює з іонами NO_3^- сполуку синього кольору.

Виконання реакції (див. виконання реакції з NO_2^-).

Виявленню NO_3^- заважають іони NO_2^- та деякі окиснювачі. Щоб позбутись іонів NO_2^- , до досліджуваного розчину додають хлорид амонію NH_4Cl або сечовину $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ і суміш нагрівають.

Характерні реакції на ацетат-іони CH_3COO^-

Сірчана кислота H_2SO_4 із сухих оцтовокислих солей виділяє оцтову кислоту, яку можна розпізнати за специфічним запахом.



Виконання реакції

2-3 мл розчину, що містить CH_3COO^- , внести до порцелянової чашки і випарювати досуха. До сухого залишку додати 5-6 краплин H_2SO_4 . Поява характерного запаху оцтової кислоти свідчить про наявність іонів CH_3COO^- у досліджуваному розчині.

Виявленню CH_3COO^- певною мірою заважають іони I^- , Br^- , S^{2-} , NO_2^- , SO_3^{2-} та ін.


Аміловий (або етиловий) спирт у присутності концентрованої H_2SO_4 утворює з ацетатами - амілацетат (або етилацетат) - складні ефіри, що мають приємний характерний запах.

Виконання реакції

2-3 мл розчину, що містить іони CH_3COO^- , перенести в порцелянову чашку та випарювати досуха. До сухого залишку додати 5-6 краплин концентрованої H_2SO_4 та 1-2 краплини амілового спирту. Суміш перемішати паличкою та злегка підігріти на піщаній бані. Характерний запах грушевої есенції свідчить про наявність CH_3COO^- у досліджуваному розчині.


Виявленню CH_3COO^- заважають I^- , Br^- , NO_2^- , SO_3^{2-} та інші іони.

Хлорид заліза (III) FeCl_3 утворює з іонами CH_3COO^- ацетат заліза, забарвлений у темно-червоний колір.



Реакцію проводять у нейтральному або слабколужному середовищі.

При нагріванні ацетат заліза перетворюється в червоно-бурий осад основної солі.



Виконання реакції

До 0,5-1 мл розчину, що містить іони CH_3COO^- , додати 3-4 краплини розчину FeCl_3 , 1-2 мл води і підігріти вміст пробірки. Спочатку з'являється темно-червоне забарвлення, а потім (після нагрівання) червоно-бурий осад.

Виявленню CH_3COO^- заважають іони SO_3^{2-} , PO_4^{3-} , CO_3^{2-} , $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$, F^- та ін.

Лабораторна робота № 3

Хід аналізу суміші аніонів II, II та III аналітичних груп

I група: SO_4^{2-} , SO_3^{2-} , CO_3^{2-} , SiO_3^{2-} , PO_4^{3-} , VO_3^{3-} , F^- .

II група: Cl^- , Br^- , I^- , S^{2-} .

III група: NO_3^- , NO_2^- , CH_3COO^- .

Виявлення SO_4^{2-} . До 1-2 мл досліджуваного розчину (задачі) додати 10 краплин HCl та 3-4 краплі розчину BaCl_2 . Поява білого осаду свідчить про наявність SO_4^{2-} .

Виявлення S^{2-} . До 1 мл розчину задачі додати 2-3 краплі HCl , 8-10 краплин розчину $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2$. У присутності S^{2-} у розчині з'являється жовтий осад.

Виявлення SO_3^{2-} . Якщо в задачі виявлено іони S^{2-} , то до 1 мл розчину задачі додати 2 мл розчину $\text{Sr}(\text{NO}_3)_2$. Дати суміші постояти 3 хвилини. Осад, що містить SrSO_3 , відфільтрувати через щільний фільтр, промити 3-4 рази водою. Лійку з осадом помістити над чистою пробіркою і розчинити осад в 1-2 мл HCl . 10-12 краплин отриманого розчину додати по краплині(!) До 2-3 мл розчину йодної води додати по краплині(!) 10-12 краплин отриманого розчину. У присутності SO_3^{2-} йодна вода знебарвлюється.

Якщо у задачі не виявлено іонів S^{2-} , тоді для виявлення іонів SO_3^{2-} до 2-3 мл розчину йодної води додати краплями(!) розчин задачі (10-12 краплин).

Виявлення CO_3^{2-} . Якщо в задачі виявлено іони SO_3^{2-} чи S^{2-} , тоді до 2-3 мл розчину задачі додати по краплині(!) розчин I_2 до появи світло-жовтого забарвлення, яке не зникає з часом. Після цього додавати по одній(!) 3-4 краплі HCl . Після додавання кожної краплі HCl пробірку з розчином злегка струшують. У присутності CO_3^{2-} спостерігається виділення дрібних пухирців газу.

Якщо в задачі немає іонів SO_3^{2-} та S^{2-} , тоді для виявлення іонів CO_3^{2-} до 2-3 мл задачі додають по одній(!) 3-4 краплі HCl .

Виявлення SiO_3^{2-} . До 2-3 мл розчину задачі додати дрібку сухого NH_4Cl . Суміш підігріти. У присутності SiO_3^{2-} з'являється желеподібний осад.

Виявлення PO_4^{3-} . До 1 мл розчину задачі додати 8-10 краплин концентрованої HNO_3 . Суміш прокипятити протягом 1 хвилини, потім додати 5-6 мл молібденової рідини і залишити на 5 хвилин. У присутності PO_4^{3-} з'являється яскраво-жовтий осад. Якщо в задачі були виявлені іони SiO_3^{2-} , то, перш ніж

додавати молібденову рідину, до неї слід додати 10-12 краплин розчину або дрібку сухої винної кислоти $\text{H}_2\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6$.

Виявлення VO_2^- . 2-3 мл розчину задачі внести до порцелянової чашки і випарювати досуха. До сухого залишку додати 3-4 краплини концентрованої H_2SO_4 та 10-15 краплин метилового спирту CH_3OH . Суміш у чашці перемішати паличкою і зразу ж підпалити. У присутності VO_2^- з'являються спалахи зеленого кольору.

Виявлення F^- . 3-4 мл розчину задачі внести до порцелянової чашки і випарювати досуха. Сухий залишок перенести пробірку, додати 3-4 краплини концентрованої H_2SO_4 . Через 1-2 хвилини пробірку сполоснути водою (обережно!). У присутності F^- скло пробірки стає "матовим".

Виявлення I^- та Br^- . До 1-2 краплин(!) розчину задачі, що знаходиться в пробірці, додати 1 мл води, 2-3 краплини H_2SO_4 та 1-1,5 мл бензолу або толуолу. Після цього окремими порціями по 3-5 краплин додавати хлорну воду, при цьому після додавання кожної порції пробірку струшувати. Якщо в задачі є іони I^- , то після додавання перших порцій хлорної води верхній шар (бензол) набуває рожево-фіолетового кольору. Додавання хлорної води продовжувати, поки зникне рожево-фіолетове забарвлення бензольного шару. Після цього, якщо в задачі є також і іони Br^- , наступна порція хлорної води призведе до забарвлення бензольного шару в жовтий або жовто-бурий колір. Якщо ж у задачі іонів I^- немає, а є лише іони Br^- , то жовте або жовто-буре забарвлення бензольного шару з'являється після додавання вже перших порцій хлорної води.

Виявлення Cl^- . До 2-3 мл розчину задачі додати 8-10 краплин HNO_3 та 2-3 мл розчину AgNO_3 . Розчин залишити для відстоювання (або трішки підігріти) і перевірити на повноту осадження, додаючи ще 2-3 краплини розчину AgNO_3 . Осад відфільтрувати, промити на фільтрі 3-4 рази азотною кислотою та використати для виявлення іонів Cl^- . Фільтрат і промивну рідину відкинути. Осад: AgI , AgBr , AgCl , Ag_2S .

Лійку з осадом вставити в чисту пробірку й осад на фільтрі обробити 2-3 мл розчину $(\text{NH}_4)\text{CO}_3$. До отриманого розчину, який повинен бути прозорим та безбарвним, додати:

- а) HNO_3 до кислої реакції середовища (перевірити лакмусовим папірцем). У присутності Cl^- з'являється каламуть білого кольору;
- б) 3-4 краплини розчину KI . Поява блідо-жовтого осаду вказує на присутність хлорид-іонів у розчині.

Виявлення NO_2^- . До 1 мл розчину задачі додати 5-6 краплин розчину KI , 1-1,5 мл бензолу та 3-5 краплин оцтової кислоти CH_3COOH . Суміш перемішати збовтуванням. У присутності NO_2^- органічний шар набуває рожево-фіалкового забарвлення.

Виявлення NO_3^- . Якщо в задачі виявлено іони NO_2^- , то їх треба видалити, перш ніж приступати до виявлення NO_3^- . Для цього до 2-3 мл розчину задачі додати дрібку сухого хлориду амонію NH_4Cl або дрібку сечовини $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$. Розчин прокип'ятити. Додавання хлориду амонію або сечовини та кип'ятіння розчину повторити 2-3 рази.

Одну краплину розчину, *що не містить NO_2^-* , помістити на стінку пробірки і додати 2-3 краплини розчину дифеніламіну в концентрованій H_2SO_4 . У присутності NO_3^- з'явиться насичене синє забарвлення.

Якщо іони NO_2^- у задачі не виявлені, тоді для виявлення NO_3^- одну краплину розчину задачі помістити на стінку пробірки і додати 2-3 краплини розчину дифеніламіну в концентрованій H_2SO_4 .

Виявлення CH_3COO^- .

а) 2-3 мл розчину задачі внести до порцелянової чашки і випарювати досуха. До сухого залишку додати 5-6 краплин H_2SO_4 . Поява характерного запаху свідчить про наявність іонів CH_3COO^- ;

б) до 2-3 мл розчину задачі додати 3-4 мл розчину AgNO_3 , залишити суміш на певний час для відстоювання (або трішки підігріти) і перевірити на повноту осадження, додавши ще 2-3 краплини розчину AgNO_3 . Осад відфільтрувати і відкинути. Фільтрат використати для виявлення CH_3COO^- .

Осад: Ag_2CO_3 , Ag_2SO_3 , Ag_3PO_4 , Ag_2SiO_3 , AgBO_2 , AgI , AgBr , AgCl , Ag_2S .

Фільтрат: CH_3COO^- , NO_3^- , NO_2^- , SO_4^{2-} .

До 1 мл отриманого фільтрату додати 3-4 краплини розчину FeCl_3 , потім 1-2 мл води і суміш підігріти. У присутності CH_3COO^- спочатку з'явиться темно-червоне забарвлення, а потім, після нагрівання, - червоно-бурий осад.

Контрольні запитання

1. Які аніони належать до:
 - а) I аналітичної групи;
 - б) II аналітичної групи;
 - в) III аналітичної групи?
2. Вкажіть групові реактиви на аніони та умови їх використання.
3. Яким чином можна виявити:

CO_3^{2-} у присутності SO_3^{2-} ;

S^{2-} у присутності SO_3^{2-} ;

I^- у присутності Br^- ;

Br^- у присутності I^- ;

SiO_3^{2-} у присутності всіх інших аніонів;

PO_4^{3-} у присутності SiO_3^{2-} ;

PO_4^{3-} у присутності I^- ;

Cl^- у присутності Br^- , I^- ;

NO_3^- у присутності NO_2^- ?

4. До окремих порцій розчину, що містить аніони I, II та III аналітичних груп, додали:

а) NH_4Cl - утворився драглистий осад;

б) молібденову рідину і нагріли - утворився жовтий осад;

в) BaCl_2 - випав білий осад, який повністю не розчинився в HCl .

Які висновки щодо складу розчину можна зробити ?

5. До окремих порцій розчину, що містить аніони I, II та III аналітичних груп, додали

а) бензол, хлорну воду - забарвлення органічного шару не спостерігали;

б) HNO_3 до кислої реакції середовища та AgNO_3 - утворився білий осад;

в) частину розчину випарювали досуха, додали H_2SO_4 - відчули характерний запах.

Що можна сказати про склад розчину? Присутність чи відсутність яких аніонів можна вважати доведеною?

Тема № 8. Аналіз індивідуальної речовини

Досліджуваний зразок може бути розчином або твердою речовиною. Аналіз твердої речовини включає, як окрему стадію, аналіз розчину, що утворюється після розчинення проби у воді або кислотах.

Лабораторна робота № 4 Аналіз індивідуальної речовини

Попередні випробування

Перш за все зразок слід ретельно оглянути і визначити деякі його фізичні властивості. Зокрема, легко встановити, металевий чи неметалевий характер має проба. Зовнішній вигляд неметалевої проби інколи може дати певну інформацію про її хімічний склад.

Насамперед, звертають увагу на колір проби. Наприклад, синє або блакитне забарвлення дає підставу гадати, що до складу сполуки входять іони міді; рожеве - іони кобальту або марганцю тощо.

Певну інформацію можна отримати, спостерігаючи колір полум'я при внесенні в нього платинової дротинки з нанесеною на неї речовиною. Так, жовте забарвлення полум'я свідчить про наявність у пробі натрію, фіолетове - калію, цегляно-червоне - кальцію тощо.

З попередніх дослідів не можна робити остаточних висновків, оскільки досить часто забарвлення одного елемента маскується іншим.

Переведення речовини у розчин

Досліджуваний зразок слід поділити на три частини. Одну з них використати для підбору розчинника, другу - для проведення аналізу, а третю залишити для контролю.

Розчинення у воді. Підбір розчинника починають з того, що намагаються розчинити невелику кількість зразка у воді, спочатку в холодній, а потім при нагріванні.

Якщо зразок розчиняється, тоді за допомогою індикаторного папірця визначають кислотність середовища. Кисла реакція може свідчити або про наявність вільних кислот, або кислих солей, або солей слабких основ і сильних кислот. Лужне середовище створюють основи, деякі кислі солі та солі сильних основ і слабких кислот. Необхідно також звернути увагу на колір отриманого розчину.

Розчинення в кислотах. Якщо речовина не розчиняється ні в холодній, ні в гарячій воді, тоді намагаються розчинити її в кислотах, спочатку в розбавлених, потім у концентрованих, спочатку на холоді, а потім при нагріванні.

Під час розчинення проби в кислотах слід уважно стежити за явищами, які при цьому відбуваються. Зокрема, особливу увагу необхідно звернути на виділення газів із характерним запахом чи без нього. Так, карбонати при розчиненні в

кислотах бурхливо виділяють вуглекислий газ. Запах сірководню або сірчистого газу вказує на присутність відповідно сульфідів чи сульфідів.

Випробування розчинності в кислотах починають з оцтової кислоти, після цього беруть соляну, далі, якщо речовина не розчинилась, беруть азотну кислоту. Нарешті, якщо речовина не розчинилась і в азотній кислоті, розчиняють її в царській водці.

Соляна кислота HCl розчиняє всі метали, які в ряду напруг стоять ліворуч від водню, наприклад: Mg, Zn, Al, Cr, Fe, Co, Ni, Cd; більшість оксидів, усі карбонати та гідроксиди, за винятком сполук Pb, Ag, Hg(I). Якщо невідома речовина розчиняється в розбавленій HCl, то вона не містить Ag^+ та Hg_2^{2+} . Концентрована HCl при нагріванні розчиняє всі сульфідів, крім сульфідів ртуті та арсену. Розбавлена HCl розчиняє лише CdS, FeS, Fe_2S_3 , MnS, ZnS. При обробці концентрованою HCl деяких речовин, що є окиснювачами ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$, MnO_4^-), може виділятися вільний хлор.

Азотна кислота HNO₃ розчиняє всі оксиди, гідроксиди, сульфідів (крім HgS) та всі нерозчинні у воді солі слабких кислот за винятком солей стибію та олова. Більшість металів розчиняється в HNO₃; при розчиненні Sb та Sn утворюються малорозчинні кислоти HSbO₃ та H₂SnO₃ відповідно.

Розчинення в лугах та інших розчинниках. У деяких випадках для переведення речовини в розчин доцільно застосовувати луги або спеціальні розчинники.

Так, у лугах розчиняються такі метали, як Zn, Al, Pb, Cr, Sb, Sn, їх оксиди, гідроксиди та деякі інші сполуки.

Розчин Na₂CO₃ використовують для переведення в розчин сульфатів Ba²⁺, Sr²⁺ та Ca²⁺.

30%-ним розчином ацетату амонію NH₄Ac переводять у розчин PbSO₄.

Іноді для переведення речовини в розчин доводиться сплавляти її з відповідними плавнями (KHSO₄, Na₂CO₃ тощо).

Аналіз одержаного розчину

Найчастіше досліджуваний розчин невідомої речовини містить один катіон і один аніон. Але розчини кислот не містять іонів металу, а в розчинах оксидів, гідроксидів та вільних металів не буде аніонів (крім тих, які вводяться при розчиненні в кислотах). Нарешті, досліджувана речовина може бути подвійною сіллю або комплексною сполукою, і тоді в розчині буде два або більше катіонів чи аніонів.

Виявлення катіонів починають з того, що за допомогою групового реагенту визначають, до якої аналітичної групи вони належать. Далі використовують характерні реакції аби визначити, який саме катіон даної групи є в розчині.

Виявлення аніонів починають з того, що за допомогою групових реагентів визначають, аніони яких аналітичних груп присутні в розчині. Далі використовують характерні реакції для визначення, які саме аніони з тієї чи іншої групи є в розчині. Виявлення аніонів іноді ускладнюється наявністю в розчині певних катіонів.



Якщо досліджувана речовина розчинилась у воді, тоді катіон, як правило, не заважає виявленню аніона спочатку за допомогою групових реагентів, а потім характерними реакціями в межах визначеної групи.

Якщо ж речовина розчиняється лише в кислотах, тоді треба врахувати такі обставини:

а) ряд аніонів при обробці зразка кислотами втрачаються внаслідок виділення газів (CO_3^{2-} , SO_3^{2-} , S^{2-} та ін.);

б) при розчиненні сполуки в кислоті вводиться певний аніон.

Для виявлення аніонів сполук, що розчинились у кислотах, готують, як правило, спеціальний розчин за такою методикою. До досліджуваного розчину додають концентрований розчин карбонату натрію Na_2CO_3 , суміш кип'ятять і осад відфільтровують. За такої обробки переважна більшість сполук перетворюється в гідроксиди або карбонати металів. Наприклад:



У фільтраті можуть знаходитись солі всіх аніонів з лужними металами за винятком PO_4^{3-} , F^- , S^{2-} та галогенідів, які можуть залишитись в осаді у вигляді, наприклад, $\text{Ba}_3(\text{PO}_4)_2$, CaF_2 , CuS , AgI тощо.

Крім того, у фільтраті можуть знаходитись також арсен, алюміній, олово, стибій у вигляді NaAsO_2 , Na_3AsO_4 , NaAlO_2 , Na_2SnO_3 , NaSbO_3 , а також частково мідь. Позбутись цих елементів (за винятком арсену) можна обережною нейтралізацією розчину оцтовою кислотою. У нейтральному розчині осаджуються відповідні гідроксиди.

Під час нейтралізації треба стежити з тим, щоб не було надлишку кислоти, бо тоді гідроксиди, що утворились, знову розчиняться.

Нейтралізований розчин відфільтровують від осаду і фільтрат використовують для виявлення аніонів за звичайною методикою.

Щоб виявити фосфат-іони, частину осаду, який залишився після обробки речовини розчином карбонату натрію, розчиняють в азотній кислоті і додають до розчину молібденову рідину. Поява жовтого осаду вказує на присутність аніонів PO_4^{3-} .

Сульфід-іони виявляють, обробляючи частину осаду сірчаною кислотою. Сірководень, що виділяється, виявляють за запахом або за почорнінням фільтрувального паперу, змоченого розчином ацетату свинцю.

Щоб виявити фторид-іони, осад висушують, переносять у пробірку і обробляють концентрованою H_2SO_4 . Через 1-2 хвилини пробірку треба сполоснути водою (обережно!). Ефект див. на с.
Нарешті, галогенід-іони визначають, як це вказано на с.

КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ

Кількісний аналіз - розділ аналітичної хімії, завданням якого є визначення кількісного вмісту елементів, іонів або хімічних сполук, що входять до складу речовин і матеріалів, які вивчаються.

У наш час все більшого поширення набувають фізико-хімічні та фізичні методи аналізу, засновані на вимірюванні величини якоїсь фізичної властивості (густини, температури кипіння, температури плавлення, інтенсивності смуги поглинання у спектрі тощо), але значення хімічних методів залишається вагомим. Це пов'язано з тим, що, по-перше, хімічні методи аналізу прості у виконанні й мають високу точність. По-друге, застосування фізико-хімічних та фізичних методів аналізу потребує калібрування вимірювальної апаратури, для чого використовуються стандартні речовини, точний склад яких визначається хімічними методами. В процесі виконання лабораторних робіт з кількісного аналізу студенти повинні дістати практичні навички, головним чином, з титриметричних, гравіметричних та спектрофотометричних методів аналізу.

Для свідомого виконання робіт студентам необхідно засвоїти теоретичні питання, що пов'язані з добутком розчинності осадів, точкою еквівалентності, робочими розчинами, вихідними речовинами тощо, засвоїти принципи і способи розрахунків.

У цьому розділі будуть розглянуті хімічні методи аналізу. Найбільш поширеними методами є:

- 1) гравіметричний (ваговий) аналіз;
- 2) титриметричний (об'ємний) аналіз;
- 3) фотометричний аналіз;
- 4) електрохімічний аналіз.

В основі всіх хімічних методів аналізу лежать хімічні реакції, які можна зобразити такою схемою:





Кількість речовини, яку визначають, розраховують, вимірявши кількість продукту реакції P або кількість реагенту R, який був використаний при реакції.

Класифікація методів кількісного аналізу пов'язана з тим, кількість якого компонента реакції вимірюється.

У гравіметричному та колориметричному методах вимірюють **кількість продукту реакції P**; в об'ємному - **кількість реагента R**.

Тема 1. Гравіметричний аналіз

В основі гравіметричних методів аналізу лежать хімічні реакції утворення малорозчинних сполук, наприклад:



Осад, що утворився, відокремлюють від розчину фільтруванням або центрифугуванням, промивають, висушують або прожарюють та зважують (звідки й назва - ваговий аналіз). Основною перевагою цього аналізу є **велика точність визначення**, яка дорівнює 0,01%. Недоліки полягають у можливості використання тільки одного типу реакцій – реакцій осадження - та великій витраті часу.

Гравіметричний аналіз заснований на вимірюванні маси продукту хімічної реакції, що утворюється у вигляді малорозчинної сполуки A_mR_n .

Осади, що використовують для визначення тих чи інших вонів гравіметричним методом, повинні відповідати ряду вимог:

1) Осад повинен бути практично нерозчинним

У розчині після осадження іонів, які визначають, повинно залишитись менше, ніж можна

зважити на аналітичних терезах (зараз це $< 10^{-4}$ г, що відповідає концентрації розчину $\sim 10^{-6}$ моль/л). Для зменшення розчинності осаду вводять надмір осаджувача, регулюють рН розчину, використовують органічні розчинники, тощо.

2) Склад осаду після висушування або прожарювання повинен відповідати певній формулі. Так, при осадженні гідроксиду заліза ми отримуємо осад змінного складу $\text{Fe}(\text{OH})_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$, а після прожарювання при 900-1000 °С склад сполуки певний: Fe_2O_3 .

Щоб осад під час утворення не захоплював сторонні речовини з розчину, потрібно дотримуватись певних умов осадження, головні з яких: температура, концентрація та порядок зливання розчинів.

3) Осад повинен бути у формі, зручній для відокремлення його від розчину фільтруванням, що досягається теж певними умовами проведення осадження.

В залежності від структури сполук, що утворюються при осадженні, умови осадження

різні. Так, осадження аморфних сполук, як правило, ведуть з гарячих концентрованих розчинів, осаджувач додають одразу. Після перевірки повноти

осадження сполуки до суміші додають певний об'єм гарячої води, щоб зменшити концентрацію домішок у розчині і таким чином зменшии адсорбцію їх великою поверхнею осаду. Відстоювання аморфних осадів недовге (5-10 хв); промивають їх гарячою водою, часто з додаванням певної кількості нітрату амонію, щоб не було пептизації осаду та утворення колоїдних розчинів.

Осадження кристалічних сполук, як правило, ведуть з гарячих розведених розчинів, осаджувач додають поступово при інтенсивному перемішуванні суміші. Відстоювання кристалічних осадів для їх повного формування значне – від 40 хвилин до 24 годин; промивають осади холодною водою.

В залежності від складу зразка, що аналізують, порядок зливання може бути різним (розчин осаджувача додають до розчину зразка чи навпаки), може бути змінена і швидкість зливання розчинів.

Концентрацію надміру осаджувача, необхідну для кількісного осадження тих чи інших іонів, обчислюють за добутком розчинності сполуки:



$$DP_{A_m R_n} = [A^{n+}]^m \cdot [R^{m-}]^n$$

При кількісному осадженні A^{n+} , $[A^{n+}] \leq 10^{-6}$ моль/л, отже концентрація надміру реактиву R^{m-} у розчині

$$[R^{m-}] \geq \sqrt[n]{\frac{DP_{A_m R_n}}{(1 \cdot 10^{-6})^m}} \quad \text{моль/л}$$

Наприклад, при осадженні SO_4^{2-} у вигляді $BaSO_4$ надлишкова концентрація осаджувача повинна бути не меншою

$$[Ba^{2+}] \geq \frac{DP_{(BaSO_4)}}{1 \cdot 10^{-6}} \geq \frac{1 \cdot 10^{-10}}{1 \cdot 10^{-6}} \geq 1 \cdot 10^{-4} \text{ моль / л}$$

Основні етапи гравіметричного аналізу

Відбір проби речовини - це відбір частини речовини, що характеризує її середній хімічний склад.

Взяття наважки - зважування на аналітичних терезах частини проби для аналізу (як правило, 0,2-1 г).

Розчинення наважки. Якщо наважка не розчиняється у воді, її обробляють розчинами кислот, іноді - лугами. Часто використовують сплавлення із содою, лугом (речовини основного характеру), з бісульфатом або біфторидом калію (речовини кислотного характеру). Потім розчиняють у воді або кислоті. У будь-якому випадку необхідно досягти повного розчинення наважки речовини.

Осадження. Для отримання крупнозернистих осадів, які добре фільтруються, необхідно виконувати певні умови осадження, які наводяться в методиках.

Фільтрування осаду. Фільтрування проводять на фільтрах різної пористості (“червона”, “біла”, “синя” стрічка) залежно від властивостей одержаного осаду.

Промивання осаду необхідно робити для вилучення з нього сторонніх домішок. Промивні розчини повинні задовольняти такі умови:

- а) не взаємодіяти з осадом;
- б) легко видалятися при висушуванні або прожарюванні осаду;
- в) за можливості зменшувати розчинність осаду;
- г) перешкоджати утворенню колоїдних розчинів.

Для промивання осадів найчастіше використовують холодну або гарячу воду, 0,1%-ні розчини солей амонію, розведений розчин осаджувача, насичений розчин осажденої сполуки, органічні розчинники (наприклад, етанол).


Висушування та прожарювання осаду, тобто отримання вагової форми. Фільтр з осадом переносять до прожареного та зваженого тигля, висушують і озолують фільтр так, щоб він не спалахнув, потім прожарюють у муфельній печі до сталої маси. При отриманні малорозчинних сполук з органічними реагентами, осаді фільтрують через скляні фільтри і висушують при 105-110°C до сталої ваги. Після прожарювання тигель із ваговою формою охолоджують в ексікаторі, потім зважують на аналітичних терезах. Вагова форма повинна мати відомий хімічний склад і бути стійкою на повітрі.

Розрахунок процентного вмісту компонента, який визначають, проводять за відомими формулами.


Лабораторна робота № 1

Визначення вмісту заліза в сульфаті заліза (III)

Залізо (III) осаджують при дії надлишку аміаку і отриманий гідроксид $\text{Fe}(\text{OH})_3$ прожарюють до Fe_2O_3 (вагова форма).



t°



Методика

В стаканчик ємністю 100 мл наливають розчин, що містить певну кількість $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$, додають 0,5-1 мл концентрованого розчину HNO_3 , нагрівають суміш до кипіння і приливають одразу 1,5-2 мл концентрованого розчину NH_4OH , потім перемішують. Якщо суміш не має слабкого запаху аміаку, додають ще розчин NH_4OH . Потім додають 80-90 мл гарячої води, перемішують і залишають суміш на 3-5 хв. За цей час готують все для фільтрування (великий стакан для фільтрату, лічку та беззольний фільтр для фільтрування крупнозернистих осадів – “біла або рожева стрічка”.

Спочатку зливають на фільтр розчин над осадом, промивають осад декантациєю 3-4 рази (використовують щоразу по 5-10 мл гарячої води), потім кількісно переносять осад на фільтр, змиваючи його невеликими порціями води, протирають стакан і паличку шматочком беззольного фільтру, який теж вміщують потім у ту ж лічку.

Промивають осад на фільтрі 5-8 разів гарячою водою, в кінці промивання роблять пробу на повноту промивання (на вміст в останніх краплинах промивних вод іонів SO_4^{2-} - додають BaCl_2).

Після досягнення повноти промивання лічку з осадом накривають фільтрувальним папером і ставлять в сушильну шафу на прибіл. 1 год. Сухий осад із фільтром переносять у доведений прожарюванням до сталої ваги і зважений фарфоровий тигель. Тигель з осадом прожарюють кілька разів при $900-1000^\circ$ у муфелі, доводять до сталої ваги. Перед зважуванням кожний раз охолоджують тигель в ексікаторі. Знаходять масу Fe_2O_3 (від маси тигля з Fe_2O_3 відняти масу тигля) та розраховують кількість заліза.






$$M(\text{Fe}_2\text{O}_3) - 2M(\text{Fe})$$

$$m(\text{Fe}_2\text{O}_3) - m(\text{Fe})$$



$$m(\text{Fe}) = \frac{m(\text{Fe}_2\text{O}_3) \cdot 2M(\text{Fe})}{M(\text{Fe}_2\text{O}_3)}, \quad (\text{г})$$

Контрольні запитання

1. Закінчити рівняння реакцій, що застосовуються в гравіметричному аналізі для розкладу проб, осадження елементів:



спікання



$$t^\circ = 900-1000^\circ$$



2. Яким вимогам повинні відповідати хімічні реакції, що використовуються в гравіметричному аналізі? Виберіть правильні відповіді:

- а) повнота осадження;
- б) висока чистота осаду;
- в) сталий склад;
- г) певна агрегатна форма осаду;
- д) велика швидкість;
- е) достатня селективність.

3. Який спосіб промивання найбільш ефективний для очищення осадів:

- а) одноразове (багаторазове) промивання великим об'ємом (малими порціями) промивної рідини;
- б) одноразова (багаторазова) декантація?

4. Чому не можна відкладати фільтрування осаду $\text{Fe}(\text{OH})_3$ до наступного дня?

5. Якою промивною рідиною з наведених нижче треба скористатися для промивання осаду $\text{Fe}(\text{OH})_3$:

- а) спирт, спиртовий розчин диметилгліоксиму;
- б) розчин нітрату, хлориду, оксалату, ацетату амонію?

6. Яка з наведених температур є оптимальною для переведення $\text{Fe}(\text{OH})_3$ в оксид заліза (III):

- а) 50; б) 100; в) 200; г) 800; д) 900; е) 1000-2000°C ?

7. Вказати мету або причину використання концентрованої HNO_3 перед осадженням $\text{Fe}(\text{OH})_3$ та нітрату амонію при промиванні осаду в методі визначення заліза у вигляді оксиду заліза (III).

8. Розрахувати, при якому значенні рН буде кількісним осадження заліза у вигляді $\text{Fe}(\text{OH})_3$;

$$D_{\text{Fe}(\text{OH})_3} = 1 \cdot 10^{-36}$$

9. Розрахувати розчинність $\text{Fe}(\text{OH})_3$ при $\text{pH} = 3,8$; $D_{\text{Fe}(\text{OH})_3} = 1 \cdot 10^{-36}$

10. У чому полягає причина співосадження при утворенні кристалічних та аморфних осадів:

- а) утворення ізоморфних кристалів;
- б) утворення нових хімічних сполук;
- в) внутрішня адсорбція;
- г) адсорбція на поверхні осаду;
- д) утворення твердих розчинів ?

Титриметричні методи аналізу

Суть методу **титриметричного аналізу** полягає у вимірюванні **об'єму** розчину реактиву відомої концентрації, який витрачено на взаємодію з розчином досліджуваної речовини. Кількість останньої розраховують за рівнянням хімічної реакції. Розчин реактиву з відомою концентрацією називають **робочим** або **титрованим**. Процес додавання робочого розчину до розчину речовини, що визначають, називають **титруванням**. Робочий розчин поступово додають до розчину, що його аналізують, до тих пір, поки кількість реагенту не стане еквівалентною кількості досліджуваної речовини. Цей момент при титруванні називають **точкою еквівалентності**. Її звичайно встановлюють за допомогою речовин, які змінюють свій колір при введенні робочого розчину в еквівалентній кількості. Речовини такого типу називають **індикаторами**. Залежно від способу застосування вони бувають **внутрішніми** і **зовнішніми**. Внутрішні індикатори вводять безпосередньо в розчин, який титрують. У більшості випадків користуються внутрішніми індикаторами. Зовнішні - це смужки паперу, змочені розчином індикатора. У процесі титрування поблизу точки еквівалентності краплю розчину, який титрують, наносять на індикаторний папір і спостерігають за зміною його кольору. Застосування зовнішніх індикаторів менш точне і зручне.

Точність об'ємного аналізу визначається точністю виміру об'єму, який здійснюють за допомогою бюретки. Візуально можна визначити його до 0,05 мл, а за допомогою спеціальних пристроїв можна виміряти з точністю до 0,01 мл. Загальний об'єм розчину, що його аналізують, дорівнює, як правило, 20 або 25 мл. Підставивши ці цифри у формулу для розрахунку відносної похибки титрування (ПТ), одержимо:

$$\text{ПТ} = \frac{0,01 \cdot 100\%}{25} = 0,04\%$$

Якщо об'єм розчину, який аналізують, прийняти за 10 мл, то ПТ буде дорівнювати 0,1%.

Титрування зразків повторюють кілька (три і більше) разів; розбіжність між отриманими

даними (об'єм V , що пішов на титрування) не повинна перебільшувати 0,2 мл.

Для розрахунків беруть середнє арифметичне з отриманих даних.

Точність об'ємного аналізу залежить також від вірного вибору індикатора. Похибка титрування, пов'язана з вибором індикатора, не повинна перевищувати похибки, пов'язаної з точністю вимірювання об'єму.

Переваги об'ємних методів аналізу:

- 1) можливість використання різних типів хімічних реакцій;

4) невелика витрата часу на проведення аналізу.

Обмеження об'ємних методів аналізу:

1) реакція між робочим розчином і визначуваною речовиною повинна відбуватись у певних стехіометричних співвідношеннях.

2) у визначуваному розчині не повинно бути інших речовин, які реагують з робочим розчином;

3) реакція між робочим розчином та розчином досліджуваної речовини повинна проходити швидко.

Залежно від типу хімічної реакції, що відбувається при титруванні, методи об'ємного аналізу поділяють на:

1) методи кислотно-основного титрування або нейтралізації;

2) методи осадження і комплексоутворення;

3) методи окиснення і відновлення.

Вимірювальний посуд

Для точного вимірювання об'ємів розчинів використовують вимірювальні колби, бюретки, піпетки.

Вимірювальні колби - це колби з подовженими шийками малого діаметра з пришліфованими (або без них) скляними пробками. На шийці колби нанесено колову риску, яка обмежує певний об'єм. Крім того, на бічній поверхні колби позначено її місткість у мілілітрах і температуру, при якій налитий до риски розчин займає зазначений об'єм. Об'єм вимірювальних колб розрахований на вливання. Вимірювальні колби призначені для розведення розчинів у певне число разів. Перед використанням вимірювальні колби старанно промивають дистильованою водою.

Піпетки призначені для відбирання певної кількості розчині і відповідно до цього калібровані на виливання: об'єм вилитого розчину дорівнює номінальній місткості піпетки. Перед використанням піпетки ретельно миють. Не можна користуватись піпетками, на стінках яких затримуються окремі краплини, тому що розчин у цьому разі вимірюється не точно.

При користуванні піпетками треба дотримуватись певних правил. Піпетку промивають водою, а потім тим розчином, об'єм якого будуть вимірювати. При наповненні піпетки її кінчик весь час повинен бути занурений у розчин. Рідину обережно втягують грушею через верхній отвір піпетки, стежачи, щоб рівень розчину піднявся *трохи вище* риски. Після цього вказівним пальцем закривають отвір, виймають із розчину піпетку і зайвий розчин випускають, послаблюючи тиск пальця. Нижній меніск розчину повинен бути на одному рівні з рискою.

Після виливання розчину в кінчику піпетки залишається трохи розчину. Не слід видувати цей залишок, тому що його враховують при нанесенні ризику.

Бюретки призначені для титрування, тобто для повільного вливання робочого розчину в розчин досліджуваної речовини. Вони дозволяють виміряти точно об'єм розчину, який використаний на титрування. Бюретки промивають водою, а потім робочим розчином.

Циліндри призначені для приблизного виміру об'єму рідини.

Способи визначення концентрації розчинів

Процентна концентрація речовини в розчині (%) - концентрація, яка визначається кількістю грамів речовини у 100 г розчину.



Молярна концентрація або молярність, моль/л - кількість молей речовини в 1 літрі розчину.

Нормальна концентрація або нормальність, N - число, що показує, скільки еквівалентів речовини міститься в 1 літрі розчину. Розчин, в 1 л якого розчинений 1 еквівалент речовини, називається однонормальним розчином.

Титр - кількість грамів речовини, яка міститься в 1 мл розчину.

Еквівалент

Хімічним еквівалентом сполуки називають таку її кількість, яка взаємодіє з 1 моль атомів (одним еквівалентом) водню або іншого одновалентного елементу. Маса одного еквівалента речовини називається **еквівалентною речовини реагують у вагових співвідношеннях, пропорційних їхнім хімічним еквівалентам** (закон еквівалентів). Еквівалент не є сталою величиною, а залежить від хімічної реакції, в якій бере участь речовина. Якщо порівняти дві хімічні реакції



то в першій еквівалент соди дорівнює її молекулярній масі (заміщується один атом водню кислоти), тобто 106. У другу реакцію вступають 2 атоми водню (з двох молекул HCl). Тому еквівалент соди буде дорівнювати половині її молекулярної маси, тобто 53 г.

Розрахунки в титриметричному аналізі

В об'ємному аналізі найчастіше використовують **нормальні** концентрації розчинів. Це пов'язано з двома обставинами:

1) розчини з однаковими нормальностями реагують в однакових об'ємах;

2) нормальність розчину - це число, множенням на яке ми зводимо об'єм розчину будь-якої нормальності до об'єму точно однонормального розчину.

При титриметричних визначеннях розчин речовини невідомої нормальності N_x , взятий у певному об'ємі V_1 , титрують відповідним робочим розчином, нормальність якого N_{pp} відома. Об'єм робочого розчину, витраченого на титрування (відрахованого за допомогою бюретки), - V_{pp} . Добуток $V_{pp}N_{pp}$ згідно з 2), дорівнює кількості мілілітрів точно однонормального робочого розчину визначуваної речовини. Однонормальні розчини реагують у рівних об'ємах. Тому

$$V_1 N_x = V_{pp} N_{pp} \quad (1)$$

Звідси знаходимо невідому нормальність N_x :

$$N_x = \frac{N_{pp} V_{pp}}{V_1} \quad (2)$$

Часто виникає необхідність розрахувати масу речовини B у грамах, що міститься в певному об'ємі розчину. Розрахунок проводять, виходячи з таких міркувань. В 1 мл однонормального розчину міститься одна тисячна еквівалента речовини; ми ж маємо $V_1 N_x$ мл однонормального розчину. Тому

$$B, \text{г} = \frac{E_{др}}{1000} V_1 N_x \quad (\text{г}) \quad (3)$$

де $E_{др}$ – еквівалент досліджуваної речовини в грамах. Виходячи з рівняння (1), можна (3) переписати так

$$B, \text{г} = \frac{E_{др}}{1000} V_{pp} N_{pp} \quad (\text{г}) \quad (4)$$

Для розрахунку результатів титрування в процентах (ω) необхідно знайдену масу речовини B , виражену в грамах, поділити на масу наважки g і помножити на 100:

$$\omega, \% = \frac{N_{ws} V_{ws} E_{др}}{1000g} 100\% \quad (5)$$

Якщо для титрування беруть не весь визначуваний розчин ($V_{задачі}$), а певну його частину (аліквоту) – V_A , формула для розрахунку (4) буде мати такий вигляд:

$$B, \text{г} = \frac{N_{pp} V_{pp} E_{др}}{1000} \cdot \frac{V_{задачі}}{V_A} \quad (6)$$

При аналізі розчинів результат розраховують у грамах, при аналізі твердих речовин - у процентах:

$$\omega, \% = \frac{N_{ws} V_{ws} E_{др}}{1000g V_A} 100\% \quad (7)$$

де $V_{\text{задчі}}$ - загальний об'єм розчину, що визначають.

Тема 2. Методи кислотно-основного титрування (метод нейтралізації)

Концентрація водневих іонів. Поняття про рН

Вода є дуже слабким електролітом, розпадаючись на іони H^+ і OH^- :



Виходячи із закону діючих мас, дістанемо

$$K = \frac{[\text{H}^+] \cdot [\text{OH}^-]}{[\text{H}_2\text{O}]}$$

де K - стала за даних фізичних умов. Знаменник у рівнянні показує концентрацію недисоційованих молекул води. Таким чином, концентрація недисоційованих молекул води може вважатися сталою величиною. У розведених розчинах концентрація води в молях дорівнює:

$$[\text{H}_2\text{O}] = \frac{1000}{18} = 55,5 \text{ моль/л}$$

Звідси випливає, що $K \cdot 55,5 = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$ або $K(\text{H}_2\text{O}) = K \cdot 55,5$.

Величину $K(\text{H}_2\text{O})$, яка при 24 °С дорівнює 10^{-14} , називають **іонним добутком води**. З підвищенням температури іонний добуток води збільшується. Так, при 100 °С $K(\text{H}_2\text{O}) = 0,58 \cdot 10^{-12}$.

У хімічно чистій воді концентрація водневих іонів дорівнює концентрації іонів гідроксилу: $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] = 10^{-7}$ (моль/л, при 24 °С). На практиці зручніше користуватись іншою величиною - водневим показником - рН:

$$\text{pH} = -\lg[\text{H}^+]; \text{ відповідно } [\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}}$$

Через відповідний показник концентрації рОН можна також характеризувати концентрацію

гідроксильних іонів:

$$\text{pOH} = -\lg[\text{OH}^-]; [\text{OH}^-] = 10^{-\text{pOH}}$$

Якщо прологарифмувати вираз для $K(\text{H}_2\text{O})$ і змінити знаки, одержимо

$$-\lg 10^{-14} = -\lg[\text{H}^+] - \lg[\text{OH}^-], \text{ або } 14 = \text{pH} + \text{pOH}; \text{ pH} = 14 - \text{pOH}$$

Для нейтральних розчинів $\text{pH}=7$, для кислих - $\text{pH}<7$, для лужних - $\text{pH}>7$. Це випливає з того, що концентрація $[\text{H}^+]$ у кислих розчинах більша, ніж $[\text{OH}^-]$ і більша, ніж 10^{-7} . У лужних розчинах $[\text{H}^+]$ менша, ніж $[\text{OH}^-]$ і менша, ніж 10^{-7} , тобто рН буде більше 7.

Концентрація водневих іонів розчинів кислот і основ.

Сильні та слабкі кислоти і основи

Сильні кислоти і основи - це такі, які в розведених розчинах практично повністю дисоціюють на іони, тому для сильних кислот і основ можна вважати, що $[H^+] = C_k$; $[OH^-] = C_{осн}$, де C_k , $C_{осн}$ - концентрація кислоти і луку в розчинах відповідно. Звідси для кислоти маємо $pH = -\lg C_k$, для луку - $pOH = -\lg C_{осн}$, $pH = 14 + \lg C_{осн}$.


Приклад:

$$C_{HCl} = 10^{-3} \text{ моль/л, } pH = -\lg C_k = 3$$

$$C_{NaOH} = 10^{-2} \text{ моль/л, } [OH^-] = 10^{-2}; pOH = 2; pH = 14-2 = 12$$

Слабкі кислоти і основи

Слабкі кислоти, розчинні у воді, частково дисоціюють на іони:



Константа дисоціації в цьому випадку буде (2)

$$\text{Згідно з рівнянням дисоціації (1), } [H^+] = [A^-], \text{ тому } K_{HA} = \frac{[H^+]^2}{[HA]};$$

$$\begin{aligned} [H^+]^2 &= K_{HA}[HA]; \\ [H^+] &= \sqrt{K_{HA}[HA]} \end{aligned} \quad (3)$$

У зв'язку з тим, що слабкі кислоти дисоціюють дуже незначною мірою, можна допустити, що концентрація недисоційованих молекул кислоти практично дорівнює загальній концентрації кислоти:

$$[HA] \cong C_k$$


Тоді (3) можна записати як

$$[H^+] = \sqrt{K_{HA} C_k}$$

звідки

$$pH = -\lg \sqrt{K_{HA} C_k} = -\frac{1}{2} \lg K_{HA} - \frac{1}{2} \lg C_k = \frac{1}{2} pK - \frac{1}{2} \lg C_k$$

де pK - від'ємний логарифм константи дисоціації кислоти: $pK = -\lg K_{HA}$. Багатоосновні кислоти дисоціюють ступінчасто; наприклад, вугільна кислота дисоціює згідно з рівнянням



Константи дисоціації відповідно дорівнюють:

$$K_1 = \frac{[H^+] \cdot [HCO_3^-]}{[H_2CO_3]} = 3 \cdot 10^{-7} \quad pK_1 = 6,5$$

$$K_2 = \frac{[H^+] \cdot [CO_3^{2-}]}{[HCO_3^-]} = 6 \cdot 10^{-11}; \quad pK_2 = 10,2$$

Як бачимо, K_2 приблизно у $5 \cdot 10^3$ менша у порівнянні з K_1 . Концентрація HCO_3^- у розчині незначна. Виходячи з цих міркувань, робимо висновок, що при обчисленні рН розчину вугільної кислоти можна брати до уваги лише K_1 . Взагалі, для обчислення рН водних розчинів багатоосновних кислот **необхідно брати до уваги лише першу константу дисоціації**.

Аналогічно слабким кислотам, для слабких основ

$$\text{pH} = 14 - \frac{1}{2} \text{p}K_0 + \frac{1}{2} \lg C_{\text{осн}}$$

де K_0 - константа дисоціації слабкої основи, $C_{\text{осн}}$ - концентрація основи в розчині.

Для розрахунку рН розчинів багатокислотних основ також завжди використовують значення рК **першої** константи дисоціації.

Солі сильних основ і сильних кислот

Такі солі не гідролізують у розчині, тому їх розчини нейтральні, тобто їх рН=7.

Солі слабких кислот і сильних основ

$$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2} \text{p}K_k + \frac{1}{2} \lg C_c$$

де C_c - концентрація солі в розчині.

рН водного розчину солі слабкої кислоти і сильної основи зростає зі збільшенням величини $\text{p}K_{\text{НА}}$ (тобто зі збільшенням сили слабкої кислоти) і концентрації. Для солей багатоосновних кислот завжди використовують значення рК **останньої** константи дисоціації відповідної кислоти.

Солі сильних кислот і слабких основ

$$\text{pH} = 7 - \frac{1}{2} \text{p}K_o - \frac{1}{2} \lg C_c$$

Як бачимо, рН розчину солі слабкої основи і сильної кислоти буде тим менше, чим слабкіша основа (чим більша величина рК) і чим більша концентрація солі. Для солей багатокислотних основ завжди використовують значення рК **останньої** константи дисоціації відповідної основи.

Солі багатоосновних кислот. Кислі солі багатоосновних кислот

$$\text{pH} = \frac{\text{p}K_n + \text{p}K_{n+1}}{2}$$

Для солі NaH_2PO_4 $\text{pH} = \frac{\text{pK}_1 + \text{pK}_2}{2}$

а для солі Na_2HPO_4 $\text{pH} = \frac{\text{pK}_2 + \text{pK}_3}{2}$

Таким чином, рН розчинів кислих солей не залежить від концентрації солі, а характеризується лише показником констант багатоосновної кислоти.

Буферні розчини

Буферні розчини містять суміш слабкої кислоти і солі цієї кислоти або суміш слабкої основи і солі цієї основи і мають важливу властивість: концентрація водневих іонів буферної суміші під впливом незначних кількостей сильної основи або сильної кислоти практично не змінюється. При розведенні такої суміші до певної межі рН розчину також залишається сталим. Приклади буферних сумішей:



рН буферної суміші розраховують за формулами:

$\text{pH} = \text{pK}_k + \lg \frac{C_c}{C_k}$ - для сумішей слабкої кислоти та її солі або

$\text{pH} = 14 - \left(\text{pK}_o + \lg \frac{C_c}{C_o} \right)$ - для сумішей слабкої основи та її солі; C_c –

концентрація солі, C_k , C_o – концентрація кислоти або основи відповідно.

З наведених формул для розрахунку рН буферних сумішей видно, що при зміні співвідношення концентрацій солі і кислоти (або солі і основи) в 10 разів рН суміші зміниться на одиницю.

Робочі розчини методів кислотно-основного титрування

Найпростіше було б приготувати робочий титрований розчин зважуванням точної наважки чистого препарату на аналітичних терезах і розчиненням наважки у певному точно відміряному об'ємі розчинника.

Речовини, розчини яких точно відомої концентрації можна приготувати за наважкою, називаються вихідними речовинами.

Вихідні речовини повинні відповідати певним вимогам:

- 1) Склад речовини повинен точно відповідати певній хімічній формулі.
- 2) Речовина має бути стійкою як у сухому стані, так і в розчині.
- 3) Бажано, аби вихідна речовина мала велику молекулярну масу.

Робочими у кислотно-основному титруванні є розчини сильних кислот (HCl, HNO₃, H₂SO₄ тощо) та лугів (NaOH, KOH та ін.) Найчастіше використовують хлористоводневу кислоту, тому що азотна - окиснювач, а H₂SO₄ має, залежно від реакції, змінний еквівалент.

Приготувати розчин кислот і лугів певної концентрації з наважки неможливо. Спочатку готують розчини приблизної концентрації. Точну концентрацію цих розчинів визначають за допомогою розчинів вихідних речовин.

Для встановлення точної концентрації робочих розчинів кислот найчастіше застосовують **буру** - Na₂B₄O₇·10H₂O, для лугів - **щавлеву кислоту** - H₂C₂O₄·2H₂O.

Концентрацію робочих розчинів можна встановити також за допомогою фіксаналів або титрованих розчинів, точна концентрація яких уже відома (такий метод менш точний).

Типи хімічних речовин, що визначаються за методом кислотно-основного титрування

За допомогою методів нейтралізації можливо визначити:

- а) сильні основи (наприклад, NaOH);
- б) слабкі основи (наприклад, NH₄OH);
- в) солі сильних основ і слабких кислот (наприклад, Na₂CO₃). У такому випадку як робочий розчин використовують, як правило, HCl.
- г) сильні кислоти (наприклад, HCl);
- д) слабкі кислоти (наприклад, оцтова кислота CH₃COOH);
- е) солі сильних кислот і слабких основ (наприклад, AlCl₃). Ці речовини звичайно титрують розчином NaOH.

В основі усіх згаданих реакцій лежить зміна концентрації іонів водню в розчині (тобто рН розчину).

рН розчину в точці еквівалентності залежить від продуктів реакції.


Наприклад:



Середовище було лужним (NaOH), в результаті реакції утворилась сіль сильної кислоти і сильної основи NaCl, тому рН у точці еквівалентності дорівнює 7.



Середовище було слабкокислим (CH₃COOH), після титрування утворилась сіль сильної основи і слабкої кислоти; рН в точці еквівалентності > 7.



Визначення точки еквівалентності

Для встановлення точки еквівалентності застосовують **індикатори**. Індикатори кислотно-основних методів - слабкі органічні кислоти або основи (або амфоліти), які за певних, характерних для кожного індикатора, значень рН, дисоціюють на іони; наприклад:



Характерною їх особливістю є те, що забарвлення іонної форми індикатора відрізняється від забарвлення молекулярної форми. Таким чином, індикатори методу нейтралізації за певних значень рН розчину змінюють своє забарвлення.

Кількісною характеристикою індикаторів методу нейтралізації є **показник титрування - рТ індикатора**. рТ чисельно дорівнює значенню рН розчину, при якому відбувається різка зміна забарвлення індикатора.


Для лакмусу рТ=7, тобто лакмус змінює своє забарвлення при рН=7; метилоранж має рТ=4, фенолфталеїн - рТ=9.

При титруванні індикатор підбирають таким чином, щоб його рТ був би найбільш близьким до рН розчину в точці еквівалентності.

Практично поступають таким чином:

- 1) пишуть рівняння реакції, яка відбувається при титруванні;
- 2) розраховують рН точки еквівалентності, виходячи з продуктів реакції;
- 3) рН точки еквівалентності порівнюють (за довідником) з рТ різних індикаторів і обирають найбільш близький за значенням.

Приклад:



У точці еквівалентності утворюється слабка кислота ($\text{p}K_1 = 6,5$; $C_k \sim 0,1 \text{ н}$)

$$\text{pH}_{\text{точки экв.}} = \frac{1}{2}\text{p}K_1 - \frac{1}{2}\lg C_k = 3,25 + 0,5 = 3,75$$

З індикаторів, наведених вище, найбільше підходить метилоранж.

На практиці досить важко підібрати індикатор так, щоб рТ індикатора співпадав з рН розчину в точці еквівалентності.. Чим більша різниця між значеннями рТ індикатора і рН точки еквівалентності, тим більша індикаторна помилка титрування. Індикатор необхідно вибирати так, аби індикаторна помилка не перебільшувала помилку, зумовлену точністю вимірювання об'ємів.

Інтервал кислотності розчину, в межах якого відбувається помітна для людського ока зміна забарвлення індикатора, називають інтервалом переходу індикатора. Цей інтервал, а також його рТ залежать від константи дисоціації індикатора

$$K_{\text{Ind}} = \frac{[\text{H}^+] \cdot [\text{Ind}^-]}{[\text{HInd}]}, \quad [\text{H}^+] = K_{\text{Ind}} \frac{[\text{HInd}]}{[\text{Ind}^-]}$$

звідки

$$\text{pH} = \text{p}K_{\text{Ind}} + \lg \frac{[\text{Ind}^-]}{[\text{HInd}]}$$

Зміну забарвлення індикатора можна помітити при десятивідсотковому вмісті забарвленої по-іншому форми індикатора. Підставивши в останнє рівняння вміст відповідних форм, одержимо:

$$\text{pH}_1 = \text{p}K_{\text{Ind}} + \lg \frac{10}{90} \approx \text{p}K_{\text{Ind}} - 1$$

$$\text{pH}_2 = \text{p}K_{\text{Ind}} + \lg \frac{90}{10} \approx \text{p}K_{\text{Ind}} + 1$$

тобто інтервал переходу індикатора знаходиться в межах:

$$\text{pH} = \text{p}K_{\text{Ind}} \pm 1$$

У цьому інтервалі знаходиться рТ індикатора ($\text{p}T \approx \text{p}K_{\text{Ind}}$).

Індикатори методу нейтралізації бувають двокольоровими, коли забарвлені молекулярна й іонна форми (метилоранж), та однокольоровими, коли забарвлена тільки одна форма (фенолфталеїн). Індикатори також поділяють на сильні та слабкі. Перші змінюють своє забарвлення у кислому середовищі (метилоранж, $\text{p}T=4$), а другі - $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$

О
Методика

В стаканчик ємністю 100 мл наливають розчин, що містить певну кількість $Fe_2(SO_4)_3$, додають 0,5-1 мл концентрованого розчину HNO_3 , нагрівають суміш до кипіння і приливають одразу 1,5-2 мл концентрованого розчину NH_4OH , потім перемішують. Якщо суміш не має слабкого запаху аміаку, додають ще розчин NH_4OH . Потім додають 80-90 мл гарячої води, перемішують і залишають суміш на 3-5 хв. За цей час готують все для фільтрування (великий стакан для фільтрату, лієчку та беззольний фільтр для

фільтрування крупнозернистих осадів – “біла або рожева стрічка”.

Спочатку зливають на фільтр розчин над осадом, промивають осад декантацією 3-4 рази (використовують щоразу по 5-10 мл гарячої води), потім кількісно переносять осад на фільтр, змиваючи його невеликими порціями води, протирають стакан і паличку шматочком беззольного фільтру, який теж

вміщують потім у ту ж ліечку.

Промивають осад на фільтрі 5-8 разів гарячою водою, в кінці промивання

роблять пробу на повноту промивання (на вміст в останніх краплинах

промивних вод іонів SO_4^{2-} - додають BaCl_2 .

Після досягнення повноти промивання лічку з осадом накривають ??

фільтрувальним папером і ставлять в сушильну шафу на прибл. 1 год. Сухий

осад із фільтром переносять у доведений пр жарюванням до сталої ваги і
0

зважений фарфоровий тигель. Тигель з осадом прожарюють кілька разів при

900-1000о у муфелі, доводять до сталої ваги.Перед зважуванням кожний раз охолоджують тигель в ексикаторі. Знаходять масу Fe₂O₃ (від маси тигля з Fe₂O₃ відняти масу тигля) та розраховують кількість заліза.

$M(\text{Fe}_2\text{O}_3) - 2M(\text{Fe})$

$m(\text{Fe}_2\text{O}_3) - m(\text{Fe})$

EMBED Equation.3 (г)

Контрольні запитання

1. Закінчити рівняння реакцій, що застосовуються в гравіметричному аналізі

для розкладу проб, осадження елементів:

$\text{FeS}_2 + \text{HNO}_3 + \text{Br}_2 + \text{H}_2\text{O}$ SYMBOL 174 \f "Symbol"



FeS₂ + O₂ SYMBOL 174 \f "Symbol"

FeS₂ + HNO₃ S_YMBOL 174 \f "Symbol"


Fe +??_Cl SYMBOL 174 \f "Symbol"
H

Fe + HCl + HNO₃ SYMBOL 174 \f "Symbol2003
Fe + HCl + H₂O₂ .

Останній розраховують згідно з рівнянням реакції:



У сумі маємо:



Згідно з цією реакцією, одна молекула бури відповідає двом молям атомів водню, тому еквівалент її буде дорівнювати половині її молекулярної маси, тобто 190,71 г. Із рівняння (1) одержимо $g=4,7677$ г. На аналітичних терезах зважують 4,7677 г бури, переносять її у вимірювальну колбу на 250 мл і розчиняють у воді. Потім розводять водою до риски і добре перемішують. Бура досить погано розчиняється в холодній воді, тому краще спочатку перенести наважку в склянку і розчинити в гарячій воді, розчин охолодити, перенести у вимірювальну колбу на 250 мл, добре помити склянку і цей розчин перенести до вимірювальної колби. Розчин у ній розводять, доводять до риски водою і перемішують.

Можна взяти й іншу, близьку до розрахованої, наважку (зважити її також необхідно з точністю до 0,0001 г) і розрахувати нормальність розчину бури, що його отримали, таким чином:

з 4,7677 г - 250 мл 0,1 н розчину

з А г - 250 мл х н розчину

$$x = \frac{0,1 \cdot A}{4,7677}$$

(Вихідні речовини необхідно завжди зважувати з точністю до $\pm 0,0001$ г, а нормальність розчину розраховують до четвертого знаку).

Наважки на аналітичних терезах зважують в скляних бюксах. Попередньо зважують бюкс на аналітичних терезах також з точністю до 0,0001 г.

Встановлення нормальності розчину соляної кислоти

Методика

Бюретку заповнюють робочим розчином соляної кислоти і доводять до риски. Далі беруть три конічні колби на 150-200 мл і в кожную з них піпеткою вводять по 25 мл приготовленого розчину бури і по 1-2 краплини індикатора - метилового червоного або метилоранжу. Індикатор обирають з таких міркувань.

У точці еквівалентності розчин містить лише NaCl і H₃BO₃, це зумовлює слабкокисло реакцію його. рТ метилоранжу дорівнює 4, що відповідає необхідній кислотності розчину. Розчин бури титрують кислотою до переходу забарвлення з жовтого до оранжевого. У кінці титрування розчин кислоти додають по краплинах. Із трьох результатів беруть середній, якщо вони різняться між собою не більше як на 0,2 мл. В іншому разі титрування бури соляною кислотою повторюють.

Припустимо, що на титрування 25 мл 0,1 н розчину бури витрачено 24,7 мл; 24,6 мл; 24,5 мл розчину соляної кислоти. Знаходимо середній результат титрування як середнє арифметичне: 24,6 мл. Нормальність соляної кислоти знаходять за формулою:

$$N_{\text{HCl}} = \frac{N_{\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7} \cdot V_{\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7}}{V_{\text{NaCl}}} = \frac{25,0 \cdot 0,1}{24,6} = 0,1016 \quad \text{г-мол/л}$$

Приготування робочого розчину їдкого натру

Завдання. Приготувати 500 мл 0,1 н розчину NaOH

Їдкий натр не є вихідною речовиною, тому що завжди містить домішки карбонату і поглинає вологу з повітря. Тому готують спочатку розчин ~ 0,1 н концентрації. Точну концентрацію визначають за щавлевою кислотою або робочим титрованим розчином соляної кислоти.

Розрахунок наважки

Для приготування 500 мл 0,1 н розчину лугу необхідно взяти:


$$g = \frac{40}{10 \cdot 2} = 2 \text{ г їдкого натру}$$

На технічних терезах зважують 2,5 г NaOH. Наважку переносять у невелику склянку і швидко один раз обмивають кристали невеликою кількістю води для видалення соди, яка утворилася на поверхні реактиву під час його зберігання. Потім NaOH переносять у колбу, розчиняють у 0,5 л води, яку вимірюють циліндром, і добре перемішують.

Приготування вихідного розчину щавлевої кислоти

Завдання. Приготувати 250 мл 0,1 н розчину щавлевої кислоти

При титруванні щавлевої кислоти їдким натром відбувається така реакція:



Тому еквівалент її дорівнює половині молекулярної маси

$$E_{\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}} = \frac{M_{\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}}}{2} = \frac{126,06}{2} = 63,03 \text{ г}$$

$$g = \frac{63,03}{10 \cdot 4} = 1,5706 \text{ г}$$

Розраховану кількість щавлевої кислоти (перекристалізованої та висушеної на повітрі) переносять у вимірювальну колбу на 250 мл, розчиняють в очищеній від вуглекислого газу воді, доводять до риски такою самою водою і добре перемішують.

Встановлення нормальності розчину їдкового лугу

Завдання. Встановити концентрацію розчину NaOH.

а) за щавлевою кислотою

Бюретку наповнюють розчином NaOH. У колбу для титрування переносять піпеткою 20(25) мл вихідного розчину щавлевої кислоти, додають 2-3 краплини індикатора фенолфталеїну і титрують розчином лугу до появи слабо-рожевого забарвлення, яке не зникає протягом 30 сек. Титрування повторюють 2-3 рази. Нормальність розчину лугу розраховують за формулою:

$$N_{\text{NaOH}} V_{\text{NaOH}} = N_{\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4} V_{\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4}$$


б) за соляною кислотою

У конічну колбу на 150-200 мл вносять 25 мл титрованого розчину соляної кислоти, додають 1-2 краплини фенолфталеїну і титрують лугом до слабо-рожевого забарвлення індикатора, яке не зникає протягом 30 сек. Нормальність розчину лугу розраховують за формулою.

$$N_{\text{NaOH}} = \frac{V_{\text{HCl}} \cdot N_{\text{HCl}}}{V_{\text{NaOH}}}$$

Лабораторна робота № 2

Визначення вмісту вуглекислого натрію (соди)



Методика

Розчин задачі вносять у вимірювальну колбу ємністю 100 мл, розводять водою до риски і добре перемішують. Відбирають 20(25) мл цього розчину у кілька конічних колб на 150-200 мл, додають 1-2 краплини метилоранжу і титрують


титрованим розчином соляної кислоти до переходу жовтого кольору індикатора в оранжевий. Вміст вуглекислого натрію, V , у грамах обчислюють за формулою:

$$V_{(\text{Na}_2\text{CO}_3), \Gamma} = \frac{V_{\text{HCl}} \cdot N_{\text{HCl}} \cdot E_{\text{Na}_2\text{CO}_3} \cdot 100}{1000 V_A}$$

де E - еквівалент Na_2CO_3 , V_{HCl} - середній об'єм соляної кислоти (мл), витраченої на титрування, N_{HCl} - нормальність соляної кислоти, V_A - аліквотна частина розчину задачі, взятого для визначення (мл), 100 - загальний об'єм розчину задачі (мл).

Лабораторна робота № 3

Визначення вмісту оцтової кислоти



Методика роботи

Розчин задачі у мірній колбі ємністю 100 мл розводять водою до риски і перемішують. Відбирають 20(25) мл цього розчину, переносять у конічну колбу для титрування, додають 2-3 краплини фенолфталеїну і титрують робочим розчином їдкого натру до появи рожевого забарвлення, яке не зникає. Кількість оцтової кислоти в грамах розраховують за такою формулою

$$V = \frac{N_{\text{NaOH}} \cdot V_{\text{NaOH}} \cdot E_{\text{CH}_3\text{COOH}} \cdot 100}{1000 V_A}$$

де N_{NaOH} - нормальність робочого розчину їдкого натру; V_{NaOH} - об'єм розчину їдкого лугу в мл, який пішов на титрування, $E_{\text{CH}_3\text{COOH}}$ - еквівалент оцтової кислоти, 100 - загальний об'єм розчину задачі в мл, V_A - об'єм розчину задачі в мл, взятого на одне титрування (аліквотна частина).

Контрольні запитання

1. Для чого використовують індикатори в титриметричному аналізі?
2. Як відрізняються поняття інтервал переходу і показник титрування індикатора?
3. В який колір забарвлені молекулярна й іонна форми індикаторів: метилового оранжевого, метилового червоного, лакмусу, фенолфталеїну?

4. Яку масу 10%-ного розчину бури треба взяти, щоб приготувати 2 л 0,025 н розчину?

5. Який об'єм 92%-ного розчину сірчаної кислоти ($p=1,824$) треба взяти для приготування 5 мл 0,01 н розчину цієї кислоти?

6. Чому дорівнюють еківаленти перелічених нижче речовин:

1) H_3PO_4 при титруванні їдким лугом:

а) з метиловим оранжевим ($pT=4$);

б) з фенолфталеїном ($pT=9$);

2) пірофосфорної кислоти $H_4P_2O_7$ при титруванні їдким лугом з метиловим оранжевим ($pT=4$), якщо для пірофосфорної кислоти $pK = 1,96$; $pK = 4$; $pK = 6,54$ $pK = 9,40$?

7. Визначте, які з наведених нижче сумішей речовин, що містяться в розчинах, мають буферні властивості:

$CH_3COONa + NaCl$;

$NH_4Cl + HCl$;

$Na_2CO_3 + NaOH$;

$NaHSO_3 + NaOH$;

$H_2C_4H_4O_6 + NaHC_4H_4O_6$?

8. Розрахуйте нормальну концентрацію розчинів:

а) хлороводневої кислоти з титром 0,00294 г/мл;

б) сірчаної кислоти з титром 0,00294 г/мл;

в) бури з титром 0,00572 г/мл.

9. Яку молярну концентрацію має розчин гідроксиду кальцію з титром 0,080 г/мл?

10. Розрахуйте титри:

а) 0,05 н та 0,05 моль/л розчинів бури;

б) 0,08 н розчину фосфорної кислоти, якщо його нормальну концентрацію встановлено титруванням з фенолфталеїном ($pT=9$)? А з метилоранжем ($pT=4$)?

11. Розрахувати, який об'єм 0,2 моль/л розчину їдкого лугу буде витрачено на титрування 15 мл 0,09 моль/л розчину сірчаної кислоти.

12. Яку молярну концентрацію гідроксид-іонів має розчин з $pH=11$?

13. Чому дорівнює pH 0,5%-ного розчину NH_4Cl ($pK_{аміаку} = 4,8$)?

14. Розчин $NaOH$ має pH 12,8. Розрахуйте, у скільки разів треба розвести цей розчин водою, щоб одержати розчин з $pH=10,2$?

15. Розрахуйте pH 0,1 моль/л розчину NH_4CN , якщо $pK_{HCN}=9,2$, $pK(NH_3)=4,8$.

$$(pH_{NH_4CN} = 7 + \frac{1}{2}pK_{HCN} - \frac{1}{2}pK_{NH_4OH})$$

16. Який об'єм 0,5 моль/л розчину їдкого калію треба додати до 10 мл 0,5 моль/л розчину мурашиної кислоти, щоб одержати розчин з рН=3 (рК =3,75) ?
17. Який індикатор слід використовувати при титруванні 0,1 моль/л розчину хлороводневої кислоти 0,1 моль/л розчином їдкого натру в присутності хлориду амонію?
18. Для нейтралізації 0,513 г органічної кислоти з індикатором фенолфталеїном витрачено 24 мл 0,1 моль/л розчину їдкого натру. Яка органічна кислота знаходиться в розчині?
19. На титрування розчину сумішей хлороводневої та фосфорної кислот з індикатором метилоранжем (рТ=4) витрачено 24 мл, а з фенолфталеїном (рТ=9) - 30 мл 0,1 моль/л розчину їдкого натру. Розрахуйте вміст однієї та другої кислоти в розчині.
20. 0,2 моль/л розчин оцтової кислоти (рК=4,8) титрують розчином їдкого натру з індикатором феноловим червоним (рТ=7,6). Розрахувати помилку титрування в процентах.


Тема 3. Методи окиснення-відновлення

Метою роботи є ознайомлення з титриметричними методами визначення речовин, які засновані на реакціях окиснення-відновлення. Студентам необхідно засвоїти питання, пов'язані з властивостями окисно-відновного потенціалу та способами розрахунку його величини; з властивостями речовин-індикаторів, які застосовуються в цих методах, і принципом їх вибору; познайомитись із спеціальними умовами перманганатометричних та йодометричних методів аналізу.

В основі титриметричних методів окиснення-відновлення лежать хімічні реакції, в процесі яких проходить зміна ступеня окиснення речовин, що реагують. Наприклад:



або в загальному вигляді:



Як видно з наведених прикладів, кожне окиснення супроводжується одночасним відновленням партнера і навпаки.

Внаслідок реакції утворюється новий відновник $A_{\text{відн}}$ і новий окисник $B_{\text{ок}}$, тому не виключена можливість зворотної взаємодії між ними, тобто реакція може піти у зворотному напрямку. Яким же чином можна передбачити можливість проходження реакції в потрібному напрямку? Для цього необхідно знати певну кількісну характеристику сили окисника і відновника. Такою характеристикою є енергія споріднення до електрону, яку можна характеризувати як силу притягання електрону до окисненої форми речовини $A_{\text{ок}}$ при переході її до відновленої форми $A_{\text{відн}}$.

Так, окисниками є речовини, що прагнуть приєднати до себе електрони. Чим сильніше притягання, тим сильніший окисник. Для відновників - навпаки, чим сильніший відновник, тим легше він віддає свої електрони.

Силу притягання електронів можна визначити експериментально і виразити її у вигляді окисно-відновного потенціалу, що вимірюється у вольтах (В).

Чим більша величина окисно-відновного потенціалу, тим сильнішим окисником є речовина і навпаки. Так, Fe^{3+} при переході у Fe^{2+} притягує електрони із силою, рівною 0,77 В ($E(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+})=0,77\text{В}$). При цьому окиснена форма титану Ti^{4+} притягує електрони силою 0,1 В при переході у відновлену Ti^{3+} ($E(\text{Ti}^{4+}/\text{Ti}^{3+})=0,1\text{В}$). Таким чином, Fe^{3+} є більш сильним окисником, ніж Ti^{4+} і реакція (1) піде зліва направо.

Порівняння величин окисно-відновних потенціалів двох пар іонів дає можливість визначити напрямок реакції окиснення-відновлення. Реакція (3) явно йтиме вправо лише тоді, коли потенціал $A_{\text{ок}}$ буде більшим, ніж потенціал $B_{\text{ок}}$.

Властивості окисно-відновного потенціалу

1. Окисно-відновний потенціал характеризує не окремий іон окисника або відновника, а **окисно-відновну пару іонів**. Наприклад, окисно-відновний потенціал пари $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ дорівнює 0,77 В ($\text{Fe}^{3+} + e = \text{Fe}^{2+}$), а для пари $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^0$ ($\text{Fe}^{3+} + 3e = \text{Fe}^0$) він уже інший і дорівнює $-0,036$ В.

2. Величина окисно-відновного потенціалу *залежить від природи елемента*, тобто для $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ - це одна величина, а для $\text{Sn}^{4+}/\text{Sn}^{2+}$ - інша.

3. Величина окисно-відновного потенціалу *залежить від співвідношення концентрацій окисненої та відновленої форм речовини (іона) в розчині*; ця залежність описується рівнянням Нернста:

$$E_x = E_0 + \frac{RT}{nF} \ln \frac{[\text{Ок}]}{[\text{Від}]}$$

де E_x - величина окисно-відновного потенціалу за будь-яких заданих концентрацій окисненої та відновленої форм іонів;

E_0 - нормальний окисно-відновний потенціал;

R - газова постійна (8,313 Дж/моль);

T - абсолютна температура;

n - число електронів, що віддає або приєднує іон у результаті окисно-відновної реакції;

F - число Фарадея (96500 Кл/моль).

Якщо підставити значення констант і від натурального логарифму перейти до десяткового, то для 20 °С отримаємо:


$$E_x = E_0 + \frac{0,06}{n} \lg \frac{[\text{Ок}]}{[\text{Від}]}$$

У випадку, коли концентрації окисненої і відновленої форм іонів дорівнюють 1 моль/л або співвідношення цих концентрацій дорівнює одиниці, окисно-відновний потенціал називається **нормальним** (або **стандартним**).

Нормальні потенціали для різних пар іонів виміряні і зведені в таблицю, яка міститься в довідниках. Користування нею дає можливість передбачити напрямок реакції.

Приклад:

а) $[\text{Fe}^{3+}] = 1$ моль/л, $[\text{Fe}^{2+}] = 10^{-4}$ моль/л; $E_0(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0,77$ В



$$E_x = E_0 + \frac{0,06}{n} \lg \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]} = 0,77 + 0,061 \lg 10^4 = 0,77 + 0,24 = 1,01 \text{ В}$$

б) $[\text{Fe}^{3+}] = 10^{-4}$ моль/л, $[\text{Fe}^{2+}] = 1$ моль/л

$$E_x = 0,77 + 0,061 \lg 10^{-4} = 0,77 - 0,24 = 0,53 \text{ В}$$

4. Величина окисно-відновного потенціалу в деяких випадках *залежить від концентрації іонів водню в розчині*. Це відбувається в разі перетворення окисненої форми речовини у відновлену (і навпаки) і супроводжується зміною характеру сполуки, наприклад:



Внаслідок цієї реакції перманганат-іон (аніон) MnO_4^- перетворюється в катіон Mn^{2+} . У цьому випадку рівняння Нернста набуває вигляду:

$$E_x = E_0 + \frac{0,06}{5} \lg \frac{[\text{MnO}_4^-][\text{H}^+]^8}{[\text{Mn}^{2+}]}$$

Концентрація іонів водню, виражена в моль/л, входить до рівняння Нернста в степені, що дорівнює стехіометричному коефіцієнту біля іону водню та електронно-іонному рівнянню (4).

Приклад:

а) $[\text{MnO}_4^-] = [\text{Mn}^{2+}] = 0,1$ моль/л, $[\text{H}^+] = 1$ моль/л

$$E_0(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}, 8\text{H}^+) = 1,54 \text{ В}$$

$$E_x = 1,54 + \frac{0,06}{5} \lg 1 = 1,54 \text{ В}$$

б) $[\text{MnO}_4^-] = [\text{Mn}^{2+}] = 0,1$ М, $[\text{H}^+] = 0,001$ моль/л


$$E_x = 1,54 + \frac{0,06}{5} \lg 10^{-24} = 1,54 + 0,012 \cdot (-24) = 1,54 - 0,29 = 1,25 \text{ В}$$

5. Величина окисно-відновного потенціалу *залежить від присутності в розчині комплексоутворювачів або осаджувачів*, які зв'язують окислену або відновлену форми елемента в комплексні або нерозчинні сполуки і тим самим різко знижують концентрацію відповідної форми в розчині. При цьому змінюється величина окисно-відновного потенціалу.

Таким чином, змінюючи концентрацію реагуючих речовин, концентрацію іонів водню в розчині, додаючи різні комплексанти і осаджувачі, можна змінювати потенціали реагуючих речовин іноді так суттєво, що це може призвести навіть до зміни напрямку реакції окиснення-відновлення (особливо для речовин із близькими окисно-відновними потенціалами).

Точка еквівалентності в реакціях окиснення-відновлення

У титриметричних методах окиснення-відновлення титрують досліджуваний розчин, що містить окисник або відновник, робочим розчином відновника або окисника (відповідно), наприклад:



При додаванні робочого титрованого розчину відбувається зміна величини окисно-відновних потенціалів обох іонних пар: $\text{J}_2/2\text{J}^-$ та $\text{Sn}^{4+}/\text{Sn}^{2+}$, тому що в процесі титрування змінюються концентрації реагуючих речовин. При цьому потенціал пари $\text{J}_2/2\text{J}^-$ зменшується, а пари $\text{Sn}^{4+}/\text{Sn}^{2+}$ - збільшується.

Точка еквівалентності настає в момент, коли потенціали обох пар стануть однаковими.

Таким чином, у методах окиснення-відновлення *точка еквівалентності характеризується певним значенням величини окисно-відновного потенціалу*

розчину. (Порівняти: в методах кислотно-основного титрування точка еквівалентності характеризується певним значенням рН розчину).



Потенціал точки еквівалентності розраховують за формулою:

$$E_{\text{ЕКВ}} = \frac{bE_{\text{ОК}} + aE_{\text{ВІДН}}}{a + b}$$

де a - кількість електронів, що віддав відновник;

b - кількість електронів, що прийняв окисник.

Наприклад:



$$E_{\text{т.екв.}} = \frac{5E_{0\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}} + 1 \cdot E_{0\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}}{5 + 1}$$

Індикатори методів окиснення-відновлення

Індикатори, які використовуються в методах окиснення-відновлення, поділяються на три групи.

1. Індикатором може бути **робочий розчин**.

Наприклад, розчин перманганату калію, що застосовується в перманганатометрії. Якщо при титруванні розчином перманганату калію досягається точка еквівалентності, то зайва краплина цієї речовини забарвлює розчин, що аналізують, в рожевий колір.

2. **Спеціальні індикатори** - речовини, які утворюють забарвлені сполуки з одним із компонентів реакції. Наприклад, крохмаль, який утворює забарвлену в інтенсивно-синій колір сполуку з йодом, застосовується в йодометрії.

3. **Органічні речовини**, які здатні окиснюватись чи відновлюватись за певного значення окисно-відновного потенціалу розчину, причому забарвлення окисненої форми відрізняється від забарвлення відновленої форми. Індикатори цієї групи можуть бути **оборотними** і **необоротними**. Більш зручні в роботі оборотні індикатори, які змінюють своє забарвлення оборотно (наприклад, дифеніламін). Необоротні індикатори, окиснюючись, змінюють свій колір, але при дії відновника їхнє первісне забарвлення знову не відновлюється (метилоранж).

Індикатори третьої групи підбирають таким чином, щоб потенціал точки еквівалентності і потенціал, за якого індикатор змінює своє забарвлення, були близькими.

Робочі розчини методів окиснення-відновлення

Як робочі титровані розчини застосовують розчини різних окиснювачів (для титрування відновників). Значно рідше застосовують робочі розчини відновників (для титрування окисників), тому що такі розчини важко приготувати та зберігати через окиснення їх киснем повітря.


Класифікація методів окиснення-відновлення залежить від робочих розчинів, що застосовуються. Найчастіше застосовуються такі розчини: KMnO_4 (у перманганатометрії); $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ (у хроматометрії); KBrO_3 (у броматометрії); I_2 (в йодометрії); NH_4VO_3 (у ванадометрії).

Титрування робочими розчинами окисників потребує іноді попереднього відновлення визначуваного елемента, тому що під час переведення наважки в розчин він може окиснитись. Тому перед титруванням необхідно попередньо відновити елемент, що визначають, але так, щоб із розчину можна було потім видалити надлишок відновника. Для цієї мети застосовують такі відновники:

- 1) SO_2 - надлишок його легко видаляється кип'ятінням розчину, що аналізують.
- 2) SnCl_2 - застосовують для відновлення Fe^{3+} до Fe^{2+} . Надлишок SnCl_2 окиснюють за допомогою HgCl_2 , що переводить Sn^{2+} в Sn^{4+} , але не окиснює Fe^{2+} ;
- 3) рідинні амальгами металів, які відновлюють той чи інший елемент і легко відокремлюються від розчину, що аналізують, за допомогою ділильної воронки;
- 4) металеві редуктори - колонки, що наповнені гранульованим металом, наприклад, цинком. Під час пропускання розчину, що його аналізують, крізь таку колонку певний іон відновлюється, наприклад: $2\text{Fe}^{3+} + \text{Zn} = 2\text{Fe}^{2+} + \text{Zn}^{2+}$

Перманганатометрія

Одним із поширених титриметричних методів є перманганатометрія. Робочим титрованим розчином слугує перманганат калію. В кислих розчинах перманганат калію є дуже сильним окисником, який здатний окиснювати практично всі відновники. При цьому перманганат-іон відновлюється до Mn^{2+} .





Еквівалент речовини в реакціях окиснення-відновлення дорівнює його молекулярній масі, поділеній на число електронів, що прийняла або віддала одна молекула цієї речовини.

Основною умовою перманганатометричних визначень є висока кислотність середовища, тому що в рівнянні реакції є іон водню. Як видно з (5), потенціал пари $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ залежить від концентрації іонів водню у восьмому степені:

$$E\left(\frac{\text{MnO}_4^-}{\text{Mn}^{2+}}\right) = E_0 + \frac{0,06}{5} \lg \frac{[\text{MnO}_4^-][\text{H}^+]^8}{[\text{Mn}^{2+}]}$$

На практиці достатньо, щоб розчин, який аналізують, був однонормальним відносно кислоти. Для створення такої кислотності використовують сірчану кислоту. Соляна кислота має відновлювальні властивості щодо перманганату, а азотна - є окисником.

Якщо середовище недостатньо кисле, то в розчині можуть проходити інші реакції:



(Mn^{2+} утворюється під час титрування). Ці реакції призводять до значних помилок результатів аналізу.

Приготування робочого розчину перманганату калію

Перманганат калію не належить до вихідних речовин, тому що завжди містить домішки двооксиду марганцю, від якого дуже важко позбутись. Окрім цього, концентрація перманганату калію з часом змінюється під дією світла і внаслідок відновлення його невеликою кількістю органічних речовин, які попадають у розчин з пилом.

Тому розраховану кількість перманганату калію зважують на технічних терезах і готують розчин приблизної концентрації, відміряючи дистильовану воду мірним циліндром. Точну концентрацію встановлюють через 10-12 днів за вихідною речовиною - щавлевою кислотою.

Розрахунок наважки KMnO_4


Відновлення MnO_4^- до Mn^{2+} іде з приєднанням 5 електронів, тому еквівалент KMnO_4 дорівнює

$$E_{\text{KMnO}_4} = \frac{M_{\text{KMnO}_4}}{5} = \frac{158,03}{5} = 31,61 \text{ г}$$

Для приготування 1000 мл 0,1 н розчину необхідна наважка, що дорівнює 3,1610 г (1/10 частина еквіваленту), розчиняється у дистильованій воді і об'єм доводиться до 1000 мл.

Приготування вихідного розчину щавлевої кислоти

При титруванні щавлевої кислоти перманганатом калію відбувається така реакція:



Окиснення іонів $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ відбувається за схемою $\text{C}_2\text{O}_4^{2-} - 2e = 2\text{CO}_2$, тобто при окисненні кожна молекула щавлевої кислоти віддає 2 електрони.

Отже, еквівалент дорівнює:

$$E_{(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4, 2\text{H}_2\text{O})} = \frac{126,06}{2} = 63,03 \text{ г}$$

Для приготування 250 мл 0,1 н розчину $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ необхідно розраховану масу щавлевої кислоти зважити на аналітичних терезах з точністю до 0,0001 г, наважку перенести за допомогою воронки в мірну колбу на 250 мл, промити воронку дистильованою водою, довести розчин до мітки і перемішати.

Встановлення нормальності робочого розчину перманганату калію

Методика


Бюретку наповнюють розчином перманганату калію. У колбу для титрування піпеткою переносять 20(25) мл вихідного розчину щавлевої кислоти, додають 15-20 мл розчину сірчаної кислоти (1:4) для створення кислотності середовища. Нагрівають розчин до 70-80 °С (не можна доводити до кипіння, тому що в такому випадку розкладається щавлева кислота) і титрують розчином перманганату калію. На початку титрування до гарячого розчину щавлевої кислоти додають декілька краплин перманганату і чекають зникнення рожевого забарвлення. Кожну нову порцію розчину перманганату додають після зникнення забарвлення попередньої порції. Титрують до появи забарвлення, яке не зникає протягом 30 сек. Нормальність розчину визначають за формулою:

$$N_{\text{KMnO}_4} = \frac{N_{\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4} \cdot V_{\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4}}{V_{\text{KMnO}_4}}$$

Лабораторна робота № 4

Перманганатометричне визначення пероксиду водню

У цьому методі використовуються відновні властивості пероксиду водню. Реакція між пероксидом водню та перманганатом калію відбувається за таким рівнянням:



Методика

Розчин задачі в мірній колбі на 100 мл розбавляють дистильованою водою до мітки і перемішують. Відбирають піпеткою 20(25) мл цього розчину, переносять у колбу для титрування, доливають 10-15 мл сірчаної кислоти (1:4) і титрують робочим розчином перманганату (без нагрівання) до появи рожевого забарвлення, яке не зникає протягом 1 хв. Кількість пероксиду в грамах розраховують за формулою:

$$V_{\text{H}_2\text{O}_2} = \frac{N_{\text{KMnO}_4} \cdot V_{\text{KMnO}_4} \cdot E_{\text{H}_2\text{O}_2} \cdot 100}{1000 \cdot A}$$

де N_{KMnO_4} - нормальність робочого розчину;

V_{KMnO_4} - об'єм робочого розчину, що витрачено на титрування;

$E_{\text{H}_2\text{O}_2}$ - еквівалент пероксиду водню;

100 - загальний об'єм розчину задачі;

A – об'єм розчину задачі, взятий для титрування (аліквотна частина).

Йодометрія

Йодометричні методи аналізу засновані на реакціях окиснення-відновлення, які пов'язані з перетворенням вільного йоду на іодид-іони або навпаки.

$\text{I}_2 + 2e = 2\text{I}^-$ - йод виступає як окисник;

$2\text{I}^- - 2e = \text{I}_2$ - йодид-іон - як відновник.


Йодометрія посідає особливе місце серед методів окиснення-відновлення. Це зумовлено декількома причинами.

1. Нормальний окисно-відновний потенціал пари $\text{I}_2/2\text{I}^-$ дорівнює 0,54 В і є проміжним серед значень потенціалів сильних окисників і відновників.


$$E_0 = 1,54$$



$$E_0 = 0,54$$




$$E_0 = -0,96$$



Із наведеної схеми видно, що існують такі відновники, які здатні окиснюватись вільним йодом. Це такі відновники, для яких E_0 у схемі знаходяться нижче потенціалу пари $J_2/2J^-$. Також існують окисники, що здатні окиснювати йодид-іон. До них належать такі, потенціал яких у схемі знаходиться вище, ніж потенціал пари $J_2/2J^-$. Через це йодометрію можна використовувати для визначення як відновників, так і окисників.

2. Окисно-відновний потенціал пари у широкому інтервалі *не залежить від величини рН* дуже кислих розчинах і при рН більше 8-9 виникають побічні процеси, які призводять до *розчину*, що дозволяє проводити йодометричні визначення за різної кислотності. Однак у великих помилок. Ці процеси описуються рівняннями



3. На величину окисно-відновного потенціалу пари $J_2/2J^-$ *не впливає наявність у розчині ряду комплексоутворювачів та осаджувачів*. Ця особливість розширює можливості йодометричних визначень, тому що введення зазначених сполук у розчин збільшує або зменшує значення потенціалу системи (E_x елемента, що його визначають), а потенціал пари при цьому буде залишатись постійним.

4. Реакція $J_2 + 2e \rightleftharpoons 2J^-$ - *оборотна*, тобто не супроводжується ніякими побічними процесами. Це зумовлює велику точність йодометричних методів аналізу.

5. При йодометричних визначеннях як індикатор застосовують крохмаль, котрий з йодом утворює інтенсивно-синю забарвлену сполуку. Реакція йоду з крохмалем дуже чутлива, що зумовлює велику точність аналізу.

Приклади йодометричних визначень

З допомогою йодометрії можна проводити кількісне визначення таких речовин, як:


Сильних відновників



Розчини відновників титрують робочим розчином йоду. У цьому випадку йод виступає в ролі


окисника, тому що потенціал пари $J_2/2J^-$ ($E_0=0,54$ В) більший за потенціал пари Sn^{4+}/Sn^{2+} ($E_0=0,15$ В).

Слабких відновників



За звичайних умов це титрування проводити неможливо, тому що потенціал системи Fe^{3+}/Fe^{2+} ($E_0=0,77$ В) більший за потенціал $J_2/2J^-$ і реакція повинна проходити у зворотному напрямку.


Але потенціал системи Fe^{3+}/Fe^{2+} можна зменшити, якщо до розчину додавати фторид натрію. При цьому іони Fe^{3+} зв'язуються в міцний комплекс



Концентрація вільних іонів Fe^{3+} (окиснена форма) різко зменшується, що призводить до різкого зменшення величини потенціалу $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$. Його значення стає меншим, ніж потенціал $\text{J}_2/2\text{J}$, тому вільний йод може виступати як окисник щодо іонів Fe^{2+} .


Сильних окисників: KMnO_4 , $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$

Якщо відновники титрують робочим розчином вільного йоду, то природно чекати, що окисники треба титрувати робочим розчином йодиду калію. Але таке титрування неможливо проводити, тому що неможливо буде зафіксувати точку еквівалентності. З рівняння реакції



видно, що вільний йод утворюється при додаванні самих перших порцій розчину йодиду калію. Індикатор (крохмаль) при цьому зразу ж синіє, ще задовго до точки еквівалентності. На йодид-іон індикатора не існує.

Тому за йодометричних визначень окисників застосовують непрямий метод, який називають методом заміщення. Суть цього методу полягає в тому, що до розчину визначуваного розчинника додають надлишок KJ , (KJ є допоміжним розчином). Внаслідок реакції утворюється вільний йод, причому його кількість є чітко еквівалентна кількості окисника. Йод, що виділився, титрують розчином тіосульфату натрію:




Кількість тіосульфату натрію, що пішла на титрування, еквівалентна кількості йоду, яка виділилась за попередньою реакцією.

Таким чином, як *робочий титрований розчин при йодометричному визначенні окисників застосовується розчин тіосульфату натрію*. І хоча тіосульфат натрію в йому випадку безпосередньо не взаємодіє з окисником, їх кількості еквівалентні. Знаючи кількість одного, можна завжди розрахувати кількість іншого.

Сильні кислоти

(а також солі слабких основ і сильних кислот, наприклад, AlCl_3). Визначення базується на реакції



Ця реакція проходить тільки в присутності вільної кислоти в розчині. Кількість йоду, що виділився за реакцією, еквівалентна кількості кислоти, яка присутня в розчині. Відтитрувавши йод розчином тіосульфату, можна розрахувати кількість кислоти в розчині.


Робочі розчини йодометрії

Для йодометричного визначення відновників застосовують робочий розчин йоду в розчині йодиду калію. Присутність йодиду калію в розчині необхідна для підвищення розчинності йоду за рахунок утворення KI_3 , при цьому зменшується леткість йоду. Розчин з точно відомою концентрацією готують за наважкою,

взятою на аналітичних терезах (йод відповідає всім вимогам для вихідних речовин).

Для титрування окисників і кислот застосовують робочий розчин тіосульфату натрію. Його готують з кристалогідрату $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$. Приготувати розчин точної концентрації за наважкою в даному випадку неможливо, тому що кристалогідрат не відповідає вимогам, що ставляться до вихідних речовин. Крім того, щойновиготовлені розчини змінюють свою концентрацію внаслідок окиснення киснем повітря і розкладу під дією вуглекислого газу, тіобактерій та світла. Тому наважку тіосульфату беруть на технічних терезах, розчиняють у воді, залишають на 7-10 днів. Точну концентрацію тіосульфату встановлюють за вихідною речовиною – біхроматом калію.

В основі взаємодії лежить така реакція:



Йод, що виділився, титрують тіосульфатом (див. Йодометричне визначення окисників).

Порівнюючи потенціали пар $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/2\text{Cr}^{3+}$ ($E_0=1,36\text{В}$) та $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/2\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ ($E=0,087\text{В}$) бачимо, що біхромат здатний окиснити тіосульфат, тобто вони можуть реагувати безпосередньо. Але ця взаємодія проходить дуже складно, її не можна описати одним рівнянням реакції. Це означає, що неможливо провести точний розрахунок за результатами титрування. Тому на практиці використовують метод заміщення, в якому застосовується допоміжний розчин йодиду калію.

Індикатор

Для всіх йодометричних визначень як індикатор застосовують крохмаль. Він нерозчинний у воді і його використовують в вигляді колоїдного розчину. Як стабілізатор використовують йодид двовалентної ртуті. Йод із крохмалем утворює адсорбційну сполуку інтенсивного синього кольору. Ця сполука утворюється в присутності достатньої кількості іонів йодиду в розчині. При визначенні відновників, тобто при титруванні робочим розчином йоду, крохмаль додають до розчину, що аналізують, перед титруванням.

При визначенні окисників і кислот, тобто при титруванні робочим розчином тіосульфату, крохмаль додають незадовго до кінця титрування, коли основна маса йоду, що виділився вже відтитрована. Не можна додавати крохмаль перед титруванням, через те, що при великих концентраціях йоду він здатний окиснювати індикатор, а це суттєво впливає на результати титрування.

Умови проведення йодометричних визначень

Для одержання точних результатів при йодометричних визначеннях необхідно витримувати такі умови:

1. Титрувати треба на холоді, тому що при нагріванні йод летить, а також знижується чутливість крохмалю як індикатора.
2. Титрування не можна проводити в сильнолужному і сильнокислому середовищах. Оптимальним є $\text{pH}=5-6$.

3. Титрування необхідно проводити в присутності надлишку йодиду калію, який здатен прискорювати реакцію між йодидом калію та окисником, а також розчиняти йод.
4. Реакції між окисниками та йодидом калію проходять недостатньо швидко, тому до титрування йоду, який виділився, приступають через 3-5 хв.
5. Бажано проводити реакцію в темному місці, тому що на світлі прискорюється взаємодія йодиду калію з киснем повітря.




Приготування робочого розчину тіосульфату натрію

Робочий розчин тіосульфату натрію застосовується при йодометричному визначенні окисників, для титрування йоду, що виділився при реакції окисника з йодидом калію.

Тіосульфат натрію $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ не відповідає вимогам, що ставляться до вихідних речовин, тому приготувати титрований розчин його за точною наважкою не можна. Тіосульфат натрію зважують на технічних терезах, а встановлення титру розчину проводять через 10 днів після приготування.

Розрахунок наважки

При титруванні між тіосульфатом натрію та йодом проходить реакція






При цьому два іони тіосульфату віддають молекулі йоду 2 електрони. Звідси еквівалент тіосульфату натрію дорівнює 2 моль/л/2, тобто 1 моль/л або 248,2 г. Еквівалент йоду дорівнює молярній масі, тобто 126,9 г.

Для приготування 1000 мл 0,05 М розчину тіосульфату натрію необхідна наважка 12,41 г (1/20 частина еквіваленту).

Точну концентрацію тіосульфату натрію встановлюють за вихідною речовиною – біхроматом калію $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$.

Приготування вихідного розчину біхромату калію

При встановленні нормальності робочого розчину тіосульфату натрію відбувається така реакція:



Йод, що виділився, титрують розчином тіосульфату натрію

Через те, що за реакцією з йодидом калію молекула біхромату калію отримує 6 електронів, то еквівалент біхромату калію дорівнює

$$E_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7} = \frac{M_r}{6} = \frac{294,2}{6} = 49,03 \text{ г}$$

Розрахунок наважки

Для приготування 250 мл 0,05 М розчину біхромату калію необхідна така наважка:

$$g = \frac{E_{K_2Cr_2O_7}}{20 \cdot 4} = \frac{49,03}{80} = 0,6129 \text{ г}$$

Розраховану кількість біхромату (або близьку до розрахованої) зважують у бюксі на аналітичних терезах з точністю до 0,0001 г. Наважку за допомогою сухої воронки переносять до мірної колби місткістю 250 мл, промивають бюкс 2-3 рази дистильованою водою, розбавляють розчин до мітки і ретельно перемішують.

Вага бюкса з біхроматом калію г

Вага бюкса г

—

Наважка А г

3 0,6129 г - 0,05 н розчин

3 А г - Хн розчин

$$X = \frac{0,05 \cdot A}{0,6129}$$

Розраховують нормальність отриманого розчину біхромату калію і за ним – нормальність робочого розчину тіосульфату натрію.

Встановлення нормальності робочого розчину тіосульфату натрію

Методика

Бюретку наповнюють розчином тіосульфату натрію. У колбу для титрування за допомогою

мірного циліндру наливють 15-20 мл 10%-го розчину йодиду калію та 15-20 мл розчину сірчаної кислоти (1:4). Якщо отриманий розчин має жовтий відтінок, то треба обережно додати декілька краплин тіосульфату для знебарвлення розчину.

До одержаної суміші доливають за допомогою піпетки 20(25) мл стандартного (вихідного) розчину біхромату калію і, накривши колбу папером (щоб запобігти втрати за рахунок летючості йоду), залишають суміш на 5 хв у темному місці для завершення реакції. Потім наливають у колбу 100-150 мл дистильованої води і титрують розчином тіосульфату натрію (спочатку без індикатора). Коли забарвлення розчину з темно-коричневого перетвориться в світло-жовте, додають приблизно 5 мл розчину крохмалю і продовжують титрувати до переходу темно-синього забарвлення в світло-зелене.

Останні краплини розчину тіосульфату додають повільно, кожен раз добре перемішуючи розчин. Титрування повторюють ще 2 рази для отримання споріднених результатів.

Нормальність робочого титрованого розчину тіосульфату розраховують за формулою

$$N_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3} = \frac{N_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7} \cdot V_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7}}{V_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3}}, \quad \text{де } V_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3} - \text{середній результат із трьох титрувань.}$$

Лабораторна робота № 5


Йодометричне визначення іонів міді

Методика

До розчину задачі в мірній колбі ємністю 100 мл додають 3-5 мл 2 н оцтової кислоти, доливають дистильованою водою до мітки і перемішують. Відбирають піпеткою 20-25 мл цього розчину в конічну колбу на 250 мл, додають 10-15 мл йодиду калію. При цьому відбувається така реакція:



Вміст колби добре перемішують. Через 2-3 хв йод, що виділився, титрують робочим розчином тіосульфату натрію:



Після того, як буре забарвлення розчину стане світлішим, доливають 2-3 мл розчину крохмалю і продовжують титрувати доти, поки одна краплин розчину тіосульфату не змінить колір розчину з темно-синього на жовто-білий (осад йодистої міді).

Кількість іонів міді в розчині задачі, виражену в грамах, обчислюють за формулою

$$V_{\text{Cu}}(\text{г}) = \frac{N_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3} \cdot V_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3} \cdot E_{\text{Cu}} \cdot 100}{1000 \cdot A}$$

де $N_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3}$ - нормальність робочого розчину тіосульфату натрію;

$V_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3}$ - об'єм розчину тіосульфату натрію, що пішов на титрування;



E_{Cu} - еквівалент міді;


A - об'єм розчину задачі, взятий на одне титрування (аліквотна частина).

Лабораторна робота № 6


Йодометричне визначення аскорбінової кислоти

Визначення базується на реакції






аскорбінова кислота



2,3-дикето-гулонова кислота

Додають надлишок йоду і відтитровують його тіосульфатом натрію:



Масу аскорбінової кислоти в задачі розраховують за формулою

$$B(\Gamma) = \frac{(N_{\text{I}_2} \cdot V_{\text{I}_2} - N_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3} \cdot V_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3}) \cdot E_{\text{HA}} \cdot 100}{1000 \cdot A}$$

де N_{I_2} - нормальність розчину йоду;

V_{I_2} - об'єм розчину йоду;

$V_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3}$ - об'єм розчину тіосульфату натрію, що витрачено на титрування;

$N_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3}$ - нормальність розчину тіосульфату натрію;

E_{HA} - еквівалент аскорбінової кислоти = $\frac{M \cdot M}{2} = 88$,


A - об'єм розчину задачі, що береться для титрування (аліквотна частина).


Методика

Розчин задачі в мірній колбі ємністю 100 мл розбавляють дистильованою водою до мітки і перемішують. Відбирають піпеткою 20(25) мл цього розчину в конічну колбу для титрування. Туди ж приливають 4 мл сірчаної кислоти (1:4), відміряють мірним циліндром), потім додають за допомогою піпетки 15 мл 0,01 н розчину йоду. Через 30 с додають 5 мл 0,5%-го розчину крохмалю і титрують 0,01 н розчином тіосульфату натрію до знебарвлення розчину.

Контрольні запитання

1. Складіть рівняння реакцій, що відбуваються між такими речовинами, та вкажіть молярні маси їх еквівалентів:





2. Яким чином можна передбачити можливість проходження реакції в потрібному напрямку?
3. Укажіть властивоості стандартного окисно-відновного потенціалу.
4. Які індикатори використовуються в методах окиснення – відновлення?
5. Які відновники застосовують для попереднього відновлення визначуваних елементів?
6. Назвіть особливості перманганатометричного та йодометричного методів визначення речовин.
7. Наведіть формулу для розрахунку окисно-відновного потенціалу системи в точці еквівалентності.
8. Чому перманганатометричне визначення ряду відновників (Fe^{2+} , $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$, H_2O_2 тощо) виконують у кислому середовищі? Яку кислоту краще використовувати при цьому: хлороводневу, азотну чи сірчану?
9. Чи можна використовувати для титрування свіжовиготовлений розчин перманганату?
10. Чому при встановленні концентрації розчину перманганату калію за щавлевою кислотою титрують гарячий розчин, а визначення пероксиду водню ведуть на холоді?
11. Чому реакція між перманганатом калію та щавлевою кислотою відбувається спочатку дуже повільно, а потім прискорюється? Як можна вплинути на швидкість реакції?
12. Чи можна приготувати робочі розчини перманганату калію та тіосульфату натрію, виходячи з точної наважки речовин без встановлення їх концентрації за вихідними речовинами?
13. Аналіз було виконано за наведеними нижче методиками. Результат аналізу виявився невірним. Яка причина:
 - а) при встановленні концентрації розчину перманганату калію до розчину щавлевої кислоти певної концентрації додали 1 мл розчину сірчаної кислоти (1:4) і суміш відтитрували розчином перманганату калію;
 - б) досліджуваний розчин пероксиду водню розвели гарячою водою, додали 10-15 мл концентрованої соляної кислоти і відтитрували розчином перманганату до досягнення точки еквівалентності;
 - в) при йодометричному визначенні міді розчин сульфату міді підкислили хлороводновою кислотою, нагріли, додали 3-4 г йодиду калію і відтитрували йод тіосульфатом?
14. Розрахуйте значення окисно-відновного потенціалу для наведених нижче систем в умовах, коли

$$[\text{Ox}] = 0,05 \text{ моль/л}$$

$$[\text{Red}] = 0,5 \text{ моль/л}$$

$$E^0_{\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ / \text{Mn}^{2+}} = 1,51\text{В}$$

$$E^0_{\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ / 2\text{Cr}^{3+}} = 1,33\text{В}$$

$$[H^+] = 0,01 \text{ моль/л}$$





16. Визначте напрямок хімічних реакцій, схеми яких наведені нижче, в умовах, коли

а) $[Ox] = 0,0001 \text{ моль/л}$

$[Red] = 0,01 \text{ моль/л}$ $pH=1$

б) $[Ox]=[Red]=0,01 \text{ моль/л}$ в 1 моль/л розчині сильної кислоти;

в) при 1 моль/л концентраціях реагуючих речовин та $pH=3$.



Тема 4. Об'ємно-аналітичні методи осадження

Мета роботи – оволодіння об'ємними методами, в основу яких покладені реакції утворення малорозчинних сполук. Студентам необхідно познайомитись з кількісними характеристиками таких реакцій, зокрема, з поняттям добутку розчинності, отримати уявлення про способи визначення точки еквівалентності при використанні різних робочих розчинів, навчитись правильно обчислювати результати аналізу.

В основі об'ємно-аналітичних методів осадження лежать реакції, внаслідок яких відбувається утворення малорозчинних сполук, тобто реакції осадження.

Відомо, що абсолютно нерозчинних сполук не існує. Крім цього, більшість осадів неорганічних сполук має іонний характер. Тому в розчині над осадом завжди присутня певна кількість катіонів та аніонів. Наприклад: $BaSO_4 = Ba^{2+} + SO_4^{2-}$ (1). В насичених розчинах осад та іони знаходяться в стані динамічної рівноваги. Кількість іонів у розчині залежить від розчинності осаду. Чим більше розчинний осад, тим більше іонів він надсилає до розчину за однакових фізичних умов.

Основною кількісною характеристикою розчинності осадів є добуток розчинності (ДР). Формула для розрахунку ДР осадів різного складу виводиться з константи рівноваги для насичених розчинів. Наприклад, для рівноваги (1) константа K_p є такою:

$$K_p = \frac{[Ba^{2+}][SO_4^{2-}]}{[BaSO_4]}$$

Оскільки сульфат барію є осадом, то $[BaSO_4]$ є постійною величиною, що характеризує густину цього осаду. Звідси $K_p \cdot [BaSO_4]$ за незмінних фізичних

умов є сталою величиною, її позначають як ДР. Таким чином,
 $ДР_{BaSO_4} = [Ba^{2+}][SO_4^{2-}]$

Нижче наведені формули для розрахунку ДР осадів різного складу:

$$ДР_{CaF_2} = [Ca^{2+}][F^-]^2$$

$$ДР_{Ag_2CrO_4} = [Ag^+]^2[CrO_4^{2-}]$$


$$ДР_{Ca_3(PO_4)_2} = [Ca^{2+}]^3[PO_4^{3-}]^2$$

Звідси, ДР дорівнює добутку концентрацій іонів у насиченому розчині в ступені, що відповідає їх стехіометричним коефіцієнтам.

Якщо величина ДР відома, можна розрахувати розчинність речовини (і навпаки). Крім цього, якщо відома концентрація одного з іонів у насиченому розчині, можна розрахувати концентрацію іншого іона.

Приклади:

а) Розрахувати розчинність осаду $BaSO_4$ у воді:




$$ДР_{BaSO_4} = 1 \cdot 10^{-10} \text{ (табличні дані).}$$

З рівняння (1) можна побачити, що в насиченому розчині $[Ba^{2+}] = [SO_4^{2-}]$. Звідси $[Ba^{2+}]^2 = ДР$;

$$[Ba^{2+}] = \sqrt{10^{-10}} = 10^{-5} \text{ моль/л}$$

б) Розрахувати розчинність осаду CaF_2 у воді. $ДР_{CaF_2} = 4 \cdot 10^{-11}$.



Концентрація F^- у насиченому розчині у два рази більша, ніж концентрація Ca^{2+} . Тому можна записати

$$[F^-] = 2[Ca^{2+}] \quad \text{і} \quad ДР_{CaF_2} = [Ca^{2+}][2Ca^{2+}]^2 = 4[Ca^{2+}]^3$$

Звідси

$$[Ca^{2+}] = \sqrt[3]{\frac{ДР}{4}} = \sqrt[3]{\frac{4 \cdot 10^{-11}}{4}} = \sqrt[3]{10 \cdot 10^{-12}} = 2,1 \cdot 10^{-4} \text{ моль/л}$$

в) Розрахувати концентрацію Ba^{2+} у розчині, якщо $[SO_4^{2-}]$ дорівнює 0,01 моль/л.

$$ДР_{BaSO_4} = [Ba^{2+}][SO_4^{2-}]; \quad [Ba^{2+}] = \frac{ДР_{BaSO_4}}{[SO_4^{2-}]} = \frac{10^{-10}}{10^{-2}} = 10^{-8} \text{ моль/л}$$

В об'ємному аналізі використовують реакції осадження, які задовольняють такі вимоги.

1. Осад має бути практично нерозчинним, тобто розчинність його не повинна перевищувати 10^{-6} моль/л.
2. Утворення осаду при титруванні має відбуватися миттєво, тобто не повинен утворюватись пересичений розчин.
3. Осади, що утворюються, не повинні адсорбувати речовини, які реагують.


4. Необхідно мати можливість визначати точку еквівалентності, тому що осад, який утворюється, часто заважає спостереженню за зміною забарвлення індикатора.

Указаним вимогам відповідають далеко не всі реакції осадження.

Найчастіше використовують реакції утворення малорозчинних сполук срібла. Засновані на цих реакціях методи об'єднані під загальною назвою *аргентометрія*. Звичайно аргентометрія застосовується для кількісного визначення галогенід- та роданід-іонів: Cl^- , Br^- , I^- та SCN^- . Іноді для визначення галогенід-іонів використовують розчин нітрату одновалентної ртуті - $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$. У цьому випадку утворюються важкорозчинні сполуки: Hg_2Cl_2 , Hg_2Br_2 , Hg_2I_2 .

Точка еквівалентності в методах осадження


У процесі титрування в досліджуваному розчині змінюється концентрація іонів, що реагують, наприклад:



Спочатку в розчині є надлишок Cl^- . Після досягнення точки еквівалентності з'являється надлишок Ag^+ . У точці еквівалентності кількість іонів Ag^+ , що додали, має бути еквівалентною кількості іонів Cl^- , яку визначають. Але це не означає, що в розчині не залишилось іонів Ag^+ та Cl^- . Кількість цих іонів, що перейшла з осаду в розчин, залежить від добутку розчинності осаду. Іншими словами, точка еквівалентності в методах осадження характеризується певною концентрацією іонів у розчині. Ця концентрація залежить від добутку розчинності осаду, що утворюється.

Приклад.

Розрахувати концентрацію іонів у точці еквівалентності:



У точці еквівалентності в розчині немає надлишку іонів Ag^+ або Cl^- , тобто $[\text{Ag}^+] = [\text{Cl}^-]$. Тому можна записати:

$$[\text{Ag}^+] = [\text{Cl}^-] = \sqrt{10^{-10}} = 10^{-5} \text{ моль/л}$$



$$[\text{Ag}^+] \cdot [\text{J}^-] = 1 \cdot 10^{-16} \cdot [\text{Ag}^+] = [\text{J}^-] = \sqrt{10^{-16}} = 10^{-8} \text{ моль/л}$$

Методи визначення точки еквівалентності в аргентометрії

Існує дві групи методів:

безіндикаторні (вони незручні в роботі й не забезпечують точних результатів титрування);

індикаторні. Універсальних індикаторів в методах осадження немає. У кожному конкретному випадку індикатор підбирають залежно від умов титрування. Звичайно використовують речовини, які поблизу точки

еквівалентності утворюють з робочим титрованим розчином забарвлені осад або розчинні забарвлені сполуки (іноді адсорбційні).

Найбільш розповсюдженими індикаторними методами в аргентометрії є метод Мора та метод Фольгарда.

Метод Мора застосовується для кількісного визначення іонів Cl^- та Br^- . Як робочий розчин застосовують розчин AgNO_3 . Індикатором виступає розчин хромату калію K_2CrO_4 . Іони CrO_4^{2-} утворюють з іонами Ag^+ забарвлений у цегляно-червоний колір осад Ag_2CrO_4 . Цей осад починає утворюватись лише після того, як практично всі хлорид-іони будуть осаджені у вигляді білого осаду AgCl . Це зумовлено тим, що розчинність Ag_2CrO_4 більша, ніж розчинність AgCl .

Кількість індикатора має бути чітко розрахованою. Якщо додати забагато K_2CrO_4 , то забарвлений осад Ag_2CrO_4 утвориться раніше, ніж усі іони Cl^- будуть відтитровані; якщо індикатора мало, то осад Ag_2CrO_4 утворюється в присутності надлишку іонів срібла, тобто розчин буде перетитровано. Оптимальну кількість індикатора розраховують таким чином.

Як уже відомо, у точці еквівалентності $[\text{Ag}^+] = [\text{Cl}^-] = 10^{-5}$ моль/л. Необхідно розрахувати концентрацію іонів CrO_4^{2-} , при якій у заданих умовах буде утворюватись забарвлений осад Ag_2CrO_4 . Цю концентрацію знаходять із добутку розчинності Ag_2CrO_4 :

$$D_{\text{Ag}_2\text{CrO}_4} = [\text{Ag}^+]^2 [\text{CrO}_4^{2-}] = 10^{-12} \quad \frac{D_{\text{Ag}_2\text{CrO}_4}}{[\text{Ag}^+]^2} = \frac{10^{-12}}{(10^{-5})^2} = 10^{-2} \quad (\text{моль/л})$$

Звідси


$$[\text{CrO}_4^{2-}] = D_{\text{Ag}_2\text{CrO}_4} / [\text{Ag}^+]^2 = 10^{-12} / (10^{-5})^2 = 10^{-12} / 10^{-10} = 10^{-2} \text{ моль/л}$$

Таким чином, перед титруванням концентрація хромату в розчині має дорівнювати 10^{-2} моль/л.


Головним недоліком методу Мора є те, що він може бути застосований лише в нейтральних розчинах. У кислих розчинах осад Ag_2CrO_4 не утворюється, тому що добре розчиняється в кислотах. У лужних розчинах також неможливо зафіксувати точку еквівалентності, тому що з самого початку титрування утворюється бурий осад Ag_2O .

Визначенню галогенід-іонів за методом Мора заважають усі іони, які в нейтральному середовищі утворюють з Ag^+ поганорозчинні сполуки (CO_3^{2-} , PO_4^{3-} тощо), а також деякі катіони, які в нейтральних розчинах гідролізують (Fe^{3+} , Al^{3+}) або утворюють забарвлені осад з CrO_4^{2-} (Pb^{2+} , Hg^{2+}).


Метод Фольгарда застосовується для кількісного визначення іонів Cl^- , Br^- , I^- , CN^- та SCN^- . Як робочі використовують розчини AgNO_3 та KSCN (або NH_4SCN). Індикатором виступає розчин залізоамонійних галунів $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 24\text{H}_2\text{O}$. У цьому разі використовують так званий метод зворотнього титрування, який полягає в тому, що до розчину, наприклад, з іонами Br^- , додають певний надлишок розчину AgNO_3 . Утворюється білий осад



Іони Ag^+ , які залишилися незв'язаними, титрують розчином KSCN , який з іонами Ag^+ також утворює білий осад:



Після зв'язування всіх іонів Ag^+ в осад, зайва краплина робочого розчину KSCN буде реагувати з індикатором Fe^{3+} , утворюючи розчинну комплексну сполуку червоного кольору, і розчин забарвлюється в червоний колір:



Розрахунок кількості іонів Br^- , які визначають, здійснюють за формулою

$$V_{\text{Br}} = ((N_{\text{AgNO}_3} \cdot V_{\text{AgNO}_3} - N_{\text{KSCN}} \cdot V_{\text{KSCN}}) \cdot E_{\text{Br}} \cdot V_{\text{задачі}}) / 1000 V_{\text{ал.ч.}}$$

Цим методом можна визначати також кількість срібла в розчині титруванням робочим розчином KSCN (або NH_4SCN).

Метод Фольгарда застосовують в кислому середовищі – це є його основною перевагою: іони CO_3^{2-} , PO_4^{3-} , Fe^{3+} та Al^{3+} не заважають визначенню.



Для встановлення точки еквівалентності іноді використовують адсорбційні індикатори (флуоресцеїн, еозин). Це органічні барвники, здатні адсорбуватися на поверхні осадів, що утворюються, і при цьому різко змінювати своє забарвлення. Звичайно осад адсорбує з розчину найсильніше ті іони, з яких вони утворені. Так, наприклад, осад AgBr адсорбує переважно іони Ag^+ та Br^- . До досягнення точки еквівалентності осад буде адсорбувати з розчину іони Br^- , які знаходяться там у надлишку, набуваючи при цьому негативного заряду. Після досягнення точки еквівалентності в розчині з'являється надмір іонів Ag^+ ; осад тепер буде адсорбувати саме ці іони і заряд його стане позитивним.

У розчині, який аналізують, знаходиться також індикатор еозин, який є слабкою кислотою (позначимо її HE), яка частково дисоціює на іони: $\text{HE} = \text{H}^+ + \text{E}^-$. Аніони E^- забарвлені в рожевий колір. До досягнення точки еквівалентності аніони еозину не можуть адсорбуватися осадом, тому що він також негативно заряджений. Після досягнення точки еквівалентності аніони еозину адсорбуються позитивно зарядженим осадом і забарвлюють його в червоно-фіолетовий колір, що свідчить про досягнення точки еквівалентності.

Аргентометричний метод визначення галогенід-іонів, зокрема, хлорид-іонів, дуже точний та зручний і широко застосовується на практиці. Основним недоліком цього методу є висока ціна і дефіцитність AgNO_3 . Тому часто застосовуються меркуриметричний метод, який вже належить до методів комплексоутворення.

Об'ємно-аналітичні методи комплексоутворення

Ці методи схожі на методи осадження. Різниця полягає в тому, що іон, який визначають, зв'язується робочим титрованим розчином у розчинну комплексну сполуку, яка погано дисоціює, наприклад:




Звичайно в об'ємному аналізі використовують реакції комплексоутворення іонів металів з галогенід- та псевдогалогенід-іонами.

Одним із найважливіших і розповсюджених методів комплексоутворення є згадувана вже меркуриметрія. Метод заснований на утворенні галогенідів або псевдогалогенідів ртуті, які погано дисоціюють. За його допомогою можна визначати Cl^- , Br^- , I^- , CN^- та SCN^- , а також солі ртуті (II). Робочим розчином є розчин азотнокислої ртуті (II) – $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$.

Для встановлення точки еквівалентності використовують індикатори, які є органічними речовинами, що здатні утворювати з одним з іонів, що взаємодіють, забарвлену або поганорозчинну сполуку. Індикатор підбирають таким чином, щоб забарвлення або осад виникали (зникали) в розчині лише після того, як іони, що визначають, будуть практично зв'язані в комплексну сполуку.


При меркуриметричному визначенні іонів Cl^- та Br^- як індикатор використовують нітропрурид натрію – $\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NO}]$,

дифенілкарбазид –



або дифенілкарбазон


–




Ці реагенти утворюють сполуки з іонами Hg^{2+} . Але поки в розчині присутні іони Cl^- або Br^- , іони Hg^{2+} із робочого розчину будуть реагувати з ними і не будуть взаємодіяти з індикатором. Після досягнення точки еквівалентності іони ртуті вступають в реакцію з індикатором. При використанні нітропруриду натрію в точці еквівалентності утворюється білий осад. Якщо індикатором використовують дифенілкарбазид або дифенілкарбазон, то в точці

еквівалентності виникає інтенсивно-синє забарвлення розчину, зумовлене взаємодією іонів Hg^{2+} з цими реагентами.

Часто катіони металів можуть утворювати з робочим розчином комплекси різного складу. Це ускладнює розрахунок кількості визначуваної речовини та є основним недоліком методів комплексоутворення. Органічні реактиви, які належать до класу поліамінокарбонових кислот і об'єднані під загальною назвою комплексони, такого недоліку не мають. Найчастіше використовують комплексон III (або трилон Б) – двозаміщену натрієву сіль етилендіамінтетраоцтової кислоти (скорочено ЕДТА):



Трилон Б, як і інші комплексони, утворює розчинні комплексні сполуки з багатьма іонами металів: Cu, Bi, Pb, Cd, Ni, Fe, Co, Mn, Th, Ga, In, Ca, Sr, Ba, Mg та ін. При цьому іон металу заміщує атоми водню карбоксильних груп – COOH і координаційно зв'язується з атомами азоту:



Методи, засновані на використанні комплексонів, називаються комплексометрією (у випадку трилону Б – трилонометрією).


Порівняно з іншими методами комплексоутворення, комплексометрія має такі переваги:

- 1) комплексони утворюють міцні сполуки майже з усіма катіонами (крім Na^+ , K^+ та Li^+), при цьому співвідношення M:R майже завжди дорівнює 1:1;
- 2) комплексони утворюють стійкі комплекси з катіонами лужноземельних металів – Mg^{2+} , Ba^{2+} , Ca^{2+} , Sr^{2+} , що дає можливість їх прямого об'ємного визначення (до цього використовували непрямі об'ємні методи);
- 3) взаємодія між комплексонами і металами відбувається за умов різної кислотності. Регулюючи кислотність, можна визначати одні метали в

присутності інших. Однак це є і недоліком комплексометрії, тобто необхідно суворо дотримуватись умов визначення.


Індикатори

Для встановлення точки еквівалентності в комплексометрії використовують металоіндикатори (металохромні індикатори). Металоіндикатори – це органічні речовини, які утворюють з катіонами металу забарвлені комплексні сполуки. Ці сполуки менш стійкі, ніж комплекси відповідних металів з комплексонами. Як приклад можна навести індикатор еріохром чорний Т (ЕХЧ-Т), який часто застосовують в трилонометрії:



Забарвлення ЕХЧ-Т залежить від рН розчину. При рН 7-11 індикатор забарвлений у синій колір. У цьому інтервалі рН іони багатьох металів (Mg, Ca, Zn, Cd, Al, Co, Ni, Cu тощо) утворюють з ЕХЧ-Т комплекси винно-червоного кольору, а з комплексонами – більш стійкі, часто безбарвні комплекси.

Розглянемо процеси, які відбуваються в розчині при трилонометричному визначенні магнію. До розчину, що аналізують і який містить іони Mg^{2+} , додають аміачний буферний розчин для встановлення рН 8-9 та індикатор ЕХЧ-Т. Розчин забарвлюється у винно-червоний колір за рахунок утворення сполуки Mg^{2+} з ЕХЧ-Т. При титруванні трилон Б зв'язує Mg^{2+} у більш міцну безбарвну сполуку:



При цьому виділяється вільний ЕХЧ-Т, який за умов визначення забарвлений у синій колір. Таким чином, наприкінці титрування розчин із винно-червоного стає синім.

Лабораторна робота № 7

Комплексометричне визначення вмісту іонів магнію

Методика

Розчин задачі в мірній колбі на 100 мл доводять до мітки водою і добре перемішують. Потім відбирають 20(25) мл, переносять у конічну колбу для титрування, доливають 5 мл аміачного буферного розчину та декілька краплин індикатора еріохромчорного Т до виникнення помітного, але не дуже темного вишнево-червоного забарвлення. Після цього титрують робочим розчином трилону Б до зміни забарвлення з вишнево-червоного на синє.

Кількість магнію в розчині розраховують за формулою

$$V_{\text{тр}} = (N_{\text{тр}} \cdot V_{\text{тр}} \cdot E_{\text{Mg}} \cdot 100) / (1000 \cdot A)$$

де $N_{\text{тр}}$ – нормальність трилону Б, $V_{\text{тр}}$ – кількість трилону, витрачена на титрування, E_{Mg} – грам-еквівалент Mg, A – аліквотна частина розчину задачі.
 $E_{\text{Mg}} = 12$.

Контрольні запитання

1. Яким вимогам повинні відповідати реакції осадження, що використовуються в об'ємному аналізі?
2. Розрахувати розчинність осаду $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ у воді. $\text{DP}_{\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2} = 2 \cdot 10^{-29}$
3. Розрахувати концентрацію іонів Sr^{2+} у розчині, якщо $[\text{F}^-]$ дорівнює 0,001 моль/л. $\text{DP}_{\text{SrF}_2} = 2,5 \cdot 10^{-9}$
4. Розрахувати розчинність хромату срібла при $\text{pH}=2$. $\text{DP}_{\text{Ag}_2\text{CrO}_4} = 1,1 \cdot 10^{-12}$, а константа дисоціації хромової кислоти $K_{\text{H}_2\text{CrO}_4} = 5,1 \cdot 10^{-8}$.
5. Чим характеризується точка еквівалентності в об'ємно-аналітичному методі осадження?
6. Розрахувати концентрацію іонів у точці еквівалентності при аргентометричному визначенні SCN^- . $\text{DP}_{\text{AgSCN}} = 1,1 \cdot 10^{-12}$
7. Які аніони та катіони заважають визначенню хлоридів за методом Мора? Поясніть чому.
8. Для визначення яких іонів застосовується метод Фольгарда? Назвіть робочі розчини та індикатор цього методу.
9. У чому полягають переваги методу Фольгарда у порівнянні з методом Мора?
10. Чому індикатор дифенілкарбазид змінює забарвлення при об'ємному меркуриметричному визначенні хлоридів?
11. Визначте відсотковий вміст срібла у сплаві, якщо на титрування розчину, що утворився після розчинення 0,5 г сплаву в азотній кислоті, витрачено 20 мл 0,1 н розчину NH_4SCN ?
12. Скільки грамів BaCl_2 міститься у 250 мл розчину, якщо після доливання до 25,0 мл цього розчину 40,0 мл 0,102 н розчину AgNO_3 на титрування надлишку нітрату срібла витрачено 15 мл 0,0968 н розчину NH_4SCN ?
13. Чому при трилонометричному визначенні магнію з індикатором еріохромчорним Т забарвлення розчину в точці еквівалентності змінюється від винно-червоного до синього?
14. Чим пояснюється широке застосування трилону Б для об'ємного визначення кальцію, магнію та інших металів?

Тема № 5. Фотометричні методи аналізу


Для проведення біохімічних процесів, для росту рослин, а також для нормального розвитку організмів тварин і людини велике значення мають малі

кількості різних елементів, так звані мікроелементи. Недостатня кількість або великий надлишок одного з мікроелементів може призвести до захворювання живого організму, уповільнення росту рослин і тварин. Тому великого значення надається методам визначення малих кількостей елементів. У таких випадках широко застосовують фотометричні методи аналізу.

Мета роботи – навчитись правильно вибирати потрібний для фотометричного визначення того чи іншого елемента реагент та спосіб аналізу, а також виробити навички виконання конкретних визначень.

Фотометричні методи аналізу засновані на реакціях, які супроводжуються утворенням забарвлених розчинних сполук (інколи – їх руйнуванням).

У процесі фотометричного визначення компонент X переводять за допомогою аналітичного реагенту R у забарвлену розчинну сполуку P



Про кількість елемента, який визначають, судять? за інтенсивністю забарвлення розчину. Чим більша інтенсивність, тим більша концентрація елемента в розчині і навпаки.

Переваги фотометричних методів аналізу

1. Можливість визначення дуже малих кількостей елементів, так званих “слідів” (10^{-4} - 10^{-5} моль/л). Наприклад, можна побачити забарвлення однієї краплини (0,05 мл) KMnO_4 у 100 мл розчину. Таку кількість речовини не можна зважити на аналітичних терезах або визначити за допомогою об’ємного методу аналізу. Таким чином, фотометричний аналіз відрізняється низьким порогом визначення.
2. Визначення виконується швидко, методики досить прості.
3. Можливість застосування хімічних реакцій різних типів.

Основним недоліком фотометричних методів є те, що реакції, які застосовуються, часто малоспецифічні

Типи фотометричних реакцій, які застосовуються у фотометрії

1. Реакції утворення забарвлених неорганічних комплексних сполук: аміакатів (наприклад, $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$), галогенідних комплексів (KBiI_4), пероксидних сполук ($[\text{TiOH}_2\text{O}_2]\text{SO}_4$), гетерополікислот ($\text{H}_3[\text{P}(\text{Mo}_{12}\text{O}_{40})]$) тощо.
2. Реакції утворення забарвлених компонентів з органічними реагентами: сполуки алюмінію з алізарином S, кобальту з α -нітрозоз- β -нафтолом, магнію з титановим жовтим тощо.
3. Реакції окиснення-відновлення, внаслідок яких утворюються забарвлені сполуки. Так, для фотометричного визначення марганцю застосовують реакцію окиснення Mn(II) до Mn(VII); перманганат-іон, що утворюється, має інтенсивне рожево-фіолетове забарвлення.
4. Інколи вимірюють інтенсивність забарвлення самого розчину речовини, яку визначають (наприклад, NiSO_4 , CuSO_4).

У фотометрії використовують реакції, які задовольняють таким умовам:

- 1) іон, який визначають, треба якомога повніше перевести у забарвлену сполуку;
- 2) забарвлена сполука у розчині повинна мати певний хімічний склад, однаковий із складом сполуки в стандартному розчині.

Два етапи фотометричного визначення

1. Елемент, який визначають за допомогою хімічної реакції, переводять у забарвлену сполуку. Забарвлення будь-якого розчину характеризується спектром поглинання.

2. Вимірюють інтенсивність забарвлення розчину.

Інтенсивність забарвлення пов'язана з інтенсивністю поглинання світла, яка у свою чергу залежить від

- а) концентрації забарвленої сполуки в розчині;
- б) товщини поглинаючого шару.

Ця залежність описується формулою

$$\lg J_0/J = \varepsilon \cdot l \cdot C$$

де J_0 – інтенсивність світлового потоку, який входить у розчин; J – інтенсивність світла, що пройшло крізь розчин, або іншими словами, інтенсивність послабленого поглинання світлового потоку; l – товщина поглинаючого шару; C – концентрація забарвленої речовини в розчині, моль/л; ε – молярний коефіцієнт поглинання. Останній є постійною величиною, яка залежить від природи речовини та від довжини хвилі падаючого світла. Як видно з рівняння, молярний коефіцієнт поглинання чисельно дорівнює оптичній густині 1 моль/л розчину при товщині поглинаючого шару 1 см.

Молярний коефіцієнт поглинання ε характеризує внутрішні властивості речовини і не залежить від об'єму речовини, товщини шару та інтенсивності освітлення. Тому ця величина є найбільш важливою, загальноприйнятою характеристикою можливої чутливості фотометричного визначення.

Величина $\lg J_0/J$ характеризує ступінь послаблення або поглинання світла при проходженні його через розчин, називається оптичною густиною і позначається **A**.

Зазначена формула визначає основний закон світлопоглинання для розчинів, який носить назву **закон Бера** і формулюється так: **оптична густина розчинів пропорційна добутку концентрації забарвленої речовини на товщину поглинаючого шару**. На цьому законі та його наслідках засновані способи виміру інтенсивності забарвлення. Вони поділяються на інструментальні (фотометрія) та візуальні. В обох випадках забарвлення розчину, що аналізують, порівнюють із забарвленням розчину, в якому концентрація компонента, що його аналізують, відома. Такі розчини називають стандартними.

Візуальна фотометрія

Візуально неможливо визначити наскільки один розчин забарвлений інтенсивніше за інший. Але досить точно можна визначити, коли розчини забарвлені однаково інтенсивно. Тому за візуальною фотометрією тим або іншим способом намагаються досягти рівності інтенсивності забарвлення досліджуваного та стандартного розчинів.

Залежно від способу досягнення такого стану розрізняють такі візуальні методи виміру інтенсивності забарвлення.

Метод стандартних серій. Забарвлення розчину, що його аналізують, порівнюють із забарвленням серії стандартних розчинів різної концентрації (так званою шкалою). Концентрація досліджуваного розчину дорівнює концентрації стандартного розчину, який має однаково з ним інтенсивність забарвлення. Метод є зручним за умов масових аналізів, якщо забарвлення розчинів стійке в часі (шкалу, як правило, готують заздалегідь).

Метод розбавлення. У цьому випадку готують лише один стандартний розчин. Інтенсивність його забарвлення порівнюють з інтенсивністю забарвлення досліджуваного розчину. Для цього поступово розбавляють водою той розчин, який має більш інтенсивне забарвлення. Розбавлення та порівняння забарвлень проводять у градуювальних циліндрах. Кількість визначуваного компонента розраховують за формулою

$$C_{\text{ст}}/h_{\text{ст}} = C_x/h_x,$$

де $h_{\text{ст}}$ і h_x - висота рідини у стандартному і досліджуваному розчинах після розведення. Метод застосовують у випадках, коли інтенсивність забарвлення досліджуваного і стандартного розчинів доволі близька.

Метод колориметричного титрування. У два однакових скляних циліндри вносять усі необхідні реактиви в однакових кількостях. В один із них додають розчин, який аналізують, а в другий – таку ж саму кількість води. Потім у другий циліндр із бюретки додають стандартний розчин компонента, який визначають, доти, доки інтенсивність забарвлення в обох циліндрах не стає однаковою. За рівної інтенсивності забарвлення та рівних об'ємах сумішей концентрації компонентів у досліджуваному і стандартному розчинах теж рівні. Знаючи кількість стандартного розчину, можна розрахувати кількість речовини за такою формулою:

$$V_{\Gamma} = T_{\text{ст}} \cdot V_{\text{ст}} \cdot V_{\text{задачі}} / A,$$

де $T_{\text{ст}}$ – титр стандартного розчину; $V_{\text{ст}}$ – об'єм доданого стандартного розчину; $V_{\text{задачі}}$ - загальний об'єм досліджуваного розчину; A – об'єм аліквотної частини.


Цей метод досить широко використовується. Основною вимогою є необхідність миттєвого розвитку забарвлення. В усіх описаних випадках порівняння інтенсивності забарвлення необхідно проводити, дотримуючих відповідних умов:

- 1) до стандартного розчину додають ті самі реактиви, у тій самій послідовності та в тих самих кількостях, що й до розчину, який аналізують;
- 2) якщо в розчині, що аналізують, присутні сторонні іони, які впливають на забарвлення, то точно такі ж іони і в тих самих кількостях додають до стандартного розчину;
- 3) порівняння забарвлень розчину, що аналізують, і стандартного розчину проводять тільки в однаковому посуді.

Лабораторна робота № 8

Фотометричне визначення вмісту іонів заліза (III)

В основі визначення лежать реакції утворення забарвлених комплексних сполук іонів заліза (III) з іонами роданіду (червоного кольору), серед яких можна виділити таку:



Умови проведення визначення

- а) концентрація роданіду повинна бути досить високою та однаковою як у стандартному розчині, так і в розчині, який аналізують;
- б) треба, щоб розчини були підкислені, тому що збільшення рН веде до гідролізу солі заліза й утворення основних солей або гідроксиду;
- в) підкислювати найкраще розведеною азотною кислотою, тому що соляна, сірчана і фосфорна знижують забарвлення за рахунок утворення відповідних комплексів заліза.

Методика

У розчин задачі в мірній колбі ємн. 50 мл додають 1 мл 2 н азотної кислоти, 5 мл 10%-го розчину роданіду калію, розводять до риски дистильованою водою і перемішують. Оптичну густину розчину вимірюють за допомогою фотоелектроколориметра при довжині хвилі 490 нм і товщині кювети 1 см. Вміст іонів заліза визначають за градууювальним графіком.

Побудова градууювального графіка

Готують серію стандартних розчинів: у шість колб ємн. 50 мл вносять стандартний розчин заліза (III) – 0; 2; 4; 6; 8 та 10 мл відповідно. Потім до кожної колби додають по 1 мл 2 н азотної кислоти, по 5 мл розчину роданіду, доводять об'єм колби до риски дистильованою водою і перемішують. Оптичну густину розчинів вимірюють при зазначених вище параметрах приладу, а результати заносять в таблицю

№ колби	Об'єм стандартного розчину заліза, мл	Концентрація заліза, мг	Оптична густина, А

За даними таблиці будують аналітичну залежність $A=f(c)$ і за отриманим графіком знаходять вміст іонів заліза в розчині задачі.

Контрольні запитання

1. У чому суть колориметричних методів?
2. В якому спектральному інтервалі вимірюють інтенсивність світлопоглинання забарвлених сполук?
3. Загальні умови колориметричних визначень.
4. Закон Бера.
5. Які причини відхилень від закону Бера?
6. Головні переваги колориметричних методів.
7. Основні недоліки колориметричних методів.
8. Які типи хімічних реакцій використовуються в колориметрії?
9. Які вимоги повинні задовольняти хімічні реакції, що використовуються в колориметрії?
10. Що таке метод стандартних серій?
11. Суть методу розбавлення.
12. Основи методу колориметричного титрування.
13. Роданідний метод визначення заліза (III).
14. Чому при визначенні заліза (III) у вигляді роданідного комплексу створюють кисле середовище?
15. Чи можна визначити залізо (III) у вигляді роданідного комплексу в присутності іонів фтору?
16. Які ще іони можна визначити у вигляді роданідних комплексів?
17. Визначити оптичну густина якоїсь речовини з концентрацією C , яка при товщині шару l поглинає 50% світла.
18. Забарвлена сполука заліза при товщині шару 1 см і концентрації заліза $1 \cdot 10^{-5}$ г-іон/л має оптичну густина $A=1,2$. Знайти молярний коефіцієнт поглинання.
19. Визначити концентрацію забарвленої речовини за таких умов:
 $l = 1 \text{ см}; A = 0,7; \epsilon = 3 \cdot 10^4$
20. Визначити оптичну густина забарвленої речовини за таких умов:
 $l = 2 \text{ см}; \epsilon = 5 \cdot 10^3; C = 10^{-4} \text{ г-іон/л}$.

Література

1. Логинов Н.А., Воскресенский А.Г., Солодкин И.С. Аналитическая химия. – М., 1975.
2. Бесков С.Д., Слизковская О.А. Аналитическая химия. – М., 1956.
3. Жаровський Ф.Г., Пилипенко А.Т., П'ятницький І.В. Аналітична хімія. – К., 1975.
4. Алексеев В.Н. Количественный анализ. – М., 1972.
5. Алексеев В.Н. Курс качественного химического полумикроанализа. – М., 1973.
6. Васильев В.П. Аналитическая химия: В 2 т. – М., 1989.
7. Пономарев В.Д. Аналитическая химия: В 2 т. – М., 1982.